

Strength and Durability
for reliable protection

StarGuard® Protect

In Compliance with:

Personal Protective Equipment EU Regulation 2016/425, PPE Cat. III, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 +A1:2018, EN 16523-1:2015, EN 374-2:2019 Level 3 (AQL 0.65), EN 374-4:2019, EN ISO 374-5:2016, EN 455 parts 1, 2, 3 and 4, Protection against Bacteria and Fungi: PASS, Protection against Viruses: PASS

The following is a link to view the Declaration of Conformity: <https://www.starlab.click/doc-starguard-protect>

Notified Body 2777: SATRA Technology Europe Limited. Bracetown Business Park. Clonee. D15YN2P. Republic of Ireland. This NB carried out all EU Type Examination and ongoing conformity.



AQL
0.65



Available sizes:



100 per box



100 per box



100 per box



100 per box



100 per box

CAUTION:

Protection is only for the hand. Before donning inspect the integrity of the glove to assure there are no tears, cracks, holes, bumps color or other visual defects and dispose of any gloves presenting such defects. Upon request a list of substances known to cause allergies will be provided to users. Requests may be submitted to info@starlab.de

WARNING:

EN 374-4:2013 Degradation levels indicate the change in puncture resistance of the gloves after exposure to the challenge chemical. This information does not reflect the actual duration of protection in the workplace and the differentiation between mixtures and pure chemicals.

The chemical resistance has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm only (except in cases where the glove is equal to or over 400mm - where the cuff is tested also) and relates only to the chemical tested. It can be different if the chemical is used in a mixture.

It is recommended to check that the gloves are suitable for the intended use because the conditions at the workplace may differ from the type test depending on temperature, abrasion and degradation.

When used, protective gloves may provide less resistance to the dangerous chemical due to the changes in the physical properties. Movements, snagging, rubbing, degradation caused by the chemical contact etc may reduce the actual use time significantly. For corrosive chemicals, degradation can be the most important factor to consider in selection of chemical resistant gloves.

The penetration resistance has been assessed under laboratory conditions and relates only to the intended specimen.

Chemical	Performance Level	Degradation % change
	(EN ISO 374-1: 2016)	(EN 374-4: 2013)
(J) n-Heptan	3	38.3 %
(K) Sodium Hydroxide 40%	6	-8.4 %
(P) Hydrogen Peroxide 30%(R)	4	31.6 %
(T) Formaldehyde 37%	6	6.2 %

Performance Levels	Breakthrough Times (Minutes)
Level 1	> 10 minutes
Level 2	> 30 minutes
Level 3	> 60 minutes
Level 4	> 120 minutes
Level 5	> 240 minutes
Level 6	> 480 minutes

Proper donning and doffing of gloves are essential in protecting the user and safe guarding the integrity of the gloves being worn. The following are suggested steps to properly wear and remove ambidextrous gloves:

Donning

Step 1. After inspection of the glove, Insert all five fingers into the cuff of the glove, and pull the cuff over your wrist until the glove is properly in place. Assure the cuff is pulled up completely to avoid any substances entering the glove.

Step 2. Check that the glove's fit is secure around the fingers and palm. Check the cuff, which should have a secure fit around your wrist.

Doffing

Step 1. When removing gloves, Using a gloved hand, take hold of the outside edge of your glove near your wrist with two fingers, careful to not touch your skin. Peel the glove away from your hand being sure to turn it inside out as you do. Grasp the removed glove in your hand that is still gloved.

Step 2. Slide your ungloved finger under the wrist of the remaining glove. Using your finger that's inside the glove, peel the remaining glove away, continuing to grasp the removed glove with your gloved hand. Once glove is removed properly dispose of the gloves.

Strength and Durability
for reliable protection

StarGuard® Protect

- BG** Нитрилни ръкавици без талк, двустранни, за единична употреба, нестерилни, 100 броя в опаковка по тегло
- CZ** Nepudrované, Nesterilní, Jednorázové Rukavice Z Nitrilu, Balené Vážením Po 100 Kusů, Vhodné Stejně Na Obě Ruce
- EE** Kasutamiseks mõeldud puudrivabad nitrilist uurimiskindad. Üks mudel – sobib nii paremasse kui vasakusse kätte, mittesteriilne. 100 kinnast pakis, pakendatud kaalu järgi
- GB** Powder-free Nitrile Gloves, Ambidextrous, Single Use, Non-sterile, 100 pieces by weight
- GR** Γάντια νιτρίλιου χωρίς πούδρα, αμφιδέξια, μιας χρήσης, μη αποστειρωμένα, 100 τεμ κατά βάρος
- HR** Nitrilne rukavice za jednokratnu upotrebu, bez pudera, nesterilne, pogodne za desnu i lijevu ruku, 100 kom u pakiranju
- HU** Hintőpor mentes Nitrile kesztyűk, kétkezes, egyszeri használatra, nem-steril, 100 darabos súly szerint
- IE** Lámhainní Nitríle gan phúdar, comhdheasach, aonúsáide, neamhsteiriúil, 100 píosaí de réir meáchain

BG **Внимание:** Тези нитрилни ръкавици не са предназначени за предпазване от всички видове химикали и не са подходящи за работа с агресивни химически съединения, които изискват специална защита. Упоменатото време на издръжливост при работа с химикали се базира на лабораторни изпитания и може да се различава от реалното време в работна среда поради влиянието на различни фактори като абразивност и топлинна деградация. Компонентите, които са използвани при производството на този продукт може да предизвикат алергична реакция при някои хора. В случай, че се предизвика алергична реакция, не използвайте повече продукта и потърсете медицинска помощ. **Инструкции за употреба:** Само за еднократна и временна употреба. Не използвайте повторно. Незабавно изхвърлете продукта, ако е уреден. Третирайте използвания продукт като отпадък съобразно нормативната уредба във вашата страна. **Транспорт и съхранение:** Този продукт се съхранява в картонена опаковка по време на транспортиране. Съхранявайте продукта на хладно (<40°C), сухо и добре вентилирано място. Избягвайте пряко излагане на слънчева светлина, облъчване с флуоресцентна светлина и рентгенови лъчи.

CZ **Upozornění:** Tyto nitrilové rukavice nejsou určeny k ochraně rukou před všemi chemikáliemi. Nejsou vhodné pro kontakt s agresivními chemikáliemi vyžadujícími si speciální („heavy-duty“) ochranné rukavice. Udané časy průniku pro jednotlivé chemické látky zjištěné na základě laboratorních testů, se mohou lišit od reálných časů na pracovišti v důsledku takových faktorů, jako je oděr nebo teplotní degradace materiálů. U některých uživateli mohou složky použité k jejich výrobě vyvolat alergickou reakci. V takovém případě se nesmí tyto rukavice dále používat a je třeba poradit se s lékařem. **Pokyny pro používání:** Pouze na jednorázové a dočasné použití. Nepoužívejte opakovaně. Pokud se rukavice poškodí, okamžitě sundejte z rukou. Do odpadu je dávajte podle místních předpisů po nakládání s odpadem. **Transport a skladování:** Tuto produkty musí být chráněny během transportu ochranným, kartonovým obalem. Skladujte je v chladné (méně než 40 °C), suché a dobře větrané místnosti. Chraňte před přímým slunečním i fluorescenčním světlem a RTG zářením.

EE **Hoiatus:** need nitrilist kindad ei ole mõeldud kaitseks kõikide kemikaalide eest. Nad ei kaitse otseste kokkupuute korral agressiivsete ainetega. Sel puhul tuleks kasutada spetsiaalseid, keemiliselt väga vastupidavaid kaitsekindaid. Tulenevalt abstraktsioonist, termilisest degradatsioonist või teistest sarnastest teguritest, võib laboritestides välja toodud aeg, mille jooksul kemikaalid kindast läbi tulevad, erinevates olukordades muutuda. Tote koostisosad võivad mõnede kasutajatel põhjustada allergilist reaktsiooni. Allergilise reaktsiooni korral tuleks kindaste kasutamine lõpetada ning konsulteerida arstiga. **Kasutusjuhend:** kindad on mõeldud ühiajaliseks kasutamiseks, peale esmakasutamist ei tohiks neid enam uuesti kätte panna. Kui kindad on kahjustatud, tuleks nende kasutamine koheselt lõpetada. Kasutatud kindad tuleks utiliseerida vastavalt kohalikele kehtivatele jäätmeäritlusõuetele. **Transport ja säilitamine:** toodet tuleks transportida kastis ning säilitada jahedas (<40 °C), kuivas ning hästi ventileeritud kohas. Kaitsta otseste päikesevalguse, fluorestseeriva valguse ning röntgenkiirguse eest.

GB **Caution:** These nitrile gloves are not intended to provide a barrier against all chemicals and are not suitable for contact with aggressive chemicals requiring a specialised heavy-duty protection glove. Quoted breakthrough times for chemicals based on laboratory tests may differ from actual times at the workplace due to factors such as abrasion and temperature degradation. Compounds used in the manufacture of this product may cause allergic reactions in some users. In case of an allergic reaction, discontinue use and seek medical advice. **Instructions for use:** For single and transient use only. Do not reuse. Immediately discontinue use following damage. Dispose of according to your local regulations. **Transport and storage:** This product to be stored in carton during transportation. Store product in a cool (<40°C), dry and well-ventilated location. Avoid exposure to sunlight, fluorescent lighting and x-rays.

GR **Προσοχή:** Τα γάντια νιτρίλιου δεν προορίζονται να παρέχουν ένα φράγμα έναντι όλων των χημικών και δεν είναι κατάλληλα για επαφή με επιθετικά χημικά που απαιτούν ένα εξειδικευμένο βαρέως τύπου γάντι προστασίας. Οι εισηγνημένοι χρόνοι αντοχής βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές και μπορεί να διαφέρουν από τους πραγματικούς χρόνους στο χώρο εργασίας εξαιτίας παραγόντων όπως τριβής και υποβλήσεων στη θερμοκρασία. Οι ενώσεις που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του προϊόντος αυτού μπορεί να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις σε ορισμένους χρήστες. Σε περίπτωση αλλεργικής αντίδρασης, διακόψτε τη χρήση και ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Οδηγίες χρήσης:** Για μία και μόνο προσωρινή χρήση . Μην ανακυκλοποιείτε . Αμέσως διακόψτε τη χρήση μετά από βλάβη . Απορρίψτε το βάζον των τοπικών κανονισμών. **Μεταφορά και αποθήκευση:** Αυτό το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται σε κρύθιο κατά τη μεταφορά . Αποθηκεύστε το προϊόν σε θερμοκρασία (< 40 ° C) , ξηρό και καλά αερισμένο χώρο . Αποφύγετε την έκθεση σε ηλιακό φως , λαμπτήρες φθορισμού και ακτινογραφίες.

HR **Opresz:** Nitrilne Rukavice nisu otporne na sve kemikalije, te nisu prikladne za kontakt s agresivnim kemikalijama koje zahtijevaju pojačanu zaštitu u posebnim uvjetima. Navedena vremena prodora za pojedine kemikalije dobivena laboratorijskim testovima permeacije mogu se razlikovati od vremena prodora u realnim uvjetima i to zbog raznih čimbenika poput abrazije i temperature degradacije. Spojevi koji se koriste u proizvodnji spomenutih proizvoda mogu kod nekih ljudi uzrokovati alergijske reakcije. U slučaju alergijske reakcije, prekinuti upotrebu i zatražiti liječnički savjet. **Upute za uporabu:** Za jednokratnu i kratkotrajnu upotrebu. U slučaju oštećenja rukavice prekinuti s uporabom. Nakon korištenja odložiti u skladu s lokalnim propisima. **Transport i skladištenje:** Za vrijeme transporta proizvod je pakiran u kutijama. Skladištiti proizvod na hladnom (<40°C), suhom i dobro prozračenom mjestu. Izbjegavati izlaganje suncu, fluorescentnoj rasvjeti i x-zrakama.

HU **Figyelem:** ezek a nitril kesztyűk nem nyújtanak védelmet minden vegyszer áthatolása ellen és nem alkalmasak olyan agresszív vegyszerekkel való érintkezésre, melyek speciális nagy védelmet nyújtó védő kesztyűt igényelnek. A vegyszerek hivatkozott áthatolási ideje laboratóriumi vizsgálatokon alapul és eltérhet a munkahelyen megtörténhető tényleges időktől például dörzsölődés, homérésztől okozta kopás és hasonló tényezők miatt. A gyártásnál használt összetevők egyes használatknál okozhatnak allergiás reakciókat. Ebben az esetben a terméket tovább ne használja és kérjen orvosi javaslatot. **Használati utasítás:** kizárólag egyszeri és átmeneti használatra. Ismételtelen ne használja. Károsodás esetén azonnal hagyja abba a használatot. Használat után a helyi rendelkezések szerint helyezze el. **Szállítás és tárolás:** Szállítás kartonban. Tárolás hűvös (<40C), száraz és jó szellőzésű helyen. Nem szabad kitenni napsugárzásnak, fluoreszens fénynek és röntgen sugárzásnak.

IE **Rabhadh:** Níl séil gceist go mbeadh bacainn ann i gcoinne gach ceimiceáin leis na lámhainní nitríle seo agus níl siad oiriúnach do theagmháil le ceimiceáin ionsaitheach a éilíonn lámhainní cosanta tromshaothair speisialta. D'fhéadadh difreacht a bheith ann idir amantail luaithe ó thaobh 'briseadh tríd' ceimiceáin dá bunaithe ar thrialacha saotharlainne agus amantail iarbhir san ionad oibre de bharr fachtóirí ar nós scriobhad agus díghrádú teocht. D'fhéadadh na hábhar a n-úsáidtear i dtíontú na táirge seo a bheith ina chúis frithghníomhuithe ailleigearacha do roinnt úsáideoirí. I gcás frithghníomhú ailleigearach, scor d'úsáid agus faigh comhairle leighis. **Treochra úsáide:** Le haghaidh úsáid amháin agus úsáid diomhain amháin. Na ath-úsáid. Scor úsáid laithreach i gcás damáiste. Cuir de lámh de réir do rialacháin áitiúla. **Iompar agus stóráil:** Caithfidh an táirge seo a bheith faoi stóráil i gcartán le linn iompair. Den stóráil den táirge in áit fionnuar (< 40 ° C) tirim agus dea -aeráilte . Seachain ó nochtadh do sholas na gréine, soilse fluaraiseacha agus x - ghathanna.

- LT** Nitrilo pirštinės be pudros, abiems rankoms, vienkartinio naudojimo, nesterilos, 100 vienetų pagal svorį
- LV** Nitrila cimdi, bez pūdera, vienreizējai lietošanai, nesterili, 100 gab. no svara
- MT** Ingwanti nitrile bla trab għall, 'ambidextrous', Użu Uniku, Mhux sterili, 100 biċċiet bil-piż
- NO** Pudderfrie nitril hansker, begge hender, engangs, ikke-sterile, 100 stykker i henhold til vekt
- PT** Luvas de examinação, livres de pó de Nitrilo, ambidextras, para usar uma vez, não estéreis, 100 peças por peso
- RO** Manusi din nitril, nepudrate, ambidextre, de unica folosinta, nesterile, 100 buc/pac
- SI** Nitrilne rokavice brez smucka, prožne, za enkratno uporabo, ne sterilne, 100 kosov po teži
- SK** Nepúdrované, Nesterilné, Jednorázové Rukavice Z Nitrilu, Balené Vážením Po 100 Kusov, Vhodné Rovnako Na Obe Ruky

LT **Išpėjimas:** Šios nitrilo pirštinės nėra skirtos suteikti barjerą prieš visus chemikalus bei nėra tinkamos sąveikai su agresyviais chemikalais, kurie reikalauja specialių patvarių apsauginių pirštinių. Remiantis laboratoriniais tyrimais, nustatyti prasiškvėrimo laikai chemikalams gali skirtis nuo esamų laiku darbo vietoje dėl tokių veiksnių, kaip dilimas ir temperatūrinė degradacija. Šio produkto gamyboje naudojami junginiai kai kuriems vartotojams gali sukelti alergines reakcijas. Alerginės reakcijos atveju nutraukite pirštinių naudojimą ir kreipkitės į gydytoją. **Naudojimo instrukcijos:** Tik vienkartiniam ir trumpalaikiam naudojimui. Pakartotinai nenaudokite. Esant pažeidimui nedelsdami nutraukite naudojimą. Išmeskite pagal vietinius reglamentas. **Transportavimas ir sandėliavimas:** Šis produktas transportavimo metu turi būti laikomas kartotinėje dėžėje. Produkta laikykite vėsioje (<40°C), sausose ir gerai ventiliuojamoje vietoje. Venkite saulės spindulių, fluorescencinės šviesos ir rentgeno spindulių poveikio.

LV **Uzmanību:** Šie nitrila cimdi are nav paredzēti nodrošināt barjeru pret visām ķīmiskajām vielām un nav piemēroti kontaktam ar agresīvām ķīmiskajām vielām, tam nolūkam ir nepieciešami speciāli aizsardzības cimdi. Ķīmisko vielu iedarbības laiki, kas balstīti uz laboratoriskiem izmekļumiem var atšķirties no reālā laika darba vietā dažādu faktoru dēļ, piemēram nobrāzumiem, un temperatūras degradācija. Dažiem lietotājiem ražošana izmantotās izejvielas var izraisīt alerģiskas reakcijas. Jebkādas lēģiskas reakcijas gadījumā pārtrauciet produkta lietošanu un meklējiet medicīnisko palīdzību. **Lietošanas instrukcija:** Tikai vienreizējai un īslaicīgai lietošanai. Nelietot atkārtoti. Bājuma gadījumā nekavējoties pārtrauciet lietošanu. Utilizējiet saskaņā ar vietējiem norādēm. **Transportēšana un glabāšana:** Šo produktu izglabā iepakojumā transportēšanas laikā. Uzglabāt vēsā (<40°C), sausā un labi vēntilētā vietā. Izvairīties no tiešiem saules stariem, fluorescējoša apgaismojuma un rentgena stariem.

MT **Attenzjoni:** Dawn l-ingwanti nitrile għall mhumiex mahsuba biex jipprovdw ostaklu kontra l-kimici kollha u mhumiex adatti għal kuntatt ma' kimici aggressivi li jehtiegu ingwanta speċjalizzata għall-protezzjoni 'heavy-duty'. Fl-inijiet għall-'breakthrough' 'kkwotati għall-kimici bbazati fuq testijiet tal-laboratorji jistgħu varjaw mill-hinijiet attwali fil-post tax-xogħol minhabba fatturi bħal brix u d-degradazzjoni bis-shana. Komponenti użati fil-manifattura ta' dan il-prodott jista' jikkawża reazzjonijiet allergiċi f'xi utenti. Fil-każ ta' reazzjoni allergika, waqfaq l-użu u fittex parir mediku. **Struzzjonijiet għall-użu:** Għal użu ta' darba u temporanju biss. Tergħx waqfa. Waqfaq l-użu immedjatement wara ħsara. Idispisjoni skond ir-regolamenti lokali tiegħek. **Trasport u hażna:** Dan il-prodott għandu jkun maħzun fil-kartun matul it-trasportazzjoni. Aħżen il-prodott f'ambjent frisk (<40 ° C), fin-niexf u f'post b'ventilazzjoni tajba. Evita l-espożizzjoni għax-xemx, madw flureoxenxi u x-rays.

NO **Advarsel:** Disse nitril hansker er ikke ment å være en barriere mot alle kjemikalier og er ikke ment for kontakt med aggressive kjemikalier som krever spesialisert beskyttelse hansker. Oppgitte gjennombruddstidene er basert på tester i laboratorier og kan avvike fra de faktiske forholdene på arbeidsplassen på grunn av faktorer som for eksempel slitasje og temperaturrefekte. Materialer som brukes i produksjonen av produktet kan forårsake allergiske reaksjoner hos enkelte brukere. I tilfelle av allergisk reaksjon, ferdig arbeid og kontakt lege. **Instruksjoner:** For engangs og kortsiktig bruk. Må ikke brukes igjen. Umiddelbart slutte å bruke etter skade. Avhending i henhold til lokale forskrifter. **Transport og lagring:** Produktet bør oppbevares i en boks under transport. Oppbevares på et kjølig (<40 ° C), tørt og godt ventilert sted. Unngå direkte sollys, fluorescerende- og X-ray lys.

PT **Precaução:** Estas luvas de Nitrilo não são para fazer uma barreira de proteção contra químicos e não são adequadas para contactos com químicos agressivos que requerem luvas grossas especializadas. Os tempos de vida calculados para químicos, baseados em testes laboratoriais, podem diferir dos tempos normais no espaço de trabalho, devido a factores como a acção abrasiva e a temperatura de degradação. Os compostos usados na manufatura do produto pode causar reacções alérgicas em alguns utilizadores. Nestes casos, deixar de usar o produto e procurar ajuda médica. Instruções de utilização. **Instruções de utilização:** Para utilização única e temporal. Não re-usar. Deixar de usar imediatamente se houver danos. Descartar segundo a legislação local. **Transporte e armazenagem:** Este produto pode ser armazenado na caixa de origem durante o transporte. Manter a temperaturas frescas (<40°C) em local seco e ventilado. Evitar exposição à luz solar, luz fluorescente e Raios X.

RO **Precauții:** Aceste mănuși din nitril nu sunt destinate să furnizeze o barieră împotriva tuturor substanțelor chimice și nu sunt potrivite pentru contactul cu substanțe chimice agresive care necesită o mănușă de specialitate. Deteriorările citate sub acțiunea chimicalelor, bazate pe teste de laborator, pot diferi de cele aparute la locul de munca din cauza unor factori, cum ar fi abraziunea și degradarea termică. Compuși utilizați la fabricarea acestui produs pot provoca reacții alergice la unii utilizatori. În cazul unei reacții alergice, întrerupeți utilizarea și consultați medicul. **Instrucțiuni de utilizare:** Pentru utilizare unică. Nu reutilizați. Întrerupeți imediat utilizarea în urma unei deteriorări. Depozitați în conformitate cu regulamentele locale. **Transport și depozitare:** Acest produs trebuie depozitat în cutie de carton în timpul transportului. A se păstra într-un loc rece (<40 ° C), uscat și bine ventilat. Evitați expunerea la soare, lumina fluorescentă și radiografi.

SI **Opozorilo:** Te nitrilne rokavice niso namenjene zagotavljanju zaščite proti vsem kemikalijam in niso primerne za stik z agresivnimi kemikalijami, ki zahtevajo posebne zaščitne rokavice. Laboratorijsko izmerjen čas prodiranja kemikalij skozi rokavice se lahko razlikuje od dejanskega časa prodiranja na delovnem mestu zaradi faktorjev kot so abrazija in temperaturna degradacija. Komponente, ki se uporabljajo pri proizvodnji tega produkta, lahko pri nekaterih uporabnikih izzovejo alergijske reakcije. V primeru alergijske reakcije, prenehajte z uporabo rokavic in poiščite zdravniško pomoč. **Navodila za uporabo:** Samo za enkratno uporabo. Ne uporabljajte ponovno. Takoj prenehajte z uporabo v kolikor opazite poškodbo na materialu. Odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi. **Transport in skladištenje:** Izdelek med prevozom hraniti v škatlju. Shranjujte pri temperaturi do 40 ° C, na suhem in v dobro prezračevanem prostoru. Ne direktno izpostavljati soncu, fluorescenčni svetlobi in rentgenskim žarkom.

SK **Upozornenie:** Tieto nitrilové rukavice nie sú určené na ochranu rúk pred všetkými chemikáliami. Nie sú vhodné pre kontakt s agresívnymi chemikáliami vyžadujúcimi si špeciálne („heavy-duty“) ochranné rukavice. Udané časy prieniku pre jednotlivé chemické látky zistené na základe laboratórných testov, sa môžu odlišovať od reálnych časov na pracovisku v dôsledku takých faktorov, ako je oděr alebo teplotná degradácia materiálu. U niektorých používateľov môžu zložky použité na ich výrobu vyvolať alergickú reakciu. V takom prípade sa nesmú tieto rukavice ďalej používať a je potrebné poradiť sa s lekárom. **Pokyny pre používanie:** Len na jednorázové a dočasné použitie. Nepoužívaťe opakovane. Ak sa rukavice poškodia, ihneď ich dajte dole z rúk. Do odpadu ich dávajte podľa miestnych predpisov pre narábanie s odpadom. **Transport a skladovanie:** Tieto produkty musia byť chránené počas transportu ochranným, kartonovým obalom. Skladujte ich v chladnej (menej ako 40 °C), suchej a dobre vetranej miestnosti. Chráňte ich pred priamym slnečným ako aj fluorescenčným svetlom a Röntgenovým žiarením.

Made in Malaysia

UK-IMPORTER:
Starlab UK Ltd., 5 Tanners Drive,
Milton Keynes MK14 5BU, United Kingdom

Starlab International GmbH
Neuer Höltingbaum 38, 22143 Hamburg, Germany, www.starlabgroup.com

