

Enhanced Comfort
by improved fit

StarGuard® Comfort


In Compliance with:

Regulation 2016/425 on personal protective equipment, as amended to apply in GB, PPE Cat. III, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 +A1:2018, EN 16523-1:2015+A1:2018, EN ISO 374-2:2019 Level 3 (AQL 0.65), EN ISO 374-4:2019, EN ISO 374-5:2016, EN 455 parts 1, 2, 3 and 4, ISO 21171, Regulation (EC) No. 1935/2004, Protection against bacteria and fungi: PASS, Protection against viruses: PASS

The following is a link to view the Declaration of Conformity:

<https://www.starlab.click/doc-starguard-comfort>

<https://www.starlab.click/doc-starguard-comfort-ukca>



AQL
0.65



Available sizes:



250 per box



250 per box



250 per box



250 per box



230 per box

WARNING:

EN ISO 374-4:2019 Degradation levels indicate the change in puncture resistance of the gloves after exposure to the challenge chemical. This information does not reflect the actual duration of protection in the workplace and the differentiation between mixtures and pure chemicals.

The chemical resistance has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm only (except in cases where the glove is equal to or over 400mm - where the cuff is tested also) and relates only to the chemical tested. It can be different if the chemical is used in a mixture.

It is recommended to check that the gloves are suitable for the intended use because the conditions at the workplace may differ from the type test depending on temperature, abrasion and degradation.

When used, protective gloves may provide less resistance to the dangerous chemical due to the changes in the physical properties. Movements, snagging, rubbing, degradation caused by the chemical contact etc may reduce the actual use time significantly. For corrosive chemicals, degradation can be the most important factor to consider in selection of chemical resistant gloves.

Before usage, inspect the gloves for any defect or imperfections.

The penetration resistance has been assessed under laboratory conditions and relates only to the intended specimen.

Chemical	Performance Level	Degradation % change	Performance Levels	Breakthrough Times (Minutes)
	(EN ISO 374-1: 2016+A1:2018)	(EN ISO 374-4: 2019)		
(K) Sodium Hydroxide 40%	6	13.9%	Level 1	> 10 minutes
(P) Hydrogen Peroxide 30%	2	27.0%	Level 2	> 30 minutes
(T) Formaldehyde 37%	4	36.4%	Level 3	> 60 minutes
			Level 4	> 120 minutes
			Level 5	> 240 minutes
			Level 6	> 480 minutes

Proper donning and doffing of gloves are essential in protecting the user and safe guarding the integrity of the gloves being worn. The following are suggested steps to properly wear and remove ambidextrous gloves:

Donning

Step 1. After inspection of the glove, insert all five fingers into the cuff of the glove, and pull the cuff over your wrist until the glove is properly in place. Assure the cuff is pulled up completely to avoid any substances entering the glove.

Step 2. Check that the glove's fit is secure around the fingers and palm. Check the cuff, which should have a secure fit around your wrist.

Doffing

Step 1. When removing gloves, using a gloved hand, take hold of the outside edge of your glove near your wrist with two fingers, careful to not touch your skin. Peel the glove away from your hand being sure to turn it inside out as you do. Grasp the removed glove in your hand that is still gloved.

Step 2. Slide your ungloved finger under the wrist of the remaining glove. Using your finger that's inside the glove, peel the remaining glove away, continuing to grasp the removed glove with your gloved hand. Once glove is removed properly, dispose of the gloves.

Enhanced Comfort
by improved fit

StarGuard® Comfort

Notified Body responsible for certification Module B and ongoing conformity (Module C2) is SATRA Technology Europe Limited (2777), Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, D15 YN2P, Ireland
UK Approved Body responsible for certification Module B and ongoing conformity (Module C2) is SATRA Technology Centre Ltd (AB0321), Wyndham Way, Kettering NN16 8SD, United Kingdom

- BG** Нитрилни рќавици без талко, двустранни, за единична употреба, нестерилни, 250 броя в опаковка по тегло
- CZ** Nepudrované, Nesterilní, Jednorázové Rukavice Z Nitrilu, Balené Vážením Po 250 Kusů, Vhodné Stejně Na Obě Ruce
- EE** Kasutamiseks mõeldud puudrivabad nitrilist uurimiskindad. Üks mudel – sobib nii paremasse kui vasakusse kätte, mittesteriilne. 250 kinnast pakis, pakendatud kaalu järgi
- GB** Powder-free Nitrile Gloves, Ambidextrous, Single Use, Non-sterile, 250 pieces by weight
- GR** Γάντια νιτριλίου χωρίς πούδρα, αμφιδέξια, μιας χρήσης, μη αποστειρωμένα, 250 τεμ κατά βάρος
- HR** Nitrilne rukavice za jednokratnu upotrebu, bez pudera, nesterilne, pogodne za desnu i lijevu ruku, 250 kom u pakiranju
- HU** Híntőpor mentes Nitrile kesztyűk, kétkezes, egyszeri használatra, nem-steril, 250 darabos súly szerint
- IE** Lámhainní Nitrile gan phúdar, comhdheasach, aonúsáide, neamhsteiriúil, 250 píosaí de réir meáchain

- LT** Nitrilo pirštines be pudros, abiems rankoms, vienkartinio naudojimo, nesterilios, 250 vienetų pagal svorį
- LV** Nitrila cimdi, bez pudera, vienreizējai lietošanai, nesterili, 250 gab. no svara
- MT** Ingwanti nitrile bla trab għall, 'ambidextrous', Użu Uniku, Mhux sterili, 250 biċċiet bilpiz
- NO** Pufferfri nitril hansker, begge hender, engangs, ikke-sterile, 250 stykker i henhold til vekt
- PT** Luvas de examinação, livres de pó de Nitrilo, ambidextras, para usar uma vez, não estéreis, 250 peças por peso
- RO** Manusi din nitril, nepudrate, ambidextre, de unica folosinta, nesterile, 250 buc/pac
- SI** Nitrilne rokavice brez smucka, prožne, za enkratno uporabo, ne sterilne, 250 kosov po teži
- SK** Nepúdrované, Nesterilné, Jednorázové Rukavice Z Nitrilu, Balené Vážením Po 250 Kusov, Vhodné Rovnako Na Obe Ruky

BG **Внимание:** Тези нитрилни рќавици не са предназначени за предпавање од всички видове химикали и не са подходящи за работа с агресивни химически съединения, които изискват специална защита. Упоменатото време на издръжливост при работа с химикали се базира на лабораторни изпитания и може да се различава от реалното време в работна среда поради влиянието на различни фактори като абразивност и топлинна деградация. Компонентите, които са използвани при производството на този продукт може да предизвикат алергична реакция при някои хора. В случай, че се предизвика алергична реакция, не използвайте повече продукта и потърсете медицинска помощ. **Инструкции за употреба:** Само за еднократна и временна употреба. Не използвайте повторно. Незабавно изхвърлете продукта, ако е уреден. Третиятe използвания продукт като отпадък съобразно нормативната уредба във вашата страна. **Транспорт и съхранение:** Този продукт се съхранява в картонена опаковка по време на транспортиране. Съхранявайте продукта на хладно (<40°C), сухо и добре вентилирано място. Избягвайте пряко излагане на слънчева светлина, облъчване с флуоресцентна светлина и рентгенови лъчи.

CZ **Upozornění:** Tyto nitrilové rukavice nejsou určeny k ochraně rukou před všemi chemikáliemi. Nejsou vhodné pro kontakt s agresivními chemikáliemi vyžadujícími si speciální („heavy-duty“) ochranné rukavice. Udané časy průniku pro jednotlivé chemické látky zjištěné na základě laboratorních testů, se mohou lišit od reálných časů na pracovišti v důsledku takových faktorů, jako je oděr nebo teplotní degradace materiálu. U některých uživatelů mohou složky použité k jejich výrobě vyvolat alergickou reakci. V takovém případě se nesmí tyto rukavice dále používat a je třeba poradit se s lékařem. **Pokyny pro používání:** Pouze na jednorázové a dočasné použití. Nepoužívejte opakovaně. Pokud se rukavice poškodí, okamžitě sundejte z rukou. Do odpadu je dáváte podle místních předpisů pro nakládání s odpadem. **Transport a skladování:** Tyto produkty musí být chráněny během transportu ochranným, kartonovým obalem. Skladujte je v chladné (méně než 40 °C), suché a dobře větrané místnosti. Chraňte před přímým slunečním i fluorescenčním světlem a RTG zářením.

EE **Hoiauts:** need nitrilist kindad ei ole mõeldud kaitseks kõikide kemikaalide eest. Nad ei kaitse otseste kokkupuute korral aggressiivsete ainetega. See puhul tuleks kasutada spetsiaalseid, kemiseelil väga vastupidavaid kaitsekindaid. Tulenevalt abrasioonist, termilisest degradatsioonist või teistest sarnastest teguritest, võib laboritestides välja toodud aeg, mille jooksul kemikaalid kindad läbi tulevad, erinevates olukordades muutuda. Toote koostisosid võivad mõnedel kasutajatel põhjustada allergilist reaktsiooni. Allergilise reaktsiooni korral tuleks kinnaste kasutamise lõpetada ning konsulteerida arstiga. **Kasutusjuhend:** kindad on mõeldud ühikajärgseks kasutamiseks, peale esmakasutamist ei tohiks neid enam üuest kätte panna. Kui kindad on kahjustatud, tuleks nende kasutamise koheselt lõpetada. Kasutatud kindad tuleks utiliseerida vastavalt kohalikele kehtivatele jäätmeäritlusõuetele. **Transport ja säilitamine:** toodet tuleks transportida kasts ning säilitada jahedas (<40°C), kuivas ning hästi ventileeritud kohas. Kaitsta otseste päikesevalguse, fluoresteeriva valguse ning röntgenkiirguse eest.

GB **Caution:** These nitrile gloves are not intended to provide a barrier against all chemicals and are not suitable for contact with aggressive chemicals requiring a specialised heavy-duty protection glove. Quoted breakthrough times for chemicals based on laboratory tests may differ from actual times at the workplace due to factors such as abrasion and temperature degradation. Compounds used in the manufacture of this product may cause allergic reactions in some users. In case of an allergic reaction, discontinue use and seek medical advice. **Instructions for use:** For single and transient use only. Do not reuse. Immediately discontinue use following damage. Dispose of according to your local regulations. **Transport and storage:** This product to be stored in carton during transportation. Store product in a cool (<40°C), dry and well-ventilated location. Avoid exposure to sunlight, fluorescent lighting and x-rays.

GR Προσοχή : Τα γάντια νιτριλίου δεν προορίζονται να παρέχουν ένα φράγμα έναντι όλων των χημικών και δεν είναι κατάλληλα για επαφή με επιθετικά χημικά που απαιτούν ένα εξειδικευμένο βαρέως τύπου γάντι προστασίας. Οι εισηγημένοι χρόνοι αντοχής βασίζονται σε εργαστηριακά δοκιμές και μπορεί να διαφέρουν από τους πραγματικούς χρόνους στο χώρο εργασίας εξαιτίας παραγόντων όπως τριβή και υποβάθμιση της θερμοκρασίας. Οι ενώσεις που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του προϊόντος αυτού μπορεί να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις σε ορισμένους χρήστες. Σε περίπτωση αλλεργικής αντίδρασης, διακοπή της χρήσης και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Οδηγίες χρήσης : Για μία και μόνο προσωρινή χρήση. Μη επαναχρησιμοποιηθεί. Αμέσως διακόψτε τη χρήση μετά από βλάβη. Απορρίψτε το βάζον των τοπικών κανονισμών. Αυτό το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται σε κρύβο κατά τη μεταφορά. Αποθηκεύστε το προϊόν σε όψροπο (< 40 ° C), ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο. Αποφύγετε την έκθεση εν ηλικιακό φως, λαμπτήρες φθορισμού και ακτινογραφίες.

HR **Opaz:** Nitrilne Rukavice nisu otporne na sve kemikalije, te nisu prikladne za kontakt s agresivnim kemikalijama koje zahtijevaju pojačanu zaštitu u posebnim uvjetima. Navedena vremena prodora za pojedine kemikalije dobivena laboratorijskim testovima permeacije mogu se razlikovati od vremena prodora u realnim uvjetima i to zbog raznih čimbenika poput abrazije i temperaturne degradacije. Svojevi koji se koriste u proizvodnji spomenutog proizvoda mogu kod nekih ljudi uzrokovati alergijske reakcije. U slučaju alergijske reakcije, prekinuti upotrebu i zatražiti liječnički savjet. **Upute za uporabu:** Za jednokratnu i kratkotrajnu upotrebu. U slučaju oštećenja rukavice prekinuti s uporabom. Nakon korištenja odložiti u skladu s lokalnim propisima. **Transport i skladištenje:** Za vrijeme transporta proizvod je pakiran u kutijama. Skladištiti proizvod na hladnom (<40°C), suhom i dobro prozračenom mjestu. Izbjegavati izlaganje suncu, fluorescentnoj rasvjeti i x-zrakama.

HU **Figyelem:** ezek a nitril kesztyűk nem nyújtanak védelmet minden vegyszer áthatolása ellen és nem alkalmasok olyan agresszív vegyszerekkel való érintkezésre, melyek speciális nagy védelmet nyújtó védő kesztyűt igényelnek. A vegyszerek határozott áthatolási ideje laboratóriumi vizsgálatoknál alapul és eltérhet a munkahelyen megfigyelténo tényleges időktől például dörzsöléses, hőmérséklet okozta kopás és hasonló tényezők miatt. A gyártásnál használt összetevők egyes használatkóknál okozhatnak allergiás reakciókat. Ebben az esetben a termékét tovább ne használja és kérjen orvosi javaslatot. **Használati utasítás:** kizárólag egyszeri és átmeneti használatra. Ismételten ne használja. Károsodás esetén azonnal hagyja abba a használatot. Használat után a helyi rendelkezések szerint helyezze el. **Szállítás és tárolás:** Szállítás kartonban. Tárolás hűvös (<40°C), száraz és jó szellőzésű helyen. Nem szabad kitenni napfénynek, fluoreszcens fénynek és röntgen sugárzásnak.

IE **Rabhadh:** Nil sé i gceist go mbeadh bacainn ann i gcoinne gach ceimiceáin leis na lámhainní nitrile seo agus níl siad oiriúnach do theagmháil le ceimiceáin ionsaitheach a éillonn lámhainn cosanta tronsoathair speisialta. D'fhéadach difríocht a bheith ann idir amantail luaithe ó thaobh 'brieadh tríd' ceimiceáin atá bunaithe ar thrialacha saotharlainne agus amantail iarbhír san ionad oibre de bharr fachtóirí ar nós scriobhadh agus dighráidí teochta. D'fhéadach na hábhar a n-úsáidtear i dtíontú na téarge seo a bheith ina chúis frithghníomhuithe ailéirgeacha do roinnt úsáideoirí. I gcas frithghníomhuí ailéirgeach, scrú d'úsáid agus faigh comhairle leighis. **Treochra úsáide:** Le haghaidh aon úsáid amháin agus úsáid díomáin amháin. Ná ath-úsáid. Scrú úsáid laithreach i gcas damáiste. cuir i de lámh de réir do rialachán áitiúla. **Iomparg agus stóráil:** Caithfíocht an téarge seo a bheith faoi stóráil i gcartán le linn iompair. Den stóráil den téarge seo áit fíonnair (< 40 ° C) tirim agus dea - aeráilte . Seachain ó nochtadh do sholas na gréine, solais fluaraisceacha agus x - ghathanna.

LT **Ispėjimas:** Šios nitrilo pirštines nėra skirtos suteikti barjerą prieš visus chemikalus bei nėra tinkamos sąveikai su agresyviais chemikalais, kurie reikalauja specialių patvarių apsauginių pirštinių. Nuromtis laboratorinis tyrimais, nustatyti praskisverbimo laikai chemikalams gali skirtis nuo esamų laikų darbo vietoje dėl tokių veiksnių, kaip dilimas ir temperatūrinė degradacija. Šio produkto gamyboje naudojami junginiai kai kuriems vartotojams gali sukelti alergines reakcijas. Alerginės reakcijos atveju nutraukite pirštinių naudojimą ir kreipkitės į gydytoją. **Naudojimo instrukcijos:** Tik vienkartiniam ir trumpalaikiam naudojimui. Pakartotinai nenaudokite. Esant pažeidimui nedelsdami nutraukite naudojimą. Išmeskite pagal vietinius reqlamentus. **Transportavimas ir sandėliavimas:** Šis produktas transportavimo metu turi būti laikomas kartoninėje dėžėje. Produktą laikykite vėsioje (<40°C), sausose ir gerai ventiliuojamoje vietoje. Venkite saulės spindulių, fluorescencinės šviesos ir rentgeno spindulių poveikio.

LV **Uzmanību:** Šie nitrila cimdi are nav paredzēti nodrošināt barjeru pret visām ķīmiskajām vielām un nav piemēroti kontaktam ar agresīvām ķīmiskajām vielām, tam nolūkam ir nepieciešami speciāli aizsardzības cimdi. Ķīmisko vielu iedarbības laiki, kas balstīti uz laboratoriskiem izmekļējumiem var atšķirties no reālā laika darba vietā dažādu faktoru dēļ, piemēram nibrāzumiem, un temperatūras degradācija. Dažiem lietotājiem ražošana izmantotās izejvielās var izraisīt alerģiskas reakcijas. Jebkādas lēģrisķas reakcijas gadījumā pārtrauciet produkta lietošanu un meklējiet medicīnisku palīdzību. **Lietošanas instrukcija:** Tikai vienreizējai un īslaicīgai lietošanai. Nelietot atkārtoti. Bojājuma gadījumā nekavējoties pārtrauciet lietošanu. Utilizējiet saskaņā ar vietējiem norādēm. **Transportēšana un glabāšana:** Šo produktu jāglabā iepakojumā transportēšanas laikā. Uzglabāt vēsā (<40°C), sausā un labi ventilētā vietā. Izvairīties no tiešiem saules stariem, fluorescējošā apgaismojuma un rentģena stariem.

MT **Attenzjoni:** Dawn l-ingwanti nitrile għall mhumiex maħsuba biex jipprovdwu ostaklu kontra l-kimici kollha u mhumiex adatti għal kuntatt ma' kimici aggressivi li jteħgieħu ingwanta speċjalizzata għall-protezzjoni 'heavy-duty'. Hinijiet għall-'breakthrough' ikkwotati għall-kimici bħazati fuq testijiet tal-laboratorju jistgħu jvarjaw mill-hinijiet attwali fil-post tax-xogħol minhabba fatturi bħal brix u d-degradazzjoni bis-šhana. Komponenti użati fil-manifattura ta' dan il-prodott jista' jikkawza reazzjonijiet allergici f'xi utenti. Fil-każ ta' reazzjoni allergika, waqqaf l-użu u fitteħ parir mediku. **Struzzjonijiet għall-użu:** Għal użu ta' darba u temporanju biss. Tergaħ tużu. Waqqaf l-użu immedjatement wara ħsara. Ididispoini skond ir-regolamenti lokali tiegħeħ. **Trasport u hażna:** Dan il-prodott għandu jkun maħzun fil-kartun matul it-trasportazzjoni. Aħżen il-prodott f'ambjent frisk (<40 ° C), fin-nieħer u f'post b'ventilazzjoni tajba. Evita l-espozizzjoni għax-xemx, dawħ fluorexxenti u x-rays.

NO **Advarsel:** Disse nitril hansker er ikke ment å være en barriere mot alle kjemikalier og er ikke ment for kontakt med aggressive kjemikalier som krever spesialisert beskyttelse hansker. Oppgitte gjennombruddstidene er basert på tester i laboratorier og kan avvike fra de faktiske forholdene på arbeidsplassen på grunn av faktorer som for eksempel slitasje og temperatureffekter. Materielle som brukes i produksjonen av produktet kan forårsake allergiske reaksjoner hos enkelte brukere. I tilfelle av allergisk reaksjon, ferdig arbeid og kontakt lege. **Instruksjoner:** For engangs og kortstidig bruk. Nå ikke bruke igjen. Umiddelbart slutte å bruke etter skade. Avhengig i henhold til lokale forskrifter. **Transport og lagring:** Produktet bør oppbevares i en boks under transport. Oppbevares på et kjølig (<40 ° C), tørt og godt ventilert sted. Unngå direkte sollys, fluorescerende- og X-ray lys.

PT **Precaução:** Estas luvas de Nitrilo não são para fazer uma barreira de protecção contra químicos e não são adequadas para contactos com químicos agressivos que requerem luvas grossas especializadas. Os tempos de vida calculados para químicos, baseados em testes laboratoriais, podem diferir dos tempos normais no espaço de trabalho, devido a factores como a acção abrasiva e a temperatura de degradação. Os compostos usados na manufactura do produto pode causar reacções alérgicas em alguns utilizadores. Nestes casos, deixar de usar o produto e procurar ajuda médica. Instruções de utilização. **Instruções de utilização:** Para utilização única e temporal. Não re-usar. Deixar de usar imediatamente se houver danos. Descartar segundo a legislação local. **Transporte e armazenagem:** Este produto pode ser armazenado na caixa de origem durante o transporte. Manter a temperaturas frescas (<40°C) em local seco e ventilado. Evitar exposição à luz solar, luz fluorescente e Raios X.

RO **Precauții:** Aceste mănuși din nitril nu sunt destinate să furnizeze o barieră împotriva tuturor substanțelor chimice și nu sunt potrivite pentru contactul cu substanțe chimice agresive care necesită o mânășă de specialitate. Deteriorările citate sub acțiunea chimicelor, bazate pe teste de laborator, pot diferi de cele aparute la locul de munca din cauza unor factori, cum ar fi abrazivitatea și degradarea termică. Compuși utilizați la fabricarea acestui produs pot provoca reacții alergice la unii utilizatori. În cazul unei reacții alergice, întrerupeți utilizarea și consultați medicul. **Instrucțiuni de utilizare:** Pentru utilizare unică. Nu reutilizați. Întrerupeți imediat utilizarea în urma unei deteriorări. Depozitați în conformitate cu reglementările locale. **Transport și depozitare:** Acest produs trebuie depozitat în cutie de carton în timpul transportului. A se păstra într-un loc rece (<40 ° C), uscat și bine ventilat. Evitați expunerea la soare, lumina fluorescentă și radiografi.

SI **Opozorilo:** Te nitrilne rokavice niso namenjene zagotavljanju zašcite proti vsem kemikalijami. Nie sú vhodné pre kontakt s agresivnými chemikáliami, ktoré vyžadujúci si špeciálne („heavy-duty“) ochranné rukavice. Udané časy prieniku pre jednotlivé chemické látky zistené na základe laboratórných testov, sa môžu odlišovať od reálnych časov na pracovišti v dôsledku takých faktorov, ako je oder alebo teplotná degradácia materiálu. U niektorých používateľov môžu zložky použité na ich výrobu vyvolať alergickú reakciu. V takom prípade sa nesmú tieto rukavice ďalej používať a je potrebné poradiť sa s lekárom. **Pokyny pre používanie:** Len na jednorázové a dočasné použitie. Nepoužívať opakovaně. Ak sa rukavice poškodí, ihneď ich dajte dole z rúk. Do odpadu ich dávajte podľa miestnych predpisov pre narábanie s odpadom. **Transport a skladovanie:** Tieto produkty musia byť chránené počas transportu ochranným, kartónovým obalom. Skladujte ich v chladnej (menej ako 40 °C), suchej a dobre vetranej miestnosti. Chráňte ich pred priamym slnečným ako aj fluorescenčným svetlom a Röntgenovým žiarením.

SK **Upozornenie:** Tieto nitrilové rukavice nie sú určené na ochranu rúk pred všetkými chemikáliami. Nie sú vhodné pre kontakt s agresivnými chemikáliami vyžadujúcimi si špeciálne („heavy-duty“) ochranné rukavice. Udané časy prieniku pre jednotlivé chemické látky zistené na základe laboratórných testov, sa môžu odlišovať od reálnych časov na pracovišti v dôsledku takých faktorov, ako je oder alebo teplotná degradácia materiálu. U niektorých používateľov môžu zložky použité na ich výrobu vyvolať alergickú reakciu. V takom prípade sa nesmú tieto rukavice ďalej používať a je potrebné poradiť sa s lekárom. **Pokyny pre používanie:** Len na jednorázové a dočasné použitie. Nepoužívať opakovaně. Ak sa rukavice poškodí, ihneď ich dajte dole z rúk. Do odpadu ich dávajte podľa miestnych predpisov pre narábanie s odpadom. **Transport a skladovanie:** Tieto produkty musia byť chránené počas transportu ochranným, kartónovým obalom. Skladujte ich v chladnej (menej ako 40 °C), suchej a dobre vetranej miestnosti. Chráňte ich pred priamym slnečným ako aj fluorescenčným svetlom a Röntgenovým žiarením.

