

Strength and Durability
for reliable protection

StarGuard® Protect

In Compliance with:

Personal Protective Equipment EU Regulation 2016/425, PPE Cat. III, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN 16523-1:2015, EN 374-2:2014 Level 3 (AQL 0.65), EN 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016, EN 455 parts 1, 2, 3 and 4, Protection against Bacteria and Fungi: PASS, Protection against Viruses: PASS

The following is a link to view the Declaration of Conformity:

<https://www.starlab.click/doc-starguard-protect>



EN ISO 374-1/Type B



EN ISO 374-5:2016



AQL
0.65



Available sizes:



100 per box



100 per box



100 per box



100 per box



100 per box

WARNING:

EN 374-4:2013 Degradation levels indicate the change in puncture resistance of the gloves after exposure to the challenge chemical. This information does not reflect the actual duration of protection in the workplace and the differentiation between mixtures and pure chemicals.

The chemical resistance has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm only (except in cases where the glove is equal to or over 400mm - where the cuff is tested also) and relates only to the chemical tested. It can be different if the chemical is used in a mixture.

It is recommended to check that the gloves are suitable for the intended use because the conditions at the workplace may differ from the type test depending on temperature, abrasion and degradation.

When used, protective gloves may provide less resistance to the dangerous chemical due to the changes in the physical properties. Movements, snagging, rubbing, degradation caused by the chemical contact etc may reduce the actual use time significantly. For corrosive chemicals, degradation can be the most important factor to consider in selection of chemical resistant gloves.

Before usage, inspect the gloves for any defect or imperfections.

The penetration resistance has been assessed under laboratory conditions and relates only to the intended specimen.

Chemical

Performance Level

(EN ISO 374-1: 2016)

Degradation % change

(EN 374-4: 2013)

(J) N-Heptane

3

52.4 %

(K) Sodium Hydroxide 40%

6

-65.9%

(P) Hydrogen Peroxide 30%(R)

4

13.3%

(T) Formaldehyde 37%

6

-36.9%

Performance Levels

Breakthrough Times (Minutes)

Level 1

> 10 minutes

Level 2

> 30 minutes

Level 3

> 60 minutes

Level 4

> 120 minutes

Level 5

> 240 minutes

Level 6

> 480 minutes

Strength and Durability
for reliable protection

StarGuard® Protect

- BG** Нитрилни ръкавици без талк, двустранни, за единична употреба, нестерилни, 100 броя в опаковка по тегло
- CZ** Nepudrované, Nesterilní, Jednorázové Rukavice Z Nitrilu, Balené Vážením Po 100 Kusů, Vhodné Stejně Na Obě Ruce
- EE** Kasutamiseks mõeldud puudrivabad nitrilist uurimiskindad. Üks mudel – sobib nii paremasse kui vasakusse kätte, mitteristiline. 100 kinnast pakis, pakendatud kaalu järgi
- GB** Powder-free Nitrile Gloves, Ambidextrous, Single Use, Non-sterile, 100 pieces by weight
- GR** Γάντια νιτρίλιου χωρίς πούδρα, αμφιδέξια, μιας χρήσης, μη αποστειρωμένα, 100 τεμάχια βάρους
- HR** Nitrilne rukavice za jednokratnu upotrebu, bez pudera, nesterilne, pogodone za desnu i lijevu ruku, 100 kom u pakiranju
- HU** Hintőpor mentes Nitrile kesztyűk, kétkezes, egyszeri használatra, nem-steril, 100 darabos súly szerint
- IE** Lámhainní Nitrile gan phúdar, comhdheasach, aonúsáide, neamhsteiriúil, 100 píosaí de réir meáchain

BG **Внимание:** Тези нитрилни ръкавици не са предназначени за предпазване от всички видове химикали и не са подходящи за работа с агресивни химически съединения, които изискват специална защита. Упоменатото време на издръжливост при работа с химикали се базира на лабораторни изпитания и може да се различава от реалното време в работна среда поради влиянието на различни фактори като абразивност и топлинна деградация. Компонентите, които са използвани при производството на този продукт може да предизвикат алергична реакция при някои хора. В случай, че се предизвика алергична реакция, не използвайте повече продукта и потърсете медицинска помощ. **Инструкции за употреба:** Само за еднократна и временна употреба. Не използвайте повторно. Незабавно изхвърлете продукта, ако е уреден. Третирайте използвания продукт като отпадък съобразно нормативната уредба във вашата страна. **Транспорт и съхранение:** Този продукт се съхранява в картонена опаковка по време на транспортиране. Съхранявайте продукта на хладно (<40°C), сухо и добре вентилирано място. Избягвайте пряко излагане на слънчева светлина, облъчване с флуоресцентна светлина и рентгенови лъчи.

CZ **Upozornění:** Tyto nitrilové rukavice nejsou určeny k ochraně rukou před všemi chemikáliemi. Nejsou vhodné pro kontakt s agresivními chemikáliemi vyžadujícími si speciální („heavy-duty“) ochranné rukavice. Udané časy průniku pro jednotlivé chemické látky zjištěné na základě laboratorních testů, se mohou lišit od reálných časů na pracovišti v důsledku takových faktorů, jako je oděr nebo teplotní degradace materiálu. U některých uživatelů mohou složky použité k jejich výrobě vyvolat alergickou reakci. V takovém případě se nesmí tyto rukavice dále používat a je třeba poradit se s lékařem. **Pokyny pro používání:** Použije na jednorázové a dočasné použití. Nepoužívejte opakovaně. Pokud se rukavice poškodí, okamžitě sundejte z rukou. Do odpadu je dávajte podľa miestnych predpisů pro nakládání s odpadem. **Transport a skladování:** Tuto produkt musí být chráněny během transportu ochranným, kartonovým obalem. Skladujte jej v chladné (méně než 40 °C), suché a dobře větrané místnosti. Chraňte před přímým slunečním i fluorescenčním světlem a RTG zářením.

EE **Hoiatus:** need nitrilist kindad ei ole mõeldud kaitseks kõikide kemikaalide eest. Nad ei kaitse otseste kokkupuute korral agressiivsete ainetega. Si puhul tuleks kasutada spetsiaalsed, kemilistelt väga vastupidavad kaitsekindad. Tulenevalt abrasioonist, termilisest degradatsioonist või teistest sarnastest teguritest, võib laboritestides välja toodud aeg, mille jooksul kemikaalid kindast läbi tulevad, erinevates olukordades muutuda. Toote koostisosa võivad mõnede kasutajatel põhjustada allergilist reaktsiooni. Allergilise reaktsiooni korral tuleks kinnaste kasutamiseks, peale esmakasutamist ei tohiks neid enam uuesti kätte panna. Kui kindad on kahjustatud, tuleks nende kasutamise koheselt lõpetada. Kasutatud kindad tuleks utiliseerida vastavalt kohalikele kehtivatele jäätmekäitluseuutele. **Transport ja säilitamine:** toodet tuleks transportida kastis ning säilitada jahedas (<40°C), kuivas ning hästi ventileeritud kohas. Kaitsta otseste päikesevalguse, fluorestseeriva valguse ning röntgenkiirguse eest.

GB **Caution:** These nitrile gloves are not intended to provide a barrier against all chemicals and are not suitable for contact with aggressive chemicals requiring a specialised heavy-duty protection glove. Quoted breakthrough times for chemicals based on laboratory tests may differ from actual times at the workplace due to factors such as abrasion and temperature degradation. Compounds used in the manufacture of this product may cause allergic reactions in some users. In case of an allergic reaction, discontinue use and seek medical advice. **Instructions for use:** For single and transient use only. Do not reuse. Immediately discontinue use following damage. Dispose of according to your local regulations. **Transport and storage:** This product to be stored in carton during transportation. Store product in a cool (<40°C), dry and well-ventilated location. Avoid exposure to sunlight, fluorescent lighting and x-rays.

GR **Προσοχή:** Τα γάντια νιτρίλιου δεν προορίζονται να παρέχουν ένα φράγμα έναντι όλων των χημικών και δεν είναι κατάλληλα για επαφή με επιθετικά χημικά που απαιτούν ένα εξειδικευμένο βαρέως τύπου γάντι προστασίας. Οι εισηγνημένοι χρόνοι αντοχής βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές και μπορεί να διαφέρουν από τους πραγματικούς χρόνους στο χώρο εργασίας εξαιτίας παραγόντων όπως τριβή και υποβάθμιση της θερμοκρασίας. Οι ενώσεις που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του προϊόντος αυτού μπορεί να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις σε ορισμένους χρήστες. Σε περίπτωση αλλεργικής αντίδρασης, διακόψτε τη χρήση και ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Οδηγίες χρήσης:** Για μία και μόνο προσωρινή χρήση. Μην ξαναχρησιμοποιείτε. Αμέσως διακόψτε τη χρήση μετά από βλάβη. Απορρίψτε το βόθον των τοπικών κανονισμών. **Μεταφορά και αποθήκευση:** Αυτό το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται σε κρύβωτο κατά τη μεταφορά. Αποθηκεύστε το προϊόν σε θερμοσφύ (< 40 ° C), ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο . Αποφύγετε την έκθεση σε ηλιακό φως , λαμπτήρες φθορίου και ακτινογραφίες.

HR **Opaz:** Nitrilne Rukavice nisu otporne na sve kemikalije, te nisu prikladne za kontakt s agresivnim kemikalijama koje zahtijevaju pojačanu zaštitu u posebnim uvjetima. Navedena vremena prodora za pojedine kemikalije dobivena laboratorijskim testovima permeacije mogu se razlikovati od vremena prodora u realnim uvjetima i to zbog raznih čimbenika poput abrazije i temperature degradacije. Spojevi koji se koriste u proizvodnji spomenutog proizvoda mogu kod nekih ljudi uzrokovati alergijske reakcije. U slučaju alergijske reakcije, prekinuti upotrebu i zatražiti liječnički savjet. **Upute za uporabu:** Za jednokratnu i kratkotrajnu upotrebu. U slučaju oštećenja rukavice prekinuti s uporabom. Nakon korištenja odložiti u skladu s lokalnim propisima. **Transport i skladištenje:** Za vrijeme transporta proizvod je pakiran u kutijama. Skladištiti proizvod na hladnom (<40°C), suhom i dobro prozračenom mjestu. Izbjgavati izlaganje suncu, fluorescentnoj rasvjeti i x-zrakama.

HU **Figyelm:** ezek a nitril kesztyűk nem nyújtanak védelmet minden vegyszer áthatolása ellen és nem alkalmasak olyan agresszív vegyszerekkel való érintkezésre, melyek speciális nagy védelmet nyújtó védő kesztyűt igényelnek. A vegyszerek határozott áthatási ideje laboratóriumi vizsgálatokon alapul és eltérhet a munkahelyen megfigletőhető tényleges időktől például dörszódós, hőmérséklet okozta kopás és hasonló tényezők miatt. A gyártásnál használt összetevők egyes használatoknál okozhatnak allergiás reakciókat. Ebben az esetben a termékelt tovább ne használja és kérjen orvosi javaslatot. **Használati utasítás:** kizárólag egyszeri és átmeneti használatra. Ismételtelen ne használja. Károsodás esetén azonnal hagyja abba a használatot. Használat után a helyi rendelkezések szerint helyezze el. **Szállítás és tárolás:** Szállítsa kartonban. Tárolás hűvös (<40°C), száraz és jó szellőzéssel helyen. Nem szabad kitenni napsugárzásnak, fluorezcens fénynek és röntgen sugárzásnak.

IE **Rabhadh:** Níl sé i geist go mbeadh bacainn ann i gooinne gach ceimiceáin leis na lámhainní nitrile seo agus níl siad oiriúnach do theagmháil le ceimiceáin ionsaítheach a éilíonn lámhainní cosanta tromshaothair speisialta. D'fhéadadh difríocht a bheith ann idir amantaí luaithe ó thaobh 'briseadh triú' ceimiceán áit bunaithe ar thrialacha saotharlainne agus amantaí iarbhrí san ionad oibre de bhrí bhachtóirí ar nós scriobhad agus dighrádhí teochta. D'fhéadach na hábhar a n-úsáidtear i dtíontú na tairge seo a bheith ina chúis frithghníomhuithe ailléirgeacha do roinnt úsáideoirí. Is gá frithghníomhú ailléirgeach, scor d'úsáid agus faigh comhairle leighis. **Treoracha úsáide:** Le haghaidh aon úsáid amháin agus úsáid díomhuain amháin. Ná ath-úsáid. Scor úsáid láithreach i gcás damhnaíoch. Cuir de láimh de réir do rialacháin áitiúla. **Iompair agus stóráil:** Caithfidh an tairge seo a bheith faoi stóráil i gcartán le linn iompair. Den stóráil don tairge in áit fionnuar (< 40 ° C) tirim agus dea - aeráilte . Seachain ó nochtadh do sholas na gréine, soilse fluaraiseacha agus x - ghatanna.

- LT** Nitrilo pirštines be pudros, abiems rankoms, vienkartinio naudojimo, nesterilios, 100 vienetų pagal svorį
- LV** Nitrila cimdi, bez pūdera, vienreizējai lietošanai, nesterili, 100 gab. no svara
- MT** Ingwanti nitrile bla trab għall, "ambidextrous", Użu Uniku, Mhux sterili, 100 biċċiet bil-piż
- NO** Pudderrfrie nitril hansker, begge hender, engangs, ikke-sterile, 100 stykker i henhold til vekt
- PT** Luvas de examinação, livres de pó de Nitrilo, ambidextras, para usar uma vez, não estéreis, 100 peças por peso
- RO** Manusi din nitril, nepudrate, ambidextre, de unica folosinta, nesterile, 100 buc/pac
- SI** Nitrilne rokavice brez smukca, prožne, za enkratno uporabo, ne sterilne, 100 kosov po teži
- SK** Nepudrované, Nesterilné, Jednorazové Rukavice Z Nitrilu, Balené Vážením Po 100 Kusov, Vhodné Rovnako Na Obe Ruky

LT **Išpėjimas:** Šios nitrilo pirštines nėra skirtos suteikti barjerą prieš visus chemikalius bei nėra tinkamos savaikai su agresyviais chemikalais, kurie reikalauja specialiai patvarių apsauginių pirštinių. Remiantis laboratoriniais tyrimais, nustatyti praliskverbiomo laikai chemikalams gali skirtis nuo esamų laikų darbo vietoje dėl tokių veiksnių, kaip dilimas ir temperatūrinė degradacija. Šio produkto gamyboje naudojami junginiai kai kuriems vartotojams gali sukelti alergines reakcijas. Alerginės reakcijos atveju nutraukite pirštinių naudojimą ir kreipkitės į gydytoją. **Naudojimo instrukcijos:** Tik vienkartiniam ir trumpalaikiam naudojimui. Pakartotinai nenaudokite. Esant pažeidimui nedelsdami nutraukite naudojimą. Išmeskite pagal vietinius reglamentus. **Transportavimas ir sandėliavimas:** Šis produktas transportavimo metu turi būti laikomas kartoninėje dėžėje. Produktą laikykite vėsioje (<40°C), sausose ir gerai ventiliuojamoje vietoje. Venkite saulės spindulių, fluorescencinės šviesos ir rentgeno spindulių poveikio.

LV **Uzmanību:** Šie nitrila cimdi ar nav paredzēti nodrošināt barjeru pret visām ķīmiskajām vielām un nav piemēroti kontaktam ar agresīvam ķīmiskajām vielām, tam nolūkam ir nepieciešami speciāli aizsardzības cimdi. Ķīmisko vielu iedarbības laiki, kas balstīti uz laboratoriskiem izmeklējumiem var atšķirties no reālā laika darba vietā dažādu faktoru dēļ, piemēram no abrazīviem, un temperatūras degradācija. Dažiem lietotājiem ražošana izmantotās izejvielas var izraisīt alerģiskas reakcijas. Jebkādas lēģiskas reakcijas gadījumā pārtrauciet produkta lietošanu un meklējiet medicīnisko palīdzību. **Lietošanas instrukcija:** Tikai vienreizējai un īslaicīgai lietošanai. Nelietot atkārtoti. Bojājuma gadījumā nekavējoties pārtrauciet lietošanu. Utilizējiet saskaņā ar vietējiem norādēm. **Transportēšana un glabāšana:** šo produktu jāglabā iepakojumā transportēšanas laikā. Uzglabāt vēsā (<40°C), sausā un labi ventilētā vietā. Izvairīties no tiešiem saules stariem, fluorescējoša apgaismojuma un rentģena stariem.

MT **Attenzjoni:** Dawn l-ingwanti nitrile għall mhumiex maħsuba biex jipprovd u ostaklu kontra l-kimici kollha u mhumiex adatti għal kuntatt ma' kimici aggressivi li jtehgħu ingwanta speċjalizzata għall-protezzjoni "heavy-duty". Hinijiet għall-"breakthrough" ikkwotati għall-kimici bbazzati fuq testijiet tal-laboratorju jistgħu jvarjaj mill-hinijiet attwali fil-post tax-xogħol minhabba fatturi lhal brix u d-degradazzjoni bi-s-hana. Komponenti użati fil-manifattura ta' dan il-prodott jista' jikkawza reazzjonijiet allergici f'xi utenti. Fil-każ ta' reazzjoni allergika, waqqaf l-użu u fittex parir mediku. **Struzzjonijiet għall-użu:** Għal użu ta' darba u temporanju biss. Tergħx tuza. Waqqaf l-użu immedjatament wara ħsara. Idisiposni skond ir-regolamenti lokali tiegħek. **Trasport u hażna:** Dan il-prodott għandu jkun maħzun fil-kartun matul il-trasportazzjoni. Aħżen il-prodott f'ambjent frisk (<40 ° C), fin-niexe u f'post b'ventilazzjoni tajba. Evita l-espożizzjoni għax-xemm, daww fluorexxenti u x-rays.

NO **Advarsel:** Disse nitril hansker er ikke ment å være en barriere mot alle kjemikalier og er ikke ment for kontakt med aggressive kjemikalier som krever spesialisert beskyttelse hansker. Oppgitte gjennomburddstidene er basert på tester i laboratorier og kan avvike fra de faktiske forholdene på arbeidsplassen på grunn av faktorer som for eksempel slitasje og temperatureffekter. Materialer som brukes i produksjonen av produktet kan forårsake allergiske reaksjoner hos enkelte brukere. I tilfelle av allergisk reaksjon, ferdig arbeid og kontakt legg. **Instruksjoner:** For engangs og kortsiktig bruk. Må ikke brukes igjen. Umiddelbart slutte å bruke etter skade. Avhengig i henhold til lokale forskrifter. **Transport og lagring:** Produktet bør oppbevares i en boks under transport. Oppbevares på et kjølig (<40 ° C), tørt og godt ventilert sted. Unngå direkte sollys, fluorescerende- og X-ray lys.

PT **Precaução:** Estas luvas de Nitrilo não são para fazer uma barreira de protecção contra químicos e não são adequadas para contactos com químicos agressivos que requerem luvas grossas especializadas. Os tempos de vida calculados para químicos, baseados em testes laboratoriais, podem diferir dos tempos normais no espaço de trabalho, devido a factores como a acção abrasiva e a temperatura de degradação. Os compostos usados na manufatura do produto pode causar reacções alérgicas em alguns utilizadores. Nestes casos, deixar de usar o produto e procurar ajuda médica. Instruções de utilização. **Instruções de utilização:** Para utilização única e temporal. Não re-usar. Deixar de usar imediatamente se houver danos. Descartar segundo a legislação local. **Transporte e armazenagem:** Este produto pode ser armazenado na caixa de origem durante o transporte. Manter a temperaturas frescas (< 40°C) em local seco e ventilado. Evitar exposição à luz solar, luz fluorescente e Raios X.

RO **Precautii:** Aceste mănuși din nitril nu sunt destinate să furnizeze o barieră împotriva tuturor substanțelor chimice și nu sunt potrivite pentru contactul cu substanțe chimice agresive care necesită o mănușă de specialitate. Deteriorările citate sub acțiunea chimicalelor, bazate pe teste de laborator, pot diferi de cele aparute la locul de munca din cauza unor factori, cum ar fi abrazivitatea și degradarea termică. Compuși utilizați la fabricarea acestui produs pot provoca reacții alergice la unii utilizatori. În cazul unei reacții alergice, întrerupeți utilizarea și consultați medicul. **Instrucțiuni de utilizare:** Pentru utilizare unică. Nu reutilizați. Întrerupeți imediat utilizarea în urma unei deteriorări. Depozitați în cutie formată cu reglementările locale. **Transport și depozitare:** Acest produs trebuie depozitat în cutie de carton în timpul transportului. A se păstra într-un loc rece (<40 ° C), uscat și bine ventilat. Evitați expunerea la soare, lumina fluorescentă și radiografii.

SI **Opozorilo:** Te nitrilne rokavice niso namenjene zagotavljanju zašcite proti vsem kemikalijam in niso primerne za stik z agresivnimi kemikalijami, ki zahtevajo posebno zaščitne rokavice. Laboratorjsko izmerjen čas prodiranja kemikalij skozi rokavice se lahko razlikuje od dejanskega časa prodiranja na delovnem mestu zaradi faktorjev kot so abrazija in temperaturna degradacija. Komponente, ki se uporabljajo pri proizvodnji tega produkta, lahko pri nekaterih uporabnikih izzovejo alergijske reakcije. V primeru alergijske reakcije, prenehajte z uporabo rokavic in poišče zdravniško pomoč. **Navodila za uporabo:** Samo za enkratno uporabo. Ne uporabljajte ponovno. Takoj prenehajte z uporabo v kolikor opazite poškodbo na materialu. Odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi. **Transport in skladičenje:** Izdelek med prevozom hraniti v škatalih. Shranjajte pri temperaturi do 40 ° C, na suhem in v dobro prezračevanem prostoru. Ne direktno izpostavljati soncu, fluorescenčni svetlobi in rentgenskim žarkom.

SK **Upozornenie:** Tieto nitrilové rukavice nie sú určené na ochranu rúk pred všetkými chemikáliami. Nie sú vhodné pre kontakt s agresívnymi chemikáliami vyžadujúcimi si špeciálne („heavy-duty“) ochranné rukavice. Udané časy prieniku pre jednotlivé chemické látky zistené na základe laboratorných testov, sa môžu odlišovať od reálnych časov na pracovišti v dôsledku takých faktorov, ako je oděr alebo teplotná degradácia materiálu. U niektorých používateľov môžu zložky použité na ich výrobu vyvolať alergickú reakciu. V takom prípade sa nesmú tieto rukavice ďalej používať a je potrebné poradiť sa s lekárom. **Pokyny pre používanie:** Len na jednorázové a dočasné použitie. Nepoužívajte opakovane. Ak sa rukavice poškodia, ihneď ich dajte dole z rúk. Do odpadu ich dávajte podľa miestnych predpisov pre narábanie s odpadom. **Transport a skladovanie:** Tieto produkty musia byť chránené počas transportu ochranným, kartónovým obalom. Skladujte ich v chladnej (menej ako 40 ° C), suchej a dobre vetranej miestnosti. Chráňte ich pred priamym slnečným ako aj fluorescenčným svetlom a Röntgenovým žiarením.