



Verschließmatte aus Silikon für 384-Well-Platten



Produkt Highlights

- Autoklavierbar
- Zertifiziert als frei von RNase, DNase, DNA und PCR-Inhibitoren
- Frei von Endotoxinen

Produktanwendungen

PCR

Probenlagerung und -vorbereitung

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.



E-Mail: info@starlab.de







Allgemeine Daten

Art. Nr.	E1042-2350
Packgröße	10 Stück (1 Box × 10 Stück)
Autoklavierbar	Ja
Anzahl der Wells	384 Wells
Material	Silikone
Frei von DNA	Ja
DNase-frei	Ja
Endotoxinfrei	Ја
Frei von PCR-Inhibitoren	Ја
Pyrogen-frei	Ја
RNase-frei	Ја
Farbe	Natur
Geeignet für PCR	ja
Geeignet für Echtzeit-PCR (qPCR)	nein

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.









Mehr Details zu Verschließmatte aus Silikon für 384-Well-Platten

Wiederverwendbare, ultraflexible Verschließmatte aus Silikon für 384-Well-PCR-Platten. Besonders geeignet für Thermocycler mit druckdichten Deckeln. Das nicht-reaktive Gummi kann wiederholt autoklaviert werden und ist gegen extreme Temperaturen und aggressive Chemikalien beständig.

Wir empfehlen, für optimale Ergebnisse nur die für Ihre Platte vorgesehene Matte zu verwenden. Die empfohlene Verschließmatte finden Sie in den Bestellinformationen unter der jeweiligen Plattenbeschreibung.

HINWEIS: Verschließmatten eignen sich nicht für Real-Time PCR-Anwendungen (qPCR).

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbHNeuer Höltigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de

