



ISO-Rack für 24 x 1,5-/2,0-ml-Reaktionsgefäße



Produkt Highlights

- ISO-Rack für 24 x 1,5-/2,0-ml-Gefäße
- Zur Verwendung mit den Thermoblöcken für Mixer HC S8012-0011 und S8012-0012

Produktanwendungen

Resuspendieren von Pellets

Probenvorbereitung
Aufreinigung von Plasmiden, DNA, RNA
cDNA-Synthese
Enzymreaktionen (Restriktionsverdau, Ligationen, Proteinase K-Verdau)
Denaturierung von DNA, RNA und Proteinen
Markierung von DNA, RNA und Proteinen
Kultivierung von Bakterien in Reaktionsgefäßen, Zentrifugenröhrchen und Deepwell-Platten
Transformation von Bakterien

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbHNeuer Höltigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de







Allgemeine Daten

Art. Nr.	\$8012-0021
Packgröße	1 Stück (1 Box × 1 Stück)
Betriebstemperatur	4 °C bis 35 °C
Probenkapazität	24 × 1,5/2,0-mL-Reaktionsgefäße
Drehzahlbereich	300 – 1.400 rpm

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbHNeuer Höltigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de







Mehr Details zu ISO-Rack für 24 x 1,5-/2,0-ml-Reaktionsgefäße

ISO rack for use with 1.5/2.0ml tubes (Mixer HC Thermoblocks S8012-0011 and S8012-0012). The Iso-Rack is ideal for time-critical applications and high throughput sample preparation. Prepare your samples in your tubes, using the Iso-Rack as your bench rack. You can then transfer all 24 tubes to the thermoblock at the same time, in seconds!

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.



