



Vier-Kanal-Timer/Uhr



Produkt Highlights

- Einstellung von vier verschiedenen Zeiten gleichzeitig
- Batteriefreundlich dank automatischer Alarmabschaltung
- Halterung zum Aufstellen auf dem Labortisch und Magnetstreifen
- Großes, leicht ablesbares Display
- Kann auch vorkalibriert geliefert werden hierzu muss die Kalibrierung des Timers (C0003-0000) zusammen mit dem Timer bestellt werden
- 1 Jahr Garantie

Produktanwendungen

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.









Allgemeine Daten

Art. Nr.	N9900-0001
Packgröße	1 Stück (1 Box × 1 Stück)
Abmessungen (B × T × H)	73 mm × 13 mm × 59 mm
Abmessungen (B × T)	73 mm × 13 mm
Bedienungsmodi	4
Stromversorgung	2 x LR44-Batterien (enthalten)
Timer	Vor- und Rückwärtszähler
Timer	99 Stunden, 59 Minuten, 59 Sekunden
Uhrzeitformat	12 hr/24 hr
Alarm	Akustisches Signal (über eine Minute nach Durchlauf eines Zyklus)

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbHNeuer Höltigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de







Mehr Details zu Vier-Kanal-Timer/Uhr

Timing ist alles!

Timer/Uhr mit großem und leicht ablesbarem LED-Display. Dank der vier Kanäle können vier Zyklen gleichzeitig und unabhängig voneinander eingestellt werden. Zwischen den eingestellten Kanälen und der Uhrfunktion kann ganz einfach hin- und hergeschaltet werden. So behalten Sie den Überblick über Ihre Versuche und wissen immer, wann es Zeit für die Mittagspause ist!

Benötigen Sie einen kalibrierten Timer?

Um einen vorkalibrierten Timer zu erhalten, muss die Kalibrierung des Timers (C0003-0000) gleichzeitig mit dem Timer (N9900-0001) und unter derselben Auftragsnummer bestellt werden. Wir kalibrieren dann Ihren Timer vor dem Versand und Sie erhalten ein entsprechendes Zertifikat.

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.



