

Neu!

STARLAB focus

TipOne® Repeat Dispenser-Spitzen

Sie wollen größere Freiheit? Kein Problem! Unsere neuen TipOne® Repeat Dispenserspitzen gibt es mit einem zusätzlichen Volumen von 0,1 ml! Darüber hinaus passen unsere neuen TipOne® Repeat Dispenserspitzen jetzt zu mehr Dispensermodeellen als je zuvor (z. B. jetzt auch kompatibel mit der Multipette® Plus). Die Spitzen der neuen Generation wurden aus denselben hochwertigen Kunststoffen gefertigt wie die vorigen Spitzen. Sie haben darüber hinaus folgende Vorteile:



Was ist neu?

- ✦ Kompatibel mit einer größeren Anzahl verschiedener Dispenser
- ✦ Spitzenerkennung mit der Multipette® Plus
- ✦ Jetzt in acht Volumina erhältlich: Neue 0,1 ml Spitze!
- ✦ Bis zu 100 Dispensierschritte bei Verwendung mit der Multipette® Plus
- ✦ Separate Adapter für 25 ml und 50 ml Spitzen, die leicht durch ihre spezifische Farbe zu unterscheiden sind
- ✦ Der Konus wurde bei den meisten Spitzen verlängert. Dies verringert das Totvolumen, verbessert die Reagenzienabgabe und ermöglicht einen leichteren Zugang zu engen Gefäßen
- ✦ Geringere Dispensierkräfte

TipOne® Repeat Spitzen sind kompatibel mit:

STARLAB	RepeatOne® Dispenser
Brand	Handystep® Manual, HandyStep® S, HandyStep® electronic
Denville	Faststepper®
Eppendorf	Multipette® 4780 und Multipette® Plus, Multipette®stream/Xstream*
Gilson	Pipetman®, Distriman®
Rainin	AutoRep® E, AutoRep® S, AutoRep® M
Ritter	Ripette®, Ripette® pro, Ripette® genX
Sartorius	Biohit® Mechanical Stepper, Biohit® eLine® Pro, Biohit® eLine® Lite
Scilogex	Stepmate®
Thermo Fisher	Fisherbrand® Repeat Stepper, Finnpipette® Stepper

*Nur kompatibel mit Modellen, die vor Dezember 2013 hergestellt worden sind.

STARLAB GmbH
Neuer Höltigbaum 38
22143 Hamburg
Germany

T: +49 (0)40 675 99 39 0
F: +49 (0)40 675 99 39 20
info@starlab.de

Laborleidenschaft
STARLAB
www.starlab.de

Neu!

Bestellinformationen

Dispenser-Spitzen			
Kat.-Nr.	Beschreibung	Packungsgröße	Listenpreis
Nicht steril			
S4751-0010	0,1 ml TipOne® Repeat Dispenser-Spitzen	100	75,10 €
S4751-0050	0,5 ml TipOne® Repeat Dispenser-Spitzen	100	54,10 €
S4751-0100	1,0 ml TipOne® Repeat Dispenser-Spitzen	100	54,10 €
S4751-0250	2,5 ml TipOne® Repeat Dispenser-Spitzen	100	54,10 €
S4751-0500	5,0 ml TipOne® Repeat Dispenser-Spitzen	100	54,10 €
S4751-1000	10 ml TipOne® Repeat Dispenser-Spitzen	100	54,10 €
S4751-2500	25 ml TipOne® Repeat Dispenser-Spitzen*	100	70,60 €
S4751-5000	50 ml TipOne® Repeat Dispenser-Spitzen*	100	79,60 €
Steril, einzeln verpackt			
S4761-0010	0,1 ml TipOne® Repeat Dispenser-Spitzen	100	116,00 €
S4761-0050	0,5 ml TipOne® Repeat Dispenser-Spitzen	100	102,40 €
S4761-0100	1,0 ml TipOne® Repeat Dispenser-Spitzen	100	102,40 €
S4761-0250	2,5 ml TipOne® Repeat Dispenser-Spitzen	100	102,40 €
S4761-0500	5,0 ml TipOne® Repeat Dispenser-Spitzen	100	102,40 €
S4761-1000	10 ml TipOne® Repeat Dispenser-Spitzen	100	102,40 €
S4761-2500	25 ml TipOne® Repeat Dispenser-Spitzen	100	119,20 €
S4761-5000	50 ml TipOne® Repeat Dispenser-Spitzen	100	124,00 €
Adapter			
S4756-2500	Adapter 25 ml	1	5,70 €
S4756-5000	Adapter 50 ml	1	5,70 €
S4765-2500	Adapter 25 ml (steril)	7	42,80 €
S4765-5000	Adapter 50 ml (steril)	7	42,80 €

*Jede Packung der 25 ml und 50 ml Spitzen wird mit vier Adaptern geliefert.

Achtung: TipOne® Repeat Dispenserspitzen sind nicht autoklavierbar.

Produktmerkmale

- /// Erhältlich als nicht sterile Bulkware oder steril, einzeln verpackt
- /// Hohe Genauigkeit und Präzision
- /// ISO 8655 konform
- /// Zylinder aus Polypropylen
- /// Kolben aus Polyethylen
- /// Alle TipOne® Repeat Spitzen sind zertifiziert als frei von RNase, DNase, DNA und Pyrogenen

Repeat One® Dispenser

Mit fünf Hubeinstellungen und acht verschiedenen TipOne® Repeat Dispenserspitzen eignet sich RepeatOne® ideal für Dosierungen von 2 µl bis 5 ml.



Orientierungshilfe für Anwendungen

Dispenser-Spitze Volumen	Dispensereinstellung				
	1	2	3	4	5
0,1 ml	2 µl	4 µl	6 µl	8 µl	10 µl
0,5 ml	10 µl	20 µl	30 µl	40 µl	50 µl
1,0 ml	20 µl	40 µl	60 µl	80 µl	100 µl
2,5 ml	50 µl	100 µl	150 µl	200 µl	250 µl
5,0 ml	100 µl	200 µl	300 µl	400 µl	500 µl
10,0 ml	200 µl	400 µl	600 µl	800 µl	1000 µl
25,0 ml	500 µl	1000 µl	1500 µl	2000 µl	2500 µl
50,0 ml	1000 µl	2000 µl	3000 µl	4000 µl	5000 µl
Dosierschritte*	48	23	15	11	8

*Die Anzahl der Schritte kann je nach Dispenserhersteller variieren.

STARLAB GmbH
Neuer Höltigbaum 38
22143 Hamburg
Germany

T: +49 (0)40 675 99 39 0
F: +49 (0)40 675 99 39 20
info@starlab.de

Laborleidenschaft
S T A R
L A B
www.starlab.de