



PROTECTION

Gants Microflex[®]

Passionate for Science.



www.starlabgroup.com

Gants Microflex®

Aperçu de la gamme

STARLAB s'engage à fournir la meilleure protection des mains possible à ses clients. Pour pouvoir proposer un plus grand choix à nos clients, nous vendons aussi une sélection de gants de haute qualité Microflex® pour un usage en laboratoire afin de vous aider à sélectionner le meilleur gant possible en fonction de votre activité.



Nitrile Bleu
Ergonomique



Nitrile
Bleu



Nitrile Bleu
Long



Nitrile Bleu
Extra-Long



Néoprène
Ergonomique



Chimiquement Résistant
Triple Couche

GANT	Matière	Intérieur	Extérieur	Couleur	Longueur	Epaisseur (paume)	AQL	EPI Cat III	Risque élevé	Conditionnement
XCEED®	Nitrile	Sans poudre	Doigts texturés	Bleu	Standard 240 mm	0,070 mm	0,65	✓	✗	10 x 250
SUPRENO®	Nitrile	Sans poudre	Doigts texturés	Bleu	Standard 245 mm	0,110 mm	0,65	✓	✗	10 x 100
93-853	Nitrile	Sans poudre	Doigts texturés	Bleu	Long 295 mm	0,140 mm	0,65	✓	✗	10 x 50
93-243	Nitrile	Sans poudre	Doigts et paume texturés	Bleu	Extra-Long 400 mm	0,120 mm	1,5	✓	✗	10 x 100
73-847	Néoprène	Sans poudre	Doigts texturés	Vert foncé	Standard 245 mm	0,100 mm	1,5	✓	✗	10 x 100
93-260	Nitrile et Néoprène	Sans poudre	Doigts texturés	Extérieur vert, Intérieur bleu	Long 300 mm	0,198 mm	0,65	✓	✓	10 x 50

Caractéristiques du produit

- ▶ Approuvé ASTM D6978 pour la manipulation des agents cytostatiques (Supreno® & 93-853)
- ▶ EN 1149 (Partie 1. 2 & 3) Comportement antistatique (93-853 & 73-847)
- ▶ EN 388 Protection contre les risques mécaniques (93-260)
- ▶ EN 421 Gants de protection contre les rayonnements ionisants et la contamination radioactive (93-260 & 73-847)
- ▶ Ergonomie certifiée (XCEED® & 73-847)
- ▶ Protection des avant-bras / Longueur du gant allongé > 295 mm (93-853,93-243,93-243,93-260)

INFO : Pour une liste complète des normes applicables à chaque gant, veuillez vous référer aux informations produit correspondantes.





**AQL
0.65**

XCEED® – Protection nitrile confortable et ergonomique

La combinaison d'un confort et d'une solidité exceptionnels. Utilisation recommandée lorsque :

- ▶ Votre activité exige une grande dextérité et vous avez besoin d'un gants réduisant la fatigue manuelle
- ▶ Vous recherchez une protection significativement plus haute
- ▶ Vous travaillez dans des conditions requérant un grip consistant et fiable
- ▶ Vous utilisez du bromure d'étidium (temps de passage > 480 min)



EPI Cat. III Design Complexe
Gants Nitrile Bleu. Doigts texturés
Longueur : 240 mm. 250 gants par boîte¹⁾

INFORMATIONS DE COMMANDE

Description	Quantité	Réf.	Prix
XCEED® Gant Nitrile, XS	10 × 250	XC-INT-XS	257,60 €
XCEED® Gant Nitrile, S	10 × 250	XC-INT-S	257,60 €
XCEED® Gant Nitrile, M	10 × 250	XC-INT-M	257,60 €
XCEED® Gant Nitrile, L	10 × 250	XC-INT-L	257,60 €
XCEED® Gant Nitrile, XL ¹⁾	10 × 230	XC-INT-XL	257,60 €

¹⁾ 230 gants par boîte en XL

www.starlab.click/xceed



**AQL
0.65**

SUPRENO® – Protection nitrile quotidienne

Protection nitrile confortable pour un usage quotidien. Utilisation recommandée lorsque :

- ▶ Le contact avec les produits chimiques est une activité standard quotidienne - SUPRENO® apporte une excellente protection chimique contre les éclaboussures
- ▶ Solidité et protection sont très importantes
- ▶ Vous travaillez dans des conditions exigeant grip consistant et fiabilité



EPI Cat. III Design Complexe
Gants Nitrile Bleu. Doigts texturés
Longueur : 245 mm. 100 gants par boîte

INFORMATIONS DE COMMANDE

Description	Quantité	Réf.	Prix
SUPRENO®, Gant nitrile, XS	10 × 100	SU-INT-XS	144,30 €
SUPRENO®, Gant nitrile, S	10 × 100	SU-INT-S	144,30 €
SUPRENO®, Gant nitrile, M	10 × 100	SU-INT-M	144,30 €
SUPRENO®, Gant nitrile, L	10 × 100	SU-INT-L	144,30 €
SUPRENO®, Gant nitrile, XL	10 × 100	SU-INT-XL	144,30 €

www.starlab.click/supreno

Gants Microflex®



EN ISO 374-1/Type B



EN ISO 374-5:2016



AQL 0.65

INFORMATIONS DE COMMANDE

Description	Quantité	Référence	Prix
Microflex® 93-853 Gant Nitrile, manchette longue, XS	10 x 50	93-853-XS	117,30 €
Microflex® 93-853 Gant Nitrile, manchette longue, S	10 x 50	93-853-S	117,30 €
Microflex® 93-853 Gant Nitrile, manchette longue, M	10 x 50	93-853-M	117,30 €
Microflex® 93-853 Gant Nitrile, manchette longue, L	10 x 50	93-853-L	117,30 €
Microflex® 93-853 Gant Nitrile, manchette longue, XL	10 x 50	93-853-XL	117,30 €

www.starlab.click/93-853



EN ISO 374-1/Type B



EN ISO 374-5:2016



AQL 1.5

INFORMATIONS DE COMMANDE

Description	Quantité	Référence	Prix
Microflex® 93-243, Extra Long, XS	10 x 100	93-243-XS	371,00 €
Microflex® 93-243, Extra Long, S	10 x 100	93-243-S	371,00 €
Microflex® 93-243, Extra Long, M	10 x 100	93-243-M	371,00 €
Microflex® 93-243, Extra Long, L	10 x 100	93-243-L	371,00 €
Microflex® 93-243, Extra Long, XL	10 x 100	93-243-XL	371,00 €
Microflex® 93-243, Extra Long, XXL	10 x 100	93-243-XXL	371,00 €

www.starlab.click/93-243

93-853 – Une protection fiable

La manchette longue offre une meilleure protection des poignets dans les zones de travail dangereuses. La formulation avancée du nitrile permet une résistance à la perforation jusqu'à trois fois supérieure à celle des gants à usage unique en latex ou en vinyle.

- ▶ Excellente résistance aux produits chimiques
- ▶ Protection au delà du poignet contre les risques quotidiens en laboratoire ; longueur de manchette 295 mm
- ▶ Propriétés de résistance à la pénétration élevées (AQL 0,65)
- ▶ Propriétés antistatiques
- ▶ Approuvé pour une utilisation avec des médicaments de chimiothérapie (ASTM D6978)
- ▶ Gant d'examen médical



EPI Cat. III Design Complexe

Gant Nitrile Bleu. Doigts texturés

Longueur : 295 mm. 50 gants par boîte

93-243 – Protection exceptionnelle de l'avant-bras

Ce nitrile souple et résistant fournit une protection confortable, étendue jusqu'au coude.

- ▶ Apporte une sécurité supplémentaire au niveau du poignet et de l'avant-bras
- ▶ Un design unique prévient l'enroulement de la manchette
- ▶ Paume et doigts texturés pour un grip sûr




EPI Cat. III Design Complexe

Gant Nitrile Bleu. Doigts texturés

Longueur : 400 mm. 100 Gants par boîte



Une longueur de gant de 400 mm pour une protection supérieure de l'avant-bras



73-847 – Certifié ergonomique

Une formulation souple et flexible du néoprène confère une résistance efficace à de nombreux produits chimiques et assure un port confortable et sensible proche des sensations du latex.


- ▶ Ergonomique pour un excellent confort à l'utilisation
- ▶ Grip excellent en conditions sèches ou humides
- ▶ Doigts texturés
- ▶ Comportement antistatique



EPI Cat. III Design Complexe
Gant Néoprène Vert. Doigts texturés
Longueur : 245 mm. 100 Gants par boîte

INFORMATIONS DE COMMANDE			
Description	Quantité	Référence	Prix
Microflex® 73-847, Gant Néoprène, Ergonomic, XS	10 × 100	73-847-XS	197,50 €
Microflex® 73-847, Gant Néoprène, Ergonomic, S	10 × 100	73-847-S	197,50 €
Microflex® 73-847, Gant Néoprène, Ergonomic, M	10 × 100	73-847-M	197,50 €
Microflex® 73-847, Gant Néoprène, Ergonomic, L	10 × 100	73-847-L	197,50 €
Microflex® 73-847, Gant Néoprène, Ergonomic, XL	10 × 100	73-847-XL	197,50 €

www.starlab.click/73-847



93-260 – Protection chimique et confort

Ce design de gant tricouche innovant comprenant du nitrile et du néoprène fournit une protection supérieure contre les produits chimiques extrêmement dangereux, tout en prodiguant confort et dextérité à l'utilisateur

- ▶ Design ergonomique pour un confort excellent à l'utilisation
- ▶ Niveau de porosité plus bas (AQL 0,65) pour une protection fiable contre les substances dangereuses
- ▶ Longueur étendue pour une protection renforcée
- ▶ Classification type A




EPI Cat. III Design Complexe
Gant Nitrile/Néoprène Vert. Doigts texturés
Longueur : 300 mm. 50 Gants par boîtes

INFORMATIONS DE COMMANDE			
Description	Quantité	Référence	Prix
Microflex® 93-260 Nitrile/Néoprène, Chimiquement Résistant, XS	10 × 50	93-260-XS	191,00 €
Microflex® 93-260 Nitrile/Néoprène, Chimiquement Résistant, S	10 × 50	93-260-S	191,00 €
Microflex® 93-260, Nitrile/Néoprène, Chimiquement Résistant, M	10 × 50	93-260-M	191,00 €
Microflex® 93-260 Nitrile/Néoprène, Chimiquement Résistant, L	10 × 50	93-260-L	191,00 €
Microflex® 93-260 Nitrile/Néoprène, Chimiquement Résistant, XL	10 × 50	93-260-XL	191,00 €
Microflex® 93-260 Nitrile/Néoprène, Chimiquement Résistant, XXL	10 × 50	93-260-XXL	191,00 €

www.starlab.click/93-260

Design innovant tricouche





www.starlab.fr

STARLAB FRANCE SARL

30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
France

T: +33 (0)1 60 13 71 70
F: +33 (0)1 69 41 48 65
info@starlab.fr
www.starlab.fr

STARLAB GmbH

Neuer Höltigbaum 38
22143 Hamburg
Germany

T: +49 (0)40 675 99 39 0
F: +49 (0)40 675 99 39 20
info@starlab.de
www.starlab.de

STARLAB International GmbH

Neuer Höltigbaum 38
22143 Hamburg
Germany

T: +49 (0)40 675 99 39 0
F: +49 (0)40 675 99 39 20
info@starlab.de
www.starlabgroup.com

STARLAB (UK), Ltd

5 Tanners Drive
Milton Keynes MK14 5BU
United Kingdom

T: +44 (0)1908 283800
F: +44 (0)1908 283802
infoline@starlab.co.uk
www.starlab.co.uk

STARLAB S.r.l.

Via Pinturicchio 1
20133 Milano
Italy

T: +39 02 7020 1040
F: +39 02 7020 1033
info@starlab.it
www.starlab.it