



Nouveau!

STARfocus

Pipettes Sérologiques

Gamme de 1 à 100 ml

La nouvelle gamme étendue de Pipettes Sérologiques STARLAB couvre sept différents volumes et inclut pour la première fois une pipette de 100 ml. Les pipettes sont fabriquées en polystyrène transparent de grade médical pour des applications stériles en sérologie, culture cellulaire et tissulaire. Le code couleur normalisé présent sur les pipettes et sur leur emballage facilite l'identification. Les graduations ascendantes et descendantes imprimées en noir et facilement lisibles simplifient la lecture du volume et la distribution du fluide. Toutes les pipettes (excl. 100 ml) possèdent des graduations négatives supplémentaires pour un volume de travail additionnel. Parfaites pour une utilisation avec tous les pipeteurs connus, y compris l'ErgoOne® FAST.

Caractéristiques :

- ▶ Précision $\pm 2\%$
- ▶ Code couleur normalisé pour une identification facilitée.
- ▶ Graduations bidirectionnelles
- ▶ Graduations négatives supplémentaires (exc. 100 ml) pour un volume de travail additionnel
- ▶ Tampon cotonné hydrophobe en polyoléfine pour chaque pipette
- ▶ Numéro de lot et date de préemption sur chaque emballage unitaire papier - plastique pelable
- ▶ Carton distributeur doté d'une zone d'ouverture perforée
- ▶ Stériles par irradiation aux rayons gamma SAL 10^{-6} (ISO 11137)
- ▶ Certifiées exemptes de RNase, DNase et apyrogènes
- ▶ Polystyrène transparent de grade médical conforme USP grade VI non cytotoxique et non hémolytique - sans latex
- ▶ Fabrication certifiée ISO 9001 et ISO 13485











Carton distributeur pratique



Pipettes Sérologiques - Informations de commande



Pipettes Sérologiques			
	Description	Quantité	Référence
	Pipette sérologique 1 ml, emballage unitaire, stérile	500	E4860-0001
	Pipette sérologique 2 ml, emballage unitaire, stérile	500	E4860-0002
	Pipette sérologique 5 ml, emballage unitaire, stérile	200	E4860-0005
	Pipette sérologique 10 ml, emballage unitaire, stérile	200	E4860-0010
	Pipette sérologique 25 ml, emballage unitaire, stérile	150	E4860-0025
	Pipette sérologique 50 ml, emballage unitaire, stérile	100	E4860-0050
	Pipette sérologique 100 ml, emballage unitaire, stérile	50	E4860-1100



Spécifications				
Volume	Code couleur	Graduations	Graduations suppl.	Volume total
1,0 ml	Jaune	0,01 ml	0,3 ml	1,3 ml
2,0 ml	Vert	0,01 ml	0,3 ml	2,3 ml
5,0 ml	Bleu	0,1 ml	3,0 ml	8,0 ml
10 ml	Orange	0,1 ml	3,0 ml	13 ml
25 ml	Rouge	0,2 ml	8,0 ml	33 ml
50 ml	Violet	0,5 ml	10 ml	60 ml
100 ml	Rose	1,0 ml	n/a	100 ml



Numéro de lot et date d'expiration

STARLAB France
 30 rue Jean Rostand • 91400 ORSAY
 Tel.: 01 60 13 71 70 • Fax: 01 69 41 48 65 • info@starlab.fr

Passionate for Science.



www.starlabgroup.com