



## Puntali per dispenser TipOne® Repeat



### Punti salienti

- Compatibili con un'ampia gamma di dispenser
- Disponibili in otto volumi - Novità: 0,1 ml
- Elevata accuratezza e precisione
- Forza di dispensazione ridotta
- Prodotti in base alla norma ISO 8655
- Certificati RNase, DNase, DNA e Pyrogen free

## Applicazioni del prodotto

Dispensazioni ad alta precisione indipendentemente da viscosità, pressione del vapore e densità del liquido

La protezione dalle contaminazioni da aerosol permette una dispensazione più sicura

Ideali per la dispensazione di sostanze radioattive, infettive o tossiche

Rapida dispensazione per lunghe serie

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
Indirizzo e-mail: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Dati generali

Cod.	Vedere le varianti
Autoclavabile	No

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
Indirizzo e-mail: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Maggiori informazioni su Puntali per dispenser TipOne® Repeat

I puntali per dispenser TipOne® Repeat sono disponibili in volumi da 0,1 ml a 50 ml. Questi puntali per dispenser di alta qualità hanno un cilindro in polipropilene e un pistone in polietilene. Sono certificati RNase, DNase, DNA e pyrogen free.

- › Riconoscimento automatico del volume del puntale sulla Multipette® Plus
- › Fino a 100 dispensazioni con Multipette® Plus
- › La maggior lunghezza del pistone riduce il "volume morto", migliorando la dispensazione e facilitando l'ingresso in contenitori stretti
- › Elevato grado di accuratezza e precisione
- › Forza di dispensazione ridotta
- › Disponibili sia non sterili che in versione sterile confezionati singolarmente
- › Adattatori separati per puntali da 25 ml e 50 ml, facilmente distinguibili dai colori
- › Prodotti in base alla norma ISO 8655

### I puntali TipOne® Repeat sono compatibili con

- › STARLAB: Dispenser RepeatOne®
- › Brand: Handystep® Manual, HandyStep® S e HandyStep® electronic
- › Denville: Faststepper®
- › Eppendorf: Multipette® 4780, Multipette® Plus\*, Multipette® stream e Multipette® Xstream\*\*
- › Gilson: Pipetman® e Distriman®
- › Rainin: AutoRep® E, AutoRep® S e AutoRep® M
- › Ritter: Ripette®, Ripette® pro e Ripette® genX
- › Sartorius: Biohit® Mechanical Stepper, Biohit® eLine® Pro, Biohit® e eLine® Lite
- › Scilogex: Stepmate®
- › Thermo Fisher: Fisherbrand® Repeat Stepper

\* Funziona solo con il vecchio sensore (prima dell'assistenza).

\*\* Adatto solo per l'uso con modelli prodotti prima di dicembre 2013.



## Tutte le variazioni

NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 <a href="#">0,1 ml Puntali per dispenser TipOne® Repeat (sterili)</a> <b>Volume:</b> 0.1 ml <b>Sterile:</b> Si	100 Conf. sing. (1 Scatola × 100 Conf. sing.)	S4761-0010
 <a href="#">0,5 ml Puntali per dispenser TipOne® Repeat (sterili)</a> <b>Volume:</b> 0.5 ml <b>Sterile:</b> Si	100 Conf. sing. (1 Scatola × 100 Conf. sing.)	S4761-0050
 <a href="#">1,0 ml Puntali per dispenser TipOne® Repeat (sterili)</a> <b>Volume:</b> 1.0 ml <b>Sterile:</b> Si	100 Conf. sing. (1 Scatola × 100 Conf. sing.)	S4761-0100
 <a href="#">2,5 ml Puntali per dispenser TipOne® Repeat (sterili)</a> <b>Volume:</b> 2.5 ml <b>Sterile:</b> Si	100 Conf. sing. (1 Scatola × 100 Conf. sing.)	S4761-0250
 <a href="#">5,0 ml Puntali per dispenser TipOne® Repeat (sterili)</a> <b>Volume:</b> 5.0 ml <b>Sterile:</b> Si	100 Conf. sing. (1 Scatola × 100 Conf. sing.)	S4761-0500
 <a href="#">10 ml Puntali per dispenser TipOne® Repeat (sterili)</a> <b>Volume:</b> 10 ml <b>Sterile:</b> Si	100 Conf. sing. (1 Scatola × 100 Conf. sing.)	S4761-1000

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
Indirizzo e-mail: info@starlab.it



NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 <a href="#">25 ml Puntali per dispenser TipOne® Repeat (sterili)</a> <b>Volume:</b> 25 ml <b>Sterile:</b> Si	100 Conf. sing. (1 Scatola × 100 Conf. sing.)	S4761-2500
 <a href="#">50 ml Puntali per dispenser TipOne® Repeat (sterili)</a> <b>Volume:</b> 50 ml <b>Sterile:</b> Si	100 Conf. sing. (1 Scatola × 100 Conf. sing.)	S4761-5000
 <a href="#">Puntali per dispenser TipOne® Repeat da 0,1 ml (non sterili)</a> <b>Volume:</b> 0.1 ml <b>Sterile:</b> No	100 Puntali (1 Sacchetto × 100 Puntali)	S4751-0010
 <a href="#">Puntali per dispenser TipOne® Repeat da 0,5 ml (non sterili)</a> <b>Volume:</b> 0.5 ml <b>Sterile:</b> No	100 Puntali (1 Sacchetto × 100 Puntali)	S4751-0050
 <a href="#">Puntali per dispenser TipOne® Repeat da 1,0 ml (non sterili)</a> <b>Volume:</b> 1.0 ml <b>Sterile:</b> No	100 Puntali (1 Sacchetto × 100 Puntali)	S4751-0100
 <a href="#">Puntali per dispenser TipOne® Repeat da 2,5 ml (non sterili)</a> <b>Volume:</b> 2.5 ml <b>Sterile:</b> No	100 Puntali (1 Sacchetto × 100 Puntali)	S4751-0250
 <a href="#">Puntali per dispenser TipOne® Repeat da 5,0 ml (non sterili)</a> <b>Volume:</b> 5.0 ml <b>Sterile:</b> No	100 Puntali (1 Sacchetto × 100 Puntali)	S4751-0500

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
Indirizzo e-mail: info@starlab.it



NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
	<a href="#">Puntali per dispenser TipOne® Repeat da 10 ml (non sterili)</a> <b>Volume:</b> 10 ml <b>Sterile:</b> No   <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	100 Puntali (1 Sacchetto × 100 Puntali) S4751-1000
	<a href="#">Puntali per dispenser TipOne® Repeat da 25 ml (non sterili)</a> <b>Volume:</b> 25 ml <b>Sterile:</b> No   <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	100 Puntali (1 Sacchetto × 100 Puntali) S4751-2500
	<a href="#">Puntali per dispenser TipOne® Repeat da 50 ml (non sterili)</a> <b>Volume:</b> 50 ml <b>Sterile:</b> No   <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	100 Puntali (1 Sacchetto × 100 Puntali) S4751-5000

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
Indirizzo e-mail: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)