



StarChill PCR



Punti salienti

- Rack refrigerato da 96 pozzetti con coperchio per l'uso con tubi PCR (singole o strip) da 0,2 ml, o con una piastra PCR da 96 pozzetti da 0,2 ml
- Temperatura di cambio colore: 7 °C
- Tempo previsto a 4 °C: + 3 ore*

Applicazioni del prodotto

Stoccaggio dei campioni

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it



Dati generali

| | |
|------------------------|------------------------|
| Cod. | Vedere le varianti |
| Dimensioni (L x P x A) | 141 mm x 99 mm x 44 mm |
| Dimensioni (L x P) | 141 mm x 99 mm |
| Autoclavabile | No |
| Numero di pozzetti | 96 pozzetti |
| Tipo rack | Rack per chiller |
| Colore | Vari |

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it



Maggiori informazioni su StarChill PCR





Rack refrigeranti ad alte prestazioni StarChill

Mantengono un ambiente refrigerato sul banco di lavoro! La sezione centrale dei rack StarChill cambia colore quando si raffredda. Torna poi gradualmente al suo colore originale con l'aumentare della temperatura, fornendo così un'immediata indicazione visiva del cambio di temperatura.

*Il tempo varia a seconda della temperatura ambiente. Tutti i rack StarChill devono essere raffreddati per almeno 8 ore a -20 °C prima dell'uso. Non autoclavabili.



Tutte le variazioni

| NOME DEL PRODOTTO | CONFEZIONE | COD. |
|---|----------------------------------|------------|
|  StarChill PCR, Rosa Colore: Rosa (caldo)/porpora (freddo)  Crea scheda tecnica PDF | 2 Pezzi (1 Confezione × 2 Pezzi) | E2396-2004 |
|  StarChill PCR, Giallo Colore: Giallo (caldo)/verde (freddo)  Crea scheda tecnica PDF | 2 Pezzi (1 Confezione × 2 Pezzi) | E2396-2006 |

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it