



Strips per PCR con tappi attaccati



Punti salienti


- Realizzate in polipropilene di grado medico
- I tappi attaccati eliminano la possibilità di contaminazioni incrociate accidentali tra i tappi delle provette
- Prive di inibitori della PCR
- Certificate prive di RNasi, DNasi, DNA e pirogeni
- Le pareti ultrasottili assicurano un trasferimento termico efficiente e la massima resa.
- Forniti in sacchetti richiudibili

Applicazioni del prodotto

PCR standard (PCR endpoint)

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it



Dati generali

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Cod. | Vedere le varianti |
| Sterile | No |
| Autoclavabile | Sì |
| N. di provette | 8 |
| Materiale | Polipropilene |
| Privo di DNA | Sì |
| DNase free | Sì |
| Privo di endotossine | Sì |
| Privo di DNA umano | Sì |
| Privo di inibitori della PCR | Sì |
| Privo di pirogeni | Sì |
| RNase free | Sì |
| Colore | Vari |
| Adatto per PCR | sì |

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it



Maggiori informazioni su Strips per PCR con tappi attaccati

Le strip per PCR Starlab sono realizzate in polipropilene di grado medicale. Le provette dalle pareti sottili sono caratterizzate da una omogenea ed efficace trasmissione del calore. I tappi attaccati in strip in stile "coccodrillo" evitano la possibilità di una contaminazione incrociata dovuta alla confusione dei tappi. Strip disponibili da 8 o 12 provette e tappi.

Strip Low-Profile (0,1 ml): altezza di 15,24 mm, da usare solo su termociclatori con capacità low-profile.

Strip Standard (0,2 ml): altezza di 20,83 mm, da usare nella maggior parte dei termociclatori.

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it



Tutte le variazioni

| NOME DEL PRODOTTO | CONFEZIONE | COD. |
|---|---|---|
|  | <p>Strip da 8 provette per PCR da 0,2 ml, con tappi piatti attaccati singolarmente (Xtra-Clear)</p> <p>Stile tappo: Tappi piatti attaccati singoli (X-Clear) Volume: 0.2 ml Confezione: 120 Strip di provette con tappi (1 Confezione × 120 Strip di provette con tappi)</p> <p> Crea scheda tecnica PDF</p> | 120 Strip di provette con tappi (1 Confezione × 120 Strip di provette con tappi) A1402-3700 |
|  | <p>Strip da 8 provette per PCR da 0,2 ml, con tappi piatti attaccati singolarmente (Xtra-Clear)(confezione)</p> <p>Stile tappo: Tappi piatti attaccati singoli (X-Clear) Volume: 0.2 ml Confezione: 1.200 Strip di provette con tappi (10 Confezioni × 120 Strip di provette con tappi)</p> <p> Crea scheda tecnica PDF</p> | 1.200 Strip di provette con tappi (10 Confezioni × 120 Strip di provette con tappi) A1402-3700-C |
|  | <p>Strip da 8 provette per PCR da 0,2 ml, con tappi a cupola attaccati singolarmente, trasparenti</p> <p>Stile tappo: Tappi a cupola attaccati singoli Volume: 0.2 ml Confezione: 120 Strip di provette con tappi (1 Confezioni × 120 Strip di provette con tappi)</p> <p> Crea scheda tecnica PDF</p> | 120 Strip di provette con tappi (1 Confezioni × 120 Strip di provette con tappi) I1402-2900 |
|  | <p>Strip da 8 provette per PCR con tappo singolo attaccato, 0,2 ml, (assortiti)</p> <p>Stile tappo: Tappi a cupola attaccati singoli Volume: 0.2 ml Confezione: 120 Strip di provette con tappi (5 Confezioni × 24 Strip di provette con tappi)</p> <p> Crea scheda tecnica PDF</p> | 120 Strip di provette con tappi (5 Confezioni × 24 Strip di provette con tappi) I1402-2908 |

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it



| NOME DEL PRODOTTO | CONFEZIONE | COD. |
|---|--|--|
|  | <p><u>Strip da 8 provette per PCR da 0,1 ml, low-profile, con tappi piatti attaccati singolarmente (Xtra-Clear)</u></p> <p>Stile tappo: Tappi piatti attaccati singoli – (Xtra-Clear), low-profile</p> <p>Volume: 0.1 ml</p> <p>Confezione: 120 Strip di provette con tappi (1 Confezione × 120 Strip di provette con tappi)</p> <p> Crea scheda tecnica PDF</p> | 120 Strip di provette con tappi (1 Confezione × 120 Strip di provette con tappi) A1402-3800 |
|  | <p><u>Strip da 8 provette per PCR da 0,2 ml, con tappi a cupola attaccati singolarmente, trasparenti (confezione)</u></p> <p>Stile tappo: Tappi a cupola attaccati singoli</p> <p>Volume: 0.2 ml</p> <p>Confezione: 1.200 Strip di provette con tappi (10 Confezioni × 120 Strip di provette con tappi)</p> <p> Crea scheda tecnica PDF</p> | 1.200 Strip di provette con tappi (10 Confezioni × 120 Strip di provette con tappi) I1402-2900-C |
|  | <p><u>Strip da 8 provette per PCR da 0,2 ml, con tappi schermati a cupola attaccati singolarmente</u></p> <p>Stile tappo: Tappi a cupola attaccati singoli con scudo</p> <p>Volume: 0.2 ml</p> <p>Confezione: 120 Strip di provette con tappi (1 Confezione × 120 Strip di provette con tappi)</p> <p> Crea scheda tecnica PDF</p> | 120 Strip di provette con tappi (1 Confezione × 120 Strip di provette con tappi) S1602-2900 |
|  | <p><u>Strip da 8 provette per PCR da 0,2 ml, trasparenti, con strip di tappi piatti attaccati (Xtra-Clear)</u></p> <p>Stile tappo: Tappo in strip piatto attaccato (Xtra-Clear)</p> <p>Volume: 0.2 ml</p> <p>Confezione: 125 Strip di provette con tappi (1 Confezione × 125 Strip di provette con tappi)</p> <p> Crea scheda tecnica PDF</p> | 125 Strip di provette con tappi (1 Confezione × 125 Strip di provette con tappi) I1402-2700 |

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it



| NOME DEL PRODOTTO | CONFEZIONE | COD. |
|---|---|---|
|  <u>Strip da 8 provette per PCR da 0,2 ml, trasparenti, con strip di tappi a cupola attaccati</u> | Stile tappo: Tappo di strip attaccato a cupola Volume: 0.2 ml Confezione: 125 Strip di provette con tappi (1 Confezione × 125 Strip di provette con tappi) | 125 Strip di provette con tappi (1 Confezione × 125 Strip di provette con tappi) I1402-2800 |
|  <u>Strip da 8 provette per PCR da 0,2 ml, trasparenti, con strip di tappi piatti attaccati (Xtra-Clear) (confezione)</u> | Stile tappo: Tappo in strip piatto attaccato (Xtra-Clear) Volume: 0.2 ml Confezione: 1.250 Strip di provette con tappi (10 Confezioni × 125 Strip di provette con tappi) | 1.250 Strip di provette con tappi (10 Confezioni × 125 Strip di provette con tappi) I1402-2700-C |
|  <u>Strip da 8 provette per PCR da 0,2 ml, trasparenti, con strip di tappi a cupola attaccati (confezione)</u> | Stile tappo: Tappo di strip attaccato a cupola Volume: 0.2 ml Confezione: 1.250 Strip di provette con tappi (10 Confezioni × 125 Strip di provette con tappi) | 1.250 Strip di provette con tappi (10 Confezioni × 125 Strip di provette con tappi) I1402-2800-C |

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it