



## Strips per PCR con tappi attaccati



### Punti salienti

- Realizzate in polipropilene di grado medicale
- I tappi attaccati eliminano la possibilità di contaminazioni incrociate accidentali tra i tappi delle provette
- Prive di inibitori della PCR
- Certificate prive di RNasi, DNasi, DNA e pirogeni
- Le pareti ultrasottili assicurano un trasferimento termico efficiente e la massima resa.
- Forniti in sacchetti richiudibili

## Applicazioni del prodotto

PCR standard (PCR endpoint)

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Dati generali

Cod.	Vedere le varianti
Sterile	No
Autoclavabile	Sì
N. di provette	8
Materiale	Polipropilene
Privo di DNA	Sì
DNase free	Sì
Privo di endotossine	Sì
Privo di DNA umano	Sì
Privo di inibitori della PCR	Sì
Privo di pirogeni	Sì
RNase free	Sì
Colore	Vari
Adatto per PCR	sì

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Maggiori informazioni su Strips per PCR con tappi attaccati









### **Contribuite a eliminare la contaminazione incrociata con le strip PCR con tappi integrati**

Scoprite la praticità e l'efficienza delle strip PCR con tappi integrati di Starlab, progettate per contesti con produzione media. Queste strip PCR garantiscono che tutte le provette siano protette in modo uniforme, assicurando risultati costanti tra i campioni e semplificando la manipolazione per aumentare l'efficienza del workflow.

Disponibili con provette da 0,1 mL o 0,2 mL, tutte le strip PCR presentano pareti ultrasottili e uniformi per garantire un trasferimento termico ottimale. È possibile scegliere tra tappi piatti o bombati, fissati singolarmente o su una striscia. Per la qPCR, selezionate le strip con tappi Xtra-Clear. Tutte le strip PCR sono certificate prive di RNasi, DNasi, DNA e inibitori della PCR e testate prive di pirogeni.











## Tutte le variazioni

NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 <a href="#">Strip da 8 provette per PCR da 0,2 ml, con tappi piatti attaccati singolarmente (Xtra-Clear)</a> <b>Stile tappo:</b> Tappi piatti attaccati singoli (X-Clear) <b>Volume:</b> 0.2 ml <b>Confezione:</b> 120 Strip di provette con tappi (1 Confezione × 120 Strip di provette con tappi)  <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	120 Strip di provette con tappi (1 Confezione × 120 Strip di provette con tappi)	A1402-3700
 <a href="#">Strip da 8 provette per PCR da 0,2 ml, con tappi piatti attaccati singolarmente (Xtra-Clear)(confezione)</a> <b>Stile tappo:</b> Tappi piatti attaccati singoli (X-Clear) <b>Volume:</b> 0.2 ml <b>Confezione:</b> 1.200 Strip di provette con tappi (10 Confezioni × 120 Strip di provette con tappi)  <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	1.200 Strip di provette con tappi (10 Confezioni × 120 Strip di provette con tappi)	A1402-3700-C
 <a href="#">Strip da 8 provette per PCR da 0,2 ml, con tappi a cupola attaccati singolarmente, trasparenti</a> <b>Stile tappo:</b> Tappi a cupola attaccati singoli <b>Volume:</b> 0.2 ml <b>Confezione:</b> 120 Strip di provette con tappi (1 Confezioni × 120 Strip di provette con tappi)  <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	120 Strip di provette con tappi (1 Confezioni × 120 Strip di provette con tappi)	I1402-2900
 <a href="#">Strip da 8 provette per PCR con tappo singolo attaccato, 0,2 ml, (assortiti)</a> <b>Stile tappo:</b> Tappi a cupola attaccati singoli <b>Volume:</b> 0.2 ml <b>Confezione:</b> 120 Strip di provette con tappi (5 Confezioni × 24 Strip di provette con tappi)  <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	120 Strip di provette con tappi (5 Confezioni × 24 Strip di provette con tappi)	I1402-2908

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)









NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 <p><a href="#">Strip da 8 provette per PCR da 0,1 ml, low-profile, con tappi piatti attaccati singolarmente (Xtra-Clear)</a> <b>Stile tappo:</b> Tappi piatti attaccati singoli – (Xtra-Clear), low-profile <b>Volume:</b> 0.1 ml <b>Confezione:</b> 120 Strip di provette con tappi (1 Confezione × 120 Strip di provette con tappi)</p> <p> <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a></p>	120 Strip di provette con tappi (1 Confezione × 120 Strip di provette con tappi)	A1402-3800
 <p><a href="#">Strip da 8 provette per PCR da 0,2 ml, con tappi a cupola attaccati singolarmente, trasparenti (confezione)</a> <b>Stile tappo:</b> Tappi a cupola attaccati singoli <b>Volume:</b> 0.2 ml <b>Confezione:</b> 1.200 Strip di provette con tappi (10 Confezioni × 120 Strip di provette con tappi)</p> <p> <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a></p>	1.200 Strip di provette con tappi (10 Confezioni × 120 Strip di provette con tappi)	I1402-2900-C
 <p><a href="#">Strip da 8 provette per PCR da 0,2 ml, con tappi schermati a cupola attaccati singolarmente</a> <b>Stile tappo:</b> Tappi a cupola attaccati singoli con scudo <b>Volume:</b> 0.2 ml <b>Confezione:</b> 120 Strip di provette con tappi (1 Confezione × 120 Strip di provette con tappi)</p> <p> <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a></p>	120 Strip di provette con tappi (1 Confezione × 120 Strip di provette con tappi)	S1602-2900
 <p><a href="#">Strip da 8 provette per PCR da 0,2 ml, trasparenti, con strip di tappi piatti attaccati (Xtra-Clear)</a> <b>Stile tappo:</b> Tappo in strip piatto attaccato (Xtra-Clear) <b>Volume:</b> 0.2 ml <b>Confezione:</b> 125 Strip di provette con tappi (1 Confezione × 125 Strip di provette con tappi)</p> <p> <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a></p>	125 Strip di provette con tappi (1 Confezione × 125 Strip di provette con tappi)	I1402-2700

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 <p><a href="#">Strip da 8 provette per PCR da 0,2 ml, trasparenti, con strip di tappi a cupola attaccati</a> <b>Stile tappo:</b> Tappo di strip attaccato a cupola <b>Volume:</b> 0.2 ml <b>Confezione:</b> 125 Strip di provette con tappi (1 Confezione × 125 Strip di provette con tappi)</p> <p> <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a></p>	125 Strip di provette con tappi (1 Confezione × 125 Strip di provette con tappi)	I1402-2800
 <p><a href="#">Strip da 8 provette per PCR da 0,2 ml, trasparenti, con strip di tappi piatti attaccati (Xtra-Clear) (confezione)</a> <b>Stile tappo:</b> Tappo in strip piatto attaccato (Xtra-Clear) <b>Volume:</b> 0.2 ml <b>Confezione:</b> 1.250 Strip di provette con tappi (10 Confezioni × 125 Strip di provette con tappi)</p> <p> <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a></p>	1.250 Strip di provette con tappi (10 Confezioni × 125 Strip di provette con tappi)	I1402-2700-C
 <p><a href="#">Strip da 8 provette per PCR da 0,2 ml, trasparenti, con strip di tappi a cupola attaccati (confezione)</a> <b>Stile tappo:</b> Tappo di strip attaccato a cupola <b>Volume:</b> 0.2 ml <b>Confezione:</b> 1.250 Strip di provette con tappi (10 Confezioni × 125 Strip di provette con tappi)</p> <p> <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a></p>	1.250 Strip di provette con tappi (10 Confezioni × 125 Strip di provette con tappi)	I1402-2800-C