



ChannelMate Reservoirs



Punti salienti

- Una base solida e stabile con graduazioni facilmente visibili
- Gli inserti in polistirene riducono l'utilizzo di plastica del 40 % e minimizzano gli scarti
- Gli inserti impilabili riducono del 65 % lo spazio di stoccaggio
- Due sistemi: 25 ml & 100 ml (le basi e gli inserti possono essere cquistati separatamente)

Applicazioni del prodotto

Uilizzo per reagenti con pipetta multicanale

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l. Via Bracco 6 20159 Milano Indirizzo e-mail: info@starlab.it







Dati generali

Cod.	Vedere le varianti
Sterile	Sì
Materiale	Polistirene
DNase free	Sì
Privo di pirogeni	Sì
RNase free	Sì

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l. Via Bracco 6 20159 Milano Indirizzo e-mail: info@starlab.it







Maggiori informazioni su ChannelMate Reservoirs

Le ricariche dei reservoirs per reagenti permettonno di eliminare sprechi e diminuire l'ingrombro. I ChannelMate™ combinano una solida base riutilizzabile con degli inserti per creare un unico sistema di reservoirs ricaricabile. DNase, RNase e pyrogen free. Sterili.

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Via Bracco 6 20159 Milano Indirizzo e-mail: info@starlab.it



Starlab S.r.l.





Tutte le variazioni

NOME DEL PRODOTTO		CONFEZIONE	COD.
	Inserto per ChannelMate, 25 ml (sterile) Tipo di componente: Insert Volume: 25 ml Crea scheda tecnica PDF	50 Pezzi (1 Scatola × 50 Pezzi)	E1346-2510
- Marie Gran	Base per ChannelMate, 25 ml (sterile) Tipo di componente: Base Volume: 25 ml Crea scheda tecnica PDF	10 Pezzi (1 Scatola × 10 Pezzi)	E1306-2590
. salekari, ggga	Sistema ChannelMate, 25 ml (sterile) Tipo di componente: System Volume: 25 ml Crea scheda tecnica PDF	200 Pezzi (1 Scatola × 200 Pezzi)	E1306-2510
	Inserto per ChannelMate, 100 ml (sterile) Tipo di componente: Insert Volume: 100 ml Crea scheda tecnica PDF	50 Pezzi (1 Scatola × 50 Pezzi)	E1346-1010
	Base per ChannelMate, 100 ml (sterile) Tipo di componente: Base Volume: 100 ml Crea scheda tecnica PDF	10 Pezzi (1 Scatola × 10 Pezzi)	E1306-1090
	Sistema ChannelMate, 100 ml (sterile) Tipo di componente: System Volume: 100 ml Crea scheda tecnica PDF	200 Pezzi (1 Scatola × 200 Pezzi)	E1306-1010

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l. Via Bracco 6 20159 Milano Indirizzo e-mail: info@starlab.it

