



1.000 µl Puntale non graduato TipOne® Filtro, Trasparente (sterili)



Punti salienti

- 100 µl, 250 µl, 500 µl e 1000 µl
- Filtro HDPE altamente efficiente, che non contiene additivi che interferiscono con i campioni
- Universale: un puntale per tutte le pipette! Il collare del puntale è progettato per essere compatibile con tutte le pipette più diffuse.
- Certificati privi di RNasi, DNasi, DNA e pirogeni

Applicazioni del prodotto

Biologia molecolare (ad es. PCR)

Biologia molecolare (ad es. espressione genica)

Proteomica (ad es. estrazione di anticorpi)

Colture cellulari (ad es. terreni di coltura)

Applicazioni con sostanze radioattive

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it




Dati generali

Cod.	Vedere le varianti
Sterile	Sì
Autoclavabile	No
Puntale con filtro	Filtro
Intervallo di volume	100 - 1.000 µl
Volume	1000 µl
Tipo di punta	standard
Materiale	Polipropilene
Graduazioni	No
Colore	Trasparente

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it



Maggiori informazioni su 1.000 µl Puntale non graduato TipOne® Filtro, Transparente (sterili)

Non si passa!

Proteggete i vostri campioni da contaminazioni indesiderate usando i puntali con filtro TipOne®. Proteggete i vostri campioni da contaminazioni indesiderate usando i puntali con filtro TipOne®. I filtri non contengono additivi che interferiscono con i campioni.









Durante il pipettaggio, non è possibile vedere a occhio nudo se l'aerosol viene a contatto con la tua pipetta. Se questo avviene, tale aerosol può contaminare i tuoi campioni.

I puntali con filtro TipOne® sono in grado di bloccare oltre il >99% dell'aerosol e sono tra i migliori disponibili sul mercato. I risultati, visibili sulla destra, parlano da soli!

**I test comparativi sono stati condotti in un istituto indipendente utilizzando puntali con filtro di altri produttori leader.*



Tutte le variazioni

NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 1.000 µl Puntale TipOne® Filtro, Trasparente, Racks (sterili) Confezione: 960 Puntali (10 Racks × 96 Puntali)  Crea scheda tecnica PDF	960 Puntali (10 Racks × 96 Puntali)	S1126-7810
 1.000 µl Puntale TipOne® Filtro, Trasparente, Racks (sterili), confezione Confezione: 3.840 Puntali (40 Racks × 96 Puntali)  Crea scheda tecnica PDF	3.840 Puntali (40 Racks × 96 Puntali)	S1126-7810-C
 1.000 µl Puntale TipOne® Filtro, Trasparente, Refills (sterili), confezione Confezione: 3.840 Puntali (40 Refills × 96 Puntali)  Crea scheda tecnica PDF	3.840 Puntali (40 Refills × 96 Puntali)	S1126-7710-C
 1.000 µl Puntale TipOne® Filtro, Trasparente, Refills (sterili) Confezione: 960 Puntali (10 Refills × 96 Puntali)  Crea scheda tecnica PDF	960 Puntali (10 Refills × 96 Puntali)	S1126-7710

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it