

Lagerbox aus Polycarbonat für 81 Gefäße



Produkt Highlights

- Lagerbox aus Polycarbonat mit fester 9x9-Unterteilung für die Lagerung von 81 Gefäßen bis 12,5 mm Durchmesser
- Transparenter Stülpedeckel mit aufgedrucktem Referenzgitter
- Abflüßlöcher im Unterteil für bessere Belüftung und mehr Sicherheit
- Für den Temperaturbereich -196 °C bis 121 °C
- Autoklavierbar
- Abmessungen (BxTxH): 133 x 133 x 53 mm

Produktanwendungen

Probenlagerung

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Hölftigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de



Allgemeine Daten

Art. Nr.	I2381-2305
Packgröße	5 Stück (1 Packung × 5 Stück)
Abmessungen (B × T × H)	133 mm × 133 mm × 53 mm
Abmessungen (B × T)	133 mm × 133 mm
Breite außen	133 mm
Autoklavierbar	Ja
Material	Polycarbonat
Farbe	Weiß
Plätze	81

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Höltigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de




Mehr Details zu Lagerbox aus Polycarbonat für 81 Gefäße

Lagerbox aus Polycarbonat für 81 Gefäße mit Rasterunterteilung für die Ultratiefkühlagerung. Passt dank 130x130-mm-Standardstandfläche in Standardgestelle für Tiefkühlgeräte.

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Höltigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de



Alle Varianten

PRODUKTNAME	PACKGRÖSSE	ART. NR.
 Lagerbox aus Polycarbonat für 81 Gefäße Plätze: 81  PDF-Datenblatt erzeugen	5 Stück (1 Packung × 5 Stück)	I2381-2305
 Lagerbox aus Polycarbonat für 100 Gefäße Plätze: 100  PDF-Datenblatt erzeugen	5 Stück (1 Packung × 5 Stück)	I2510-5005

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Höltigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de