



## StarStore 81Z Lagerbox aus Zylar-Kunststoff



### Produkt Highlights

- Lagerbox aus Zylar-Kunststoff mit fester 9x9-Unterteilung für die Lagerung von 81 Gefäßen bis 13 mm Durchmesser
- Transparenter Stülpdeckel mit mattiertem Beschriftungsfeld an der Seite.
- Belüftungsbohrungen im Unterteil für mehr Sicherheit und einfache Abnahme des Deckels.
- Temperaturbereich: -196 °C bis 121 °C
- Abmessungen (BxTxH): 130 x 130 x 45 mm
- Alle Boxen eignen sich für die Verwendung in Gestellen aus Edelstahl und Aluminium für Tiefkühlgeräte.

## Produktanwendungen

Probenlagerung

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

**Starlab GmbH**  
Neuer Höltingbaum 38  
22143 Hamburg  
E-Mail: [info@starlab.de](mailto:info@starlab.de)



## Allgemeine Daten

Art. Nr.	E2301-5309
Packgröße	5 Stück (1 Packung × 5 Stück)
Abmessungen (B × T × H)	130 mm × 130 mm × 45 mm
Abmessungen (B × T)	130 mm × 130 mm
Autoklavierbar	Ja
Material	Zylar-Kunststoff
Farbe	Natur
Plätze	81

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

**Starlab GmbH**  
Neuer Hölftigbaum 38  
22143 Hamburg  
E-Mail: [info@starlab.de](mailto:info@starlab.de)



## Mehr Details zu StarStore 81Z Lagerbox aus Zylar-Kunststoff

Lagerbox aus Zylar-Kunststoff mit fester 9x9-Unterteilung für die Lagerung von 81 Gefäßen bis 13 mm Durchmesser, z. B. 1,0 ml Kryo-Gefäße. Für die Verwendung im Ultratiefkühlbereich. Passt dank 130x130-mm-Standardstandfläche in Gestelle für Tiefkühlgeräte.

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

**Starlab GmbH**  
Neuer Hölftigbaum 38  
22143 Hamburg  
E-Mail: [info@starlab.de](mailto:info@starlab.de)