



## StarPCR Arbeitsgestell



### Produkt Highlights

- Der formschlüssig schließende, transparente Schnappdeckel sorgt für sicheren Verschluss
- Mit und ohne Deckel stapelbar
- Geeignet für Temperaturen bis -90 °C
- Abmessungen (BxTxH): 138 x 98 x 39 mm (mit Deckel)

## Produktanwendungen

Probenlagerung

PCR

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

**Starlab GmbH**  
Neuer Hölftigbaum 38  
22143 Hamburg  
E-Mail: [info@starlab.de](mailto:info@starlab.de)



## Allgemeine Daten

Art. Nr.	E2396-5240
Packgröße	5 Stück (1 Packung × 5 Stück)
Abmessungen (B × T × H)	138 mm × 98 mm × 39 mm
Abmessungen (B × T)	138 mm × 98 mm
Autoklavierbar	Nein
Anz. Platten	1
Racktyp	PCR-Arbeitsgestell
Material	Polypropylen
Farbe	Gemischt
Max. Anz. Reaktionsgefäße oder Schraubdeckelgefäße	1 x 96-well PCR plate, or 0.2 ml PCR tubes or strips
Plätze	96

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

**Starlab GmbH**  
Neuer Hölftigbaum 38  
22143 Hamburg  
E-Mail: [info@starlab.de](mailto:info@starlab.de)



## Mehr Details zu StarPCR Arbeitsgestell

Robustes Gestell aus Polypropylen mit 96 Plätzen für die Verwendung mit 1 x 96-Well-PCR-Platte und 0,2 ml PCR-Gefäßen oder -Streifen.

Abmessungen (BxTxH): 138 x 98 x 39 mm (mit Deckel).

HINWEIS: Nicht autoklavierbar.

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

**Starlab GmbH**  
Neuer Hölftigbaum 38  
22143 Hamburg  
E-Mail: [info@starlab.de](mailto:info@starlab.de)