



StarPCR Arbeitsgestell



Produkt Highlights

- Der formschlüssig schließende, transparente Schnapdeckel sorgt für sicheren Verschluss
- Mit und ohne Deckel stapelbar
- Geeignet für Temperaturen bis -90 °C
- Abmessungen (BxTxH): 138 x 98 x 39 mm (mit Deckel)

Produktanwendungen

Probenlagerung

PCR

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Hölftigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de



Allgemeine Daten

| | |
|--|--|
| Art. Nr. | E2396-5240 |
| Abmessungen (B × T × H) | 138 mm × 98 mm × 39 mm |
| Abmessungen (B × T) | 138 mm × 98 mm |
| Autoklavierbar | Nein |
| Packgröße | 5 Stück (1 Packung × 5 Stück) |
| Anz. Platten | 1 |
| Racktyp | PCR-Arbeitsgestell |
| Material | Polypropylen |
| Farbe | Gemischt |
| Max. Anz. Reaktionsgefäße oder Schraubdeckelgefäße | 1 x 96-well PCR plate, or 0.2 ml PCR tubes or strips |
| Plätze | 96 |

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Hölftigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de



Mehr Details zu StarPCR Arbeitsgestell

Robustes Gestell aus Polypropylen mit 96 Plätzen für die Verwendung mit 1 x 96-Well-PCR-Platte und 0,2 ml PCR-Gefäßen oder -Streifen.

Abmessungen (BxTxH): 138 x 98 x 39 mm (mit Deckel).

HINWEIS: Nicht autoklavierbar.

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Höltigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de