




Edelstahl-Gestell für Tiefkühltruhen mit 9 Plätzen



Produkt Highlights

- Solange der Vorrat reicht
- Die Gestelle für Tiefkühltruhen verfügen über einen Griff an der Oberseite und eine Verriegelungsstange, die verhindert, dass die Boxen herausrutschen, wenn das Gestell in die Tiefkühltruhe hinein- oder herausgehoben wird.
- Geeignet für die oben aufgeführten Starlab-Boxen oder jede andere Box mit Maßen bis (B x T x H): 135 x 135 x 55 mm.

Produktanwendungen

Probenaufbewahrung

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Höltigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de



Allgemeine Daten

Art. Nr.	I2602-9000
Packgröße	1 Stück (1 Rack × 1 Stück)
Abmessungen (B × T × H)	140 mm × 140 mm × 499 mm
Abmessungen (B × T)	140 mm × 140 mm
Breite außen	140 mm
Racktyp	Rack für Ultratiefkühltruhen
Material	Edelstahl
Plätze	9

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Hölftigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de



Mehr Details zu Edelstahl-Gestell für Tiefkühltruhen mit 9 Plätzen

Diese Gestelle für Tiefkühltruhen sind für die Verwendung von Standardlagerboxen mit Maßen bis 136 x 136 x 54 mm ausgelegt.

Geeignet für folgende Produkte von Starlab:

- › StarStore-Sortiment an 130 x 130 mm großen Lagerboxen
- › 50 mm hohe Lagerboxen aus Karton
- › Kryo-Lagerboxen (abgesehen von Boxen mit 81 mm Höhe)
- › StarRack 64

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Hölftigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de



Alle Varianten

PRODUKTNAME		PACKGRÖSSE	ART. NR.
	Edelstahl-Gestell für Tiefkühltruhen mit 9	1 Stück (1 Rack × 1 Stück)	I2602-9000
	Plätzen		
	Plätze: 9		
 PDF-Datenblatt erzeugen			

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Hölftigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de