



Deckelverschlüsse für 1,5 / 2,0 ml Mikrozentrifugenröhrchen



Produkt Highlights

- Sicherer Verschluss der Proben beim Erhitzen und Einfrieren
- Verschiedene Farben für einfache Probenerkennung
- Einfaches Herausnehmen/Einsetzen in heißes Wasser, Trockenbäder und Tiefkühlgeräte dank Lasche
- Beschriftungsfeld für einfache Kennzeichnung und Sortierung nach Typen
- Wiederverwendbar
- Kompatibel mit den meisten Zentrifugenröhrchen

Produktanwendungen

Proben zum Erhitzen und Einfrieren sicher verschließen

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Höltigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de



Allgemeine Daten

Art. Nr.	I1415-1508
Packgröße	100 Stück (1 Beutel × 100 Stück)
Für die Verwendung mit	1,5 / 2,0 ml Gefäße

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Hölftigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de



Mehr Details zu Deckelverschlüsse für 1,5 / 2,0 ml Mikrozentrifugenröhrchen

Wiederverwendbare Deckelverschlüsse für sicheres Verschließen der Gefäße beim Erhitzen und Einfrieren. Verschiedene Farben für einfache Probenkennzeichnung. Verschiedene Leuchtfarben: blau, grün, rot, orange, gelb, schwarz. Kompatibel mit den meisten Mikrozentrifugenröhrchen.

Alle Deckelverschlüsse sind in gemischten Packs mit acht unterschiedlichen Farben erhältlich.