



Kryogefäße mit Außengewinde, selbstdichtendem Deckel, 1,8 ml, Stehrand (steril)



Produkt Highlights

- Gefäße mit Außengewinde/selbstdichtendem Deckel
- Weißes Beschriftungsfeld und deutlich lesbare schwarze Graduierung in 100-µl-Abständen
- Steril (SAL 10⁻⁶)
- Zertifiziert frei von RNase, DNase, DNA, PCR-Inhibitoren und Endoxinen
- Deckel kann mithilfe der farbigen Deckeleinsätze farblich gekennzeichnet werden

Produktanwendungen

Lagerung und Transport von biologischem Material

Ideal für das Einfrieren von Flüssigstickstoff in der Dampfphase (nicht zum Eintauchen geeignet)

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Höltingbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de



Allgemeine Daten

Art. Nr.	E3090-6222
Steril	Ja
Volumen	1.8 ml
Packgröße	500 Stück (10 Beutel × 50 Stück)
Kappentyp	Außengewinde, selbstdichtender Deckel
Material	Polypropylen
Frei von DNA	Ja
DNase-frei	Ja
Frei von PCR-Inhibitoren	Ja
RNase-frei	Ja
Farbe	Natur
Betriebstemperatur	-196 °C (nur in der Gasphase von flüssigem Stickstoff zu verwenden)
Gefäßboden	Skirted

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Hölftigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de



Mehr Details zu Kryogefäße mit Außengewinde, selbstdichtendem Deckel, 1,8 ml, Stehrand (steril)

Die Kryogefäße von Starlab wurden für die Lagerung und den Transport von biologischem Material entwickelt.

- › Hergestellt aus 100 % Polypropylen
- › Für die Lagerung bis -196 °C; sollte nur in der Gasphase von Stickstoff verwendet werden
- › Weißes Beschriftungsfeld und deutlich lesbare schwarze Graduierung in 100-µl-Abständen
- › Steril (SAL 10-6)
- › Zertifiziert frei von RNase, DNase, DNA, PCR-Inhibitoren und Endotoxinen
- › Gefäße mit Innengewinde mit Silikondichtung im Deckel bieten bestmögliche Dichtigkeit
- › Gefäße mit Stehrand sitzen fest im Rack für einhändiges Arbeiten
- › Deckel können mithilfe der farbigen Deckeleinsätze farblich gekennzeichnet werden

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Höltingbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de



Alle Varianten

PRODUKTNAME	PACKGRÖSSE	ART. NR.
 Kryogefäße mit Außengewinde, selbstdichtendem Deckel, 1,0 ml, Stehrand (steril) Volumen: 1.0 ml Gefäßboden: Skirted  PDF-Datenblatt erzeugen	500 Stück (10 Beutel × 50 Stück)	E3090-6212
 Kryogefäße mit Außengewinde, selbstdichtendem Deckel, 1,8 ml, Stehrand (steril) Volumen: 1.8 ml Gefäßboden: Skirted  PDF-Datenblatt erzeugen	500 Stück (10 Beutel × 50 Stück)	E3090-6222
 Kryogefäße mit Außengewinde, selbstdichtendem Deckel, 4,5 ml, Stehrand (steril) Volumen: 4.5 ml Gefäßboden: Skirted  PDF-Datenblatt erzeugen	300 Stück (6 Beutel × 50 Stück)	E3090-6242
 Kryogefäße mit Außengewinde, selbstdichtendem Deckel, 1,8 ml, konisch (steril) Volumen: 1.8 ml Gefäßboden: Konisch  PDF-Datenblatt erzeugen	500 Stück (10 Beutel × 50 Stück)	E3090-6321

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Hölftigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de



Zubehör

PRODUKTNAME		PACKGRÖSSE	ART. NR.
	StarTag Kryo (38 x 15 mm), weiß	1.000 Etiketten (1 Box × 1000 Etiketten)	E9189-3009
	Halter für 5 x 1,2 / 2,0 ml Kryoröhrchen	12 Stück (1 Packung × 12 Stück)	E2005-5000

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Hölftigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de