



## 3,0 ml Pasteurpipette mit feiner Spitze (steril)



### Produkt Highlights

- Oberfläche mit geringer Anhaftung
- Der integrierte Ansaugball verhindert Kreuzkontamination
- Entsorgung von Biogefahren in einem Schritt
- Schlagfestes Polypropylen mit niedriger Dichte, nicht toxisch und inert
- Kann in flüssigem Stickstoff eingefroren werden
- Sterile Pipetten in Sterilisationsbeuteln, auf denen die Chargennummern und das Verfallsdatum aufgedruckt sind

## Produktanwendungen

Schnelles, nicht volumetrisches Umsetzen von Flüssigkeiten

Tropfenzähler

Blutbanken

Hämatologie

Serologie

Bakteriologie

Immunologie

Chemie

Allgemeine Laboranwendungen

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

**Starlab GmbH**  
Neuer Hölftigbaum 38  
22143 Hamburg  
E-Mail: [info@starlab.de](mailto:info@starlab.de)



## Allgemeine Daten

Art. Nr.	E1414-1310
Länge	150 mm
Durchmesser	4.4 mm
Steril	Ja
Autoklavierbar	Nein
Volumen	3 ml
Packgröße	500 Stück (20 Packungen × 25 Stück)
Material	Polyethylen
Graduierungen	Nein
Ansaugball	3.5 ml
Spizentyp	Schmale Spitze

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

**Starlab GmbH**  
Neuer Hölftigbaum 38  
22143 Hamburg  
E-Mail: [info@starlab.de](mailto:info@starlab.de)



## Mehr Details zu 3,0 ml Pasteurpipette mit feiner Spitze (steril)

Sortiment an Pipetten aus Polyethylen, Produktion gemäß ISO-Normen. Pasteurpipetten übertragen kleine Flüssigkeitsmengen mit Präzision und sind daher ideal für Aliquoten

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

**Starlab GmbH**  
Neuer Hölftigbaum 38  
22143 Hamburg  
E-Mail: [info@starlab.de](mailto:info@starlab.de)