



300 µl graduiert TipOne® Pipettenspitze, Natur, Beutel (unsteril)



Produkt Highlights

- Graduierung bei 100 µl, 200 µl und 300 µl
- Universelle Passform. Eine Spitze für alle! Der Spitzenkonus ist so konstruiert, dass er auf alle gängigen Pipetten passt.
- Hochglanzpolierte Spritzgussformen für eine extrem glatte Oberfläche zur Vermeidung von Probenrückständen
- Hochwertiges Produkt. Die Spitzen bestehen aus reinem, nicht-recyceltem Polypropylen und erfüllen so die höchsten Qualitätsstandards.
- Zertifiziert als frei von RNase, DNase, DNA und Pyrogenen.

Produktanwendungen

Pipettieren von Flüssigkeiten
Dispensieren von Flüssigkeiten
Mischen von Flüssigkeiten
Befüllen von Platten und Reaktionsgefäßen
Abnahme von Überständen und Phasenextraktion

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Höltingbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de



Allgemeine Daten

Art. Nr.	S1110-9000
Packgröße	1.000 Tips (1 Beutel × 1000 Tips)
Spitzeneinsatz mit Farbcode	Grün
Steril	Nein
Autoklavierbar	Ja
Filterspitze	Ohne Filter
Volumenbereich	1,0 - 300 µl
Volumen	300 µl
Spitzentyp	standard
Material	Polypropylen
Graduierungen	Ja
Farbe	Natur
Für die Verwendung mit	Abimed: BioPette-E, Discovery Comfort, LABMATE Optima Biohit®: eLine, ePet, mLine, Picus, Proline BRAND®: Transferpette, Transferpette Electronic, Transferpette S Capp®: CappAero Comfort, CappAero Multi, CappAero Universal, Cappronic Multi, Cappronic Single, ecopipette, Singlechannel Eppendorf®: Reference, Reference 2, Research, Research plus, Research pro, Xplorer Gilson®: Pipetman Concept, Pipetman Neo, Pipetman P, Pipetman Ultra Hamilton®: SoftGrip Pipette, SofTouch HTL: Clinipet+, Discovery Comfort, Discovery Pro, Labmate Pro, Optipette Nichiryo®: 00-NP7, 50F, 50V, NLE, NPLO, NPX Rainin®: Classic, EDP1, EDP-3 Plus, Pipet-Lite, Pipet-Plus Sartorius®: eLine, ePet, mLine, Picus, Picus NxT, Proline, Proline Plus, Tacta Socorex®: Acura 815 manual, Acura 825, Acura 855, Acura electro 925, Acura electro 955, Calibra digital STARLAB®: ErgoOne, ErgoOne E, MicroOne, StarPet, StarPet-E Thermo Fisher Scientific Inc.: Finn Focus, Finn Focus Micro, Finn Focus Univ., Finnpipette Digital, Finnpipette F1/F2, Finnpipette Novus, Finnpipette Novus Turquoise, Finnpipette Novus Yellow

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Hölftigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de



Mehr Details zu 300 µl graduirt TipOne® Pipettenspitze, Natur, Beutel (unsteril)

Lose Spitzen sind für den einfachen Zugriff und die bequeme Lagerung in einem praktischen Standbeutel verpackt. Der perforierte Streifen des Beutels mit Originalitätsverschluß ermöglicht einfaches Öffnen. Mit dem wiederverschließbaren Zippverschluss ist für die kontaminationsfreie Lagerung des geöffneten Produkts gesorgt. Der Beutel besteht aus recycelbarem Polyethylen.

Durch die dünnwandige UltraPoint

Spitzenöffnung bleiben die Proben nicht hängen und können bis zum letzten Tropfen abgegeben werden.




Alle Varianten

PRODUKTNAME	PACKGRÖSSE	ART. NR.
 300 µl graduiert TipOne® Pipettenspitze, Natur, Racks (unsteril) Steril: Nein Packgröße: 960 Tips (10 Racks × 96 Tips)  PDF-Datenblatt erzeugen	960 Tips (10 Racks × 96 Tips)	S1110-9800
 300 µl graduiert TipOne® Pipettenspitze, Natur, Racks (unsteril), Karton Steril: Nein Packgröße: 7.680 Tips (80 Racks × 96 Tips)  PDF-Datenblatt erzeugen	7.680 Tips (80 Racks × 96 Tips)	S1110-9800-C
 300 µl graduiert TipOne® Pipettenspitze, Natur, Racks (steril) Steril: Ja Packgröße: 960 Tips (10 Racks × 96 Tips)  PDF-Datenblatt erzeugen	960 Tips (10 Racks × 96 Tips)	S1110-9810
 300 µl graduiert TipOne® Pipettenspitze, Natur, Racks (steril), Karton Steril: Ja Packgröße: 7.680 Tips (80 Racks × 96 Tips)  PDF-Datenblatt erzeugen	7.680 Tips (80 Racks × 96 Tips)	S1110-9810-C
 300 µl graduiert TipOne® Pipettenspitze, Natur, Nachfüllpackungen (unsteril) Steril: Nein Packgröße: 960 Tips (10 Nachfüllpackungen × 96 Tips)  PDF-Datenblatt erzeugen	960 Tips (10 Nachfüllpackungen × 96 Tips)	S1110-9700

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Hölftigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de



PRODUKTNAME	PACKGRÖSSE	ART. NR.
 300 µl graduirt TipOne® Pipettenspitze, Natur, Nachfüllpackungen (unsteril), Karton Steril: Nein Packgröße: 9.600 Tips (100 Nachfüllpackungen × 96 Tips)  PDF-Datenblatt erzeugen	9.600 Tips (100 Nachfüllpackungen × 96 Tips)	S1110-9700-C
 300 µl graduirt TipOne® Pipettenspitze, Nachfüllpackungen(steril) Steril: Ja Packgröße: 960 Tips (10 Nachfüllpackungen × 96 Tips)  PDF-Datenblatt erzeugen	960 Tips (10 Nachfüllpackungen × 96 Tips)	S1110-9710
 300 µl graduirt TipOne® Pipettenspitze, Natur, Nachfüllpackungen (steril), Karton Steril: Ja Packgröße: 7.680 Tips (80 Nachfüllpackungen × 96 Tips)  PDF-Datenblatt erzeugen	7.680 Tips (80 Nachfüllpackungen × 96 Tips)	S1110-9710-C
 300 µl graduirt TipOne® Pipettenspitze, Natur, Beutel (unsteril) Steril: Nein Packgröße: 1.000 Tips (1 Beutel × 1000 Tips)  PDF-Datenblatt erzeugen	1.000 Tips (1 Beutel × 1000 Tips)	S1110-9000
 300 µl graduirt TipOne® Pipettenspitze, Natur, Beutel (unsteril), Karton Steril: Nein Packgröße: 25.000 Tips (25 Beutel × 1000 Tips)  PDF-Datenblatt erzeugen	25.000 Tips (25 Beutel × 1000 Tips)	S1110-9000-C

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Hölftigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de