



Wiederauffüllbare Racks für Beckman Coulter



Produkt Highlights

- Spitzen geeignet für Biomek® i-Serie • Biomek® FX • Biomek® NX • Biomek® 3000 • Biomek® 4000 • Multimek®
- Wiederverwendbare, wiederauffüllbare Racks zur Vermeidung von Plastikmüll
- Die Fertigung nach denselben Spezifikationen wie die Produkte des Originalherstellers sorgt für Kompatibilität und perfekten Sitz.
- Zertifiziert frei von RNase, DNase, DNA und PCR-Inhibitoren
- Keine spezielle Konfiguration erforderlich!

Produktanwendungen

PCR-Vorbereitung

Assay-Vorbereitung

Verdünnungsreihen

Verteilen von Reagenzien

Proben- oder Reagenztransfer

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Hölftigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de



Allgemeine Daten

Art. Nr.	Siehe Varianten
Steril	Nein
Filterspitze	Ohne Filter
Für die Verwendung mit	Beckman Coulter®

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Hölftigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de



Mehr Details zu Wiederauffüllbare Racks für Beckman Coulter

Roboterspitzen in wiederauffüllbaren/wiederverwendbaren Racks, geeignet für Biomek® i-Serie • Biomek® FX • Biomek® NX • Biomek® 3000 • Biomek® 4000 • Multimek®

Vermeiden Sie Plastikmüll, indem Sie die Racks wiederverwenden. Die Fertigung nach denselben Spezifikationen wie die Produkte des Originalherstellers sorgt für Kompatibilität und perfekten Sitz. Die Spitzen werden mit der Original-Roboter-ausrüstung getestet, um sicherzustellen, dass sie dieselben Anforderungen erfüllen wie die Verbrauchsartikel der Roboterhersteller selbst.

Zertifiziert frei von RNase, DNase, DNA und PCR-Inhibitoren. Geprüft pyrogenfrei.

Unsere Qualitätskontrolle ermöglicht es Ihnen, Ihren automatisierten Arbeitsplatz zu verlassen, um andere Aufgaben zu erledigen. Sie können sich sicher sein, dass die Spitze Sie nicht im Stich lässt. Roboterspitzen von STARLAB unterliegen strengen und umfangreichen Prüfungen. Jedes Los Spitzen wird einer Reihe anspruchsvoller Prüfungen unterzogen – von der Geometrie der Spitzen selbst bis hin zu spezifischen Automatisierungsanforderungen wie einem sauberen Abwurf vom Liquid-Handling-Kopf. Jedes Los muss die Anforderungen erfüllen oder übertreffen, die notwendig sind, damit Sie sich von Ihrem Arbeitsplatz entfernen und sich anderen Aufgaben widmen können.





Keine spezielle Konfiguration erforderlich! Für die Roboterspitzen von STARLAB muss weder die Hardware noch die Software speziell angepasst werden, was sie zu einem einfachen, sicheren und sofort hochleistungsfähigen Ersatzprodukt macht.

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Höltigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de



Alle Varianten

PRODUKTNAME	PACKGRÖSSE	ART. NR.
 20-µl-Spitze für Beckman Coulter®, wiederauffüllbare Racks (nicht steril) Volumen: 20 µl Packgröße: 960 Tips (10 Wiederverwendbare Racks × 96 Tips)  PDF-Datenblatt erzeugen	960 Tips (10 Wiederverwendbare Racks × 96 Tips)	E1076-4800
 250-µl-Spitze für Beckman Coulter® (nicht steril) Volumen: 250 µl Packgröße: 960 Tips (10 Wiederverwendbare Racks × 96 Tips)  PDF-Datenblatt erzeugen	960 Tips (10 Wiederverwendbare Racks × 96 Tips)	E1076-0800

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Hölftigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de