



ErgoOne® Einkanal-Kennlernpakete



Produkt Highlights

- Three or four ErgoOne® single-channel pipettes
- Three TipOne® racks with compatible tips
- Three or four Self-Adhesive Shelf Holder for one Pipette
- Ein STARLAB Labortimer
- Bitte wählen Sie den Volumenbereich aus, um genauere Informationen zum Inhalt des jeweiligen Starter-Packs zu erhalten.

Produktanwendungen

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Hölftigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de



Allgemeine Daten

Art. Nr.	Siehe Varianten
Volumenbereich	2 - 1.000 µl
Volumen	1000 µl
Kanaltyp	1-Kanal
Betriebsart	Manuell

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Hölftigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de



Mehr Details zu ErgoOne® Einkanal-Kennlernpakete

[Pipetten](#) erfüllen täglich verschiedenste Aufgaben und müssen dabei immer exakte und präzise Ergebnisse liefern. Zuverlässigkeit ist im Labor das A und O und Ihre [Pipetten](#) müssen Ihren hohen Anforderungen Tag um Tag gerecht werden. Gehen Sie neue Wege mit [ErgoOne®](#) Einkanal-[Pipetten](#) und den original [TipOne®](#) [Pipettenspitzen](#) - Das perfekte Paar! Die Kennlernpakete enthalten auch einen selbstklebenden Pipettenhalter für jede [Pipette](#) und einen STARLAB Labortimer.

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Hölftigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de



Alle Varianten

PRODUKTNAME	PACKGRÖSSE	ART. NR.
 ErgoOne® Kennlernpaket 4 (2,5) Volumenbereich: 0,1 - 1.000 µl  PDF-Datenblatt erzeugen	1 Stück (1 Box × 1 Stück)	STARTERPACK42.5
 ErgoOne® Kennlernpaket 4 (10) Volumenbereich: 0,5 - 1.000 µl  PDF-Datenblatt erzeugen	1 Stück (1 Box × 1 Stück)	STARTERPACK410
 ErgoOne® Kennlernpaket Volumenbereich: 20 - 1.000 µl  PDF-Datenblatt erzeugen	1 Stück (1 Box × 1 Stück)	STARTERPACK

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Höltingbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de