



## ErgoOne® E Mehrkanal-Pipetten



### Produkt Highlights

- Einfache Handhabung, intuitive Menüführung
- Geringes Gewicht, ergonomisches Design
- Individuell einstellbarer Fingerbügel
- Deutlich reduzierte Aufsteck- und Auswurfkraft
- Universelle Spitzenpassform
- Zuverlässig
- Autoklavierbarer Pipettenschaft
- 12 Monate Garantie und Gewährleistung

## Produktanwendungen

Pipettieren

Revers-Pipettieren von „schwierigen“ Flüssigkeiten (z. B. mit hoher Viskosität)

Mischen

Dispensieren

Elektrophorese (exkl. 1250 µl Modelle)

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

**Starlab GmbH**  
Neuer Hölftigbaum 38  
22143 Hamburg  
E-Mail: [info@starlab.de](mailto:info@starlab.de)



## Allgemeine Daten

Art. Nr.	Siehe Varianten
Autoklavierbar	Autoklavierbarer Pipettenschaft
Betriebsart	Elektronisch
Pipettiertyp	Luftpolster
Bedienung	Mikroprozessorgesteuerte, akkubetriebene Pipette

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

**Starlab GmbH**  
Neuer Hölftigbaum 38  
22143 Hamburg  
E-Mail: [info@starlab.de](mailto:info@starlab.de)



## Mehr Details zu ErgoOne® E Mehrkanal-Pipetten

### Zuverlässig und ergonomisch!

Die elektronischen [ErgoOne® E Pipetten](#) bestechen durch eine hohe Zuverlässigkeit. Das ergonomische Design der sehr leichten [ErgoOne® E Pipetten](#) garantiert ermüdungsfreies Pipettieren, auch nach stundenlangem Einsatz. [ErgoOne® E](#) und die [TipOne® Pipettenspitzen](#) von Starlab passen perfekt zusammen. Darüber hinaus bietet das optimierte Design dem Nutzer eine Pipettenspitze mit Universalpassform.













Vier Betriebsmodi bieten Standard- und Revers-Pipettieren sowie Mischen und Dispensieren. Darüber hinaus können mit dem einzigartigen „Elektrophorese“-Modus (verfügbar für alle Modelle außer 1000 µl, 1250 µl und 5000 µl) Gele sehr bequem und präzise beladen werden. Der langlebige Akku kann auch während des Gebrauchs aufgeladen werden, sodass Sie nie auf Ihre Pipette verzichten müssen.

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

**Starlab GmbH**  
Neuer Höltigbaum 38  
22143 Hamburg  
E-Mail: [info@starlab.de](mailto:info@starlab.de)











## Alle Varianten

PRODUKTNAME	PACKGRÖSSE	ART. NR.
 <a href="#">ErgoOne® E 8-Kanal-Pipette, elektronisch, 0,5 - 10 µl</a> <b>Kanaltyp:</b> 8-Kanal <b>Volumenbereich:</b> 0,5 - 10 µl  <a href="#">PDF-Datenblatt erzeugen</a>	1 Stück (1 Box × 1 Stück)	G9008-0010
 <a href="#">ErgoOne® E 8-Kanal-Pipette, elektronisch, 1,0 - 20 µl</a> <b>Kanaltyp:</b> 8-Kanal <b>Volumenbereich:</b> 1,0 - 20 µl  <a href="#">PDF-Datenblatt erzeugen</a>	1 Stück (1 Box × 1 Stück)	G9008-0020
 <a href="#">ErgoOne® E 8-Kanal-Pipette, elektronisch, 5,0 - 100 µl</a> <b>Kanaltyp:</b> 8-Kanal <b>Volumenbereich:</b> 5,0 - 100 µl  <a href="#">PDF-Datenblatt erzeugen</a>	1 Stück (1 Box × 1 Stück)	G9008-0100
 <a href="#">ErgoOne® E 8-Kanal-Pipette, elektronisch, 15 - 300 µl</a> <b>Kanaltyp:</b> 8-Kanal <b>Volumenbereich:</b> 15 - 300 µl  <a href="#">PDF-Datenblatt erzeugen</a>	1 Stück (1 Box × 1 Stück)	G9008-0300
 <a href="#">Elektronische ErgoOne® E 8-Kanal-Pipette, 50 - 1250 µl</a> <b>Kanaltyp:</b> 8-Kanal <b>Volumenbereich:</b> 50 - 1.250 µl  <a href="#">PDF-Datenblatt erzeugen</a>	1 Stück (1 Box × 1 Stück)	G9008-1250
 <a href="#">ErgoOne® E 12-Kanal-Pipette, elektronisch, 5,0 - 100 µl</a> <b>Kanaltyp:</b> 12-Kanal <b>Volumenbereich:</b> 5,0 - 100 µl  <a href="#">PDF-Datenblatt erzeugen</a>	1 Stück (1 Box × 1 Stück)	G9012-0100

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

**Starlab GmbH**  
Neuer Höltigbaum 38  
22143 Hamburg  
E-Mail: [info@starlab.de](mailto:info@starlab.de)







PRODUKTNAME	PACKGRÖSSE	ART. NR.
 <a href="#">ErgoOne® E 12-Kanal-Pipette, elektronisch, 0,5 - 10 µl</a> <b>Kanaltyp:</b> 12-Kanal <b>Volumenbereich:</b> 0,5 - 10 µl  <a href="#">PDF-Datenblatt erzeugen</a>	1 Stück (1 Box × 1 Stück)	G9012-0010
 <a href="#">ErgoOne® E 12-Kanal-Pipette, elektronisch, 1 - 20 µl</a> <b>Kanaltyp:</b> 12-Kanal <b>Volumenbereich:</b> 1,0 - 20 µl  <a href="#">PDF-Datenblatt erzeugen</a>	1 Stück (1 Box × 1 Stück)	G9012-0020
 <a href="#">ErgoOne® E 12-Kanal-Pipette, elektronisch, 15 - 300 µl</a> <b>Kanaltyp:</b> 12-Kanal <b>Volumenbereich:</b> 15 - 300 µl  <a href="#">PDF-Datenblatt erzeugen</a>	1 Stück (1 Box × 1 Stück)	G9012-0300
 <a href="#">Elektronische ErgoOne® E 12-Kanal-Pipette, 50 - 1250 µl</a> <b>Kanaltyp:</b> 12-Kanal <b>Volumenbereich:</b> 50 - 1.250 µl  <a href="#">PDF-Datenblatt erzeugen</a>	1 Stück (1 Box × 1 Stück)	G9012-1250

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

**Starlab GmbH**  
Neuer Hölftigbaum 38  
22143 Hamburg  
E-Mail: [info@starlab.de](mailto:info@starlab.de)



## Zubehör

PRODUKTNAME	PACKGRÖSSE	ART. NR.
 <a href="#">Ersatz-Akku für ErgoOne® E</a>	1 Stück (1 Box × 1 Stück)	G9999-1005
 <a href="#">Silikonöl für Kolben (für 5000 µl Einkanal- und alle Mehrkanal-Pipetten)</a>	1 Stück (1 Packung × 1 Stück)	G9999-1007
 <a href="#">Fluorstatikfett für die Führungsschse der Mehrkanal-Pipetten</a>	1 Stück (1 Packung × 1 Stück)	G9999-1008
 <a href="#">Einzelständer (für alle ErgoOne® E Mehrkanal-Pipetten bis 300 µl)</a>	1 Stück (1 Box × 1 Stück)	G9999-1004
 <a href="#">Pipettenhalter für eine ErgoOne® E Pipette</a>	1 Stück (1 Box × 1 Stück)	G9999-1009
 <a href="#">Wandhalter für eine ErgoOne® E Pipette</a>	1 Stück (1 Box × 1 Stück)	G9999-1010
 <a href="#">Universalständer für eine ErgoOne® E Pipette - alle Volumina</a>	1 Stück (1 Box × 1 Stück)	G9999-1011
 <a href="#">AC Adapter für Europa + UK (230 V/50 Hz)</a>	1 Stück (1 Box × 1 Stück)	G9999-1000

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

**Starlab GmbH**  
Neuer Höltingbaum 38  
22143 Hamburg  
E-Mail: [info@starlab.de](mailto:info@starlab.de)