



1.000 µl TipOne® Filter Pipettenspitze, Natur, Nachfüllpackungen (steril), Karton



Produkt Highlights

- 100 µl, 250 µl, 500 µl und 1000 µl
- Hocheffektiver HDPE-Filter, der keine Zusätze enthält, die die Proben beeinflussen könnten
- Universelle Passform. Eine Spitze für alle! Der Spitzenkonus ist so konstruiert,
- dass er auf alle gängigen Pipetten passt
- Hochglanzpolierte Spritzgussformen für eine extrem glatte Oberfläche zur Vermeidung von Probenrückständen
- Hochwertiges Produkt. Die Spitzen bestehen aus reinem, nicht-recycltem Polypropylen und erfüllen so die höchsten Qualitätsstandards.
- Zertifiziert als frei von RNase, DNase, DNA und Pyrogenen

Produktanwendungen

DNA-Anwendungen (z. B. PCR)

RNA-Anwendungen (z. B. Genexpressionsanalyse)

Protein-Anwendungen (z. B. Antikörperforschung)

Zellkulturanwendungen (z. B. Medien)

Anwendungen mit radioaktiven Stoffen

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Höltingbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de



Allgemeine Daten

Art. Nr.	S1126-7710-C
Packgröße	3.840 Tips (40 Nachfüllpackungen × 96 Tips)
Spitzeneinsatz mit Farbcode	Blau
Steril	Ja
Autoklavierbar	Nein
Filterspitze	Filter
Volumenbereich	100 - 1.000 µl
Volumen	1000 µl
Spizentyp	standard
Material	Polypropylen
Graduierungen	Nein
Farbe	Natur
Für die Verwendung mit	Abimed : BioPette-E, Discovery Comfort, LABMATE Optima Biohit : ePet, mLine, Proline BRAND : Transferpette, Transferpette Electronic, Transferpette S Capp : CappAero Comfort, CappAero Universal, Capptronic Single, ecopipette, Singlechannel Eppendorf : Reference, Reference 2, Research, Research plus, Research pro, Xplorer Gilson : Pipetman Neo, Pipetman P, Pipetman Ultra Hamilton : SoftGrip Pipette, SofTouch HTL : Clinipet+, Discovery Comfort, Discovery Pro, Labmate Pro, Optipette Nichiryo : 31N, 50F, 50V, NLE, NPLO, NPX Rainin : Classic, EDP1, EDP-3 Plus, Pipet-Lite, Pipet-Plus Sartorius : ePet, mLine, Proline, Proline Plus, Tacta Socorex : Acura 815 manual, Acura 825, Acura electro 925 STARLAB : ErgoOne, ErgoOne E, MicroOne, StarPet, StarPet-E Thermo Fisher Scientific Inc. : Finn Focus, Finnpipette Digital, Finnpipette F1/F2, Finnpipette Novus

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Höltigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de



Mehr Details zu 1.000 µl TipOne® Filter Pipettenspitze, Natur, Nachfüllpackungen (steril), Karton


Wir lassen nichts durchgehen!

Schützen Sie Ihre Proben vor unerwünschten Kontaminationen und verwenden Sie TipOne® Filterspitzen. Die TipOne® Filterspitzen gehören zu den besten auf dem Markt und schützen sicher vor Kreuzkontaminationen mit Aerosolen, ohne die wertvollen Proben zu absorbieren. Die Filter enthalten keine Zusätze, die in die Probe ausbluten könnten.

Während des Pipettierens können mit dem Auge nicht erkennbare, feinste Aerosole in Ihre Pipette gelangen. Von dort können sie zu einem späteren Zeitpunkt in andere Proben übergehen.

TipOne® Filterspitzen blockieren Aerosole nachweislich >99% und gehören weltweit zu den besten. Die Ergebnisse, rechts dargestellt, sprechen für sich!

**Die Vergleichstests wurden in einem unabhängigen Institut mit Filterspitzen anderer führender Hersteller durchgeführt.*



Alle Varianten

PRODUKTNAME	PACKGRÖSSE	ART. NR.
 1.000 µl TipOne® Filter Pipettenspitze, Natur, Racks (steril) Packgröße: 960 Tips (10 Racks × 96 Tips)	960 Tips (10 Racks × 96 Tips)	S1126-7810
 PDF-Datenblatt erzeugen		
 1.000 µl TipOne® Filter Pipettenspitze, Natur, Racks (steril), Karton Packgröße: 3.840 Tips (40 Racks × 96 Tips)	3.840 Tips (40 Racks × 96 Tips)	S1126-7810-C
 PDF-Datenblatt erzeugen		
 1.000 µl TipOne® Filter Pipettenspitze, Natur, Nachfüllpackungen (steril), Karton Packgröße: 3.840 Tips (40 Nachfüllpackungen × 96 Tips)	3.840 Tips (40 Nachfüllpackungen × 96 Tips)	S1126-7710-C
 PDF-Datenblatt erzeugen		
 1.000 µl TipOne® Filter Pipettenspitze, Natur, Nachfüllpackungen (steril) Packgröße: 960 Tips (10 Nachfüllpackungen × 96 Tips)	960 Tips (10 Nachfüllpackungen × 96 Tips)	S1126-7710
 PDF-Datenblatt erzeugen		

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Hölftigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de