



StarStore 81 Lagerbox



Produkt Highlights

- Lagerbox aus Polypropylen mit fester 9x9-Unterteilung für die Lagerung von bis zu 81 Gefäßen mit maximalem Durchmesser von 13 mm
- Transparenter Stülpdeckel mit mattiertem Beschriftungsfeld an der Seite
- Belüftungsbohrungen im Unterteil, um das Abtropfen von Flüssigkeiten und das Abnehmen des Deckels zu unterstützen
- Aufgedrucktes Referenzgitter im Unterteil
- Für den Temperaturbereich -90 °C bis 121 °C
- Abmessungen (BxTxH): 130 x 130 x 45 mm
- Max. Gefäßhöhe: 60 mm

Produktanwendungen

Probenlagerung

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Hölftigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de



Allgemeine Daten

Art. Nr.	Siehe Varianten
Abmessungen (B × T × H)	130 mm × 130 mm × 45 mm
Abmessungen (B × T)	130 mm × 130 mm
Max. Gefäßlänge	60 mm
Autoklavierbar	Ja
Packgröße	5 Stück (1 Packung × 5 Stück)
Material	Polypropylen
Farbe	Diverse
Plätze	81

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Höltigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de



Mehr Details zu StarStore 81 Lagerbox

















Lagerbox aus Polypropylen mit fester 9x9-Unterteilung für die Lagerung von bis zu 81 Gefäßen mit maximalem Durchmesser von 13 mm, z. B. 1,5/2,0 ml Mikrozentrifugenröhrchen oder Schraubdeckelgefäße. Der Stülpedeckel ohne Scharniere ermöglicht die Lagerung von Gefäßen mit verschiedenen Gefäßhöhen. Passt dank 130x130 mm Standardstandfläche in Gestelle für Tiefkühlgeräte.

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Höltigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de



Alle Varianten

PRODUKTNAME	PACKGRÖSSE	ART. NR.
 StarStore 81, Natur Farbe: Natur  PDF-Datenblatt erzeugen	5 Stück (1 Packung × 5 Stück)	I2381-5040
 StarStore 81, neonblau Farbe: Neonblau  PDF-Datenblatt erzeugen	5 Stück (1 Packung × 5 Stück)	I2381-5041
 StarStore 81, neongrün Farbe: Neongrün  PDF-Datenblatt erzeugen	5 Stück (1 Packung × 5 Stück)	I2381-5042
 StarStore 81, neonorange Farbe: Neonorange  PDF-Datenblatt erzeugen	5 Stück (1 Packung × 5 Stück)	I2381-5043
 StarStore 81, neonpink Farbe: Neonpink  PDF-Datenblatt erzeugen	5 Stück (1 Packung × 5 Stück)	I2381-5044
 StarStore 81, neongelb Farbe: Neongelb  PDF-Datenblatt erzeugen	5 Stück (1 Packung × 5 Stück)	I2381-5046
 StarStore 81, Neonfarben, gemischt Farbe: Neon gemischt  PDF-Datenblatt erzeugen	5 Stück (1 Packung × 5 Stück)	I2381-5048
 StarStore 81, schwarz Farbe: Schwarz  PDF-Datenblatt erzeugen	5 Stück (1 Packung × 5 Stück)	I2381-5049

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Hölftigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de