



Schraubdeckelgefäße (steril)



Produkt Highlights

- Routinemäßig getestet bis 20.000 x g
- Steril und zertifiziert als frei von RNase, DNase, DNA, PCR-Inhibitoren und Endotoxinen.
- Die Gefäße werden fertig zusammengeschraubt mit naturfarbenen EasyGrip-Deckeln mit weißem Griff/Dichtung aus einem Stück geliefert.
- Durch die Ausführung in einem Stück dichtet der EasyGrip-Deckel sicher ab
- Gefäß hergestellt aus Polypropylen (PP)

Produktanwendungen

Geeignet für viele Anwendungen von der Probenlagerung
in Flüssigstickstoff (Gasphase) über das Einfrieren und Erhitzen bis hin zum Autoklavieren

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Höltingbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de



Allgemeine Daten

Art. Nr.	Siehe Varianten
Steril	Ja
Autoklavierbar	Nein
Material	B-7425 Polypropylen
Frei von DNA	Ja
DNase-frei	Ja
Endotoxinfrei	Ja
Frei von PCR-Inhibitoren	Ja
RNase-frei	Ja

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Hölftigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de



Mehr Details zu Schraubdeckelgefäße (steril)

Fertig zusammengeschraubte Gefäße und Deckel











Diese Auswahl an sterilen Gefäßen mit Deckel ist mit einer Reihe verschiedener Deckelausführungen erhältlich. Die Lieferung erfolgt in wiederschließbaren Standbeuteln, die sicher auf Ihrem Labortisch stehen. Geeignet für viele Anwendungen, von der Probenlagerung in der Gasphase flüssigen Stickstoffs über Einfrieren bis zum Erhitzen.

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Höltingbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de



Alle Varianten

PRODUKTNAME	PACKGRÖSSE	ART. NR.
 Gefäß mit Stehrand, unbedruckt, 0,5 ml, anhängender Schraubdeckel, Natur (steril) Volumen: 0.5 ml Gefäßboden: Skirted Gefäßausführung: Glatt  PDF-Datenblatt erzeugen	250 Gefäße (5 Beutel × 50 Gefäße)	E1405-2142
 Konisches Gefäß mit Graduierung, 1,5 ml, anhängender Schraubdeckel, Natur (steril) Volumen: 1.5 ml Gefäßboden: Konisch Gefäßausführung: Graduiert  PDF-Datenblatt erzeugen	250 Gefäße (5 Beutel × 50 Gefäße)	E1415-2232
 Gefäß mit Stehrand, unbedruckt, 1,5 ml, anhängender Schraubdeckel, Natur (steril) Volumen: 1.5 ml Gefäßboden: Skirted Gefäßausführung: Glatt  PDF-Datenblatt erzeugen	250 Gefäße (5 Beutel × 50 Gefäße)	E1415-2242
 Konisches Gefäß mit Graduierung, 2,0 ml, anhängender Schraubdeckel, Natur (steril) Volumen: 2.0 ml Gefäßboden: Konisch Gefäßausführung: Graduiert  PDF-Datenblatt erzeugen	250 Gefäße (5 Beutel × 50 Gefäße)	E1420-2332
 Gefäß mit Stehrand und Graduierung, 2,0 ml, anhängender Schraubdeckel, Natur (steril) Volumen: 2.0 ml Gefäßboden: Skirted Gefäßausführung: Graduiert  PDF-Datenblatt erzeugen	250 Gefäße (5 Beutel × 50 Gefäße)	E1420-2342

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Hölftigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de