



Heat Sealing-Folien



Produkt Highlights

- Alle Folien sind für die Kurzzeitlagerung und -inkubation geeignet.

Produktanwendungen

Plattenverschleißfolien

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Höltingbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de



Allgemeine Daten

Art. Nr.	Siehe Varianten
Dichtung	Heat Sealing

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Hölftigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de



Mehr Details zu Heat Sealing-Folien









Alle Heat Sealing-Folien von STARLAB können für PCR verwendet werden. Eine von ihnen hat eine außergewöhnlich hohe optische Klarheit und ist daher für Real-Time PCR geeignet.

Wichtige Hinweise zur Real-Time PCR (qPCR):

Bitte stellen Sie sicher, dass die Platte UND die Verschießfolie für Real-Time PCR-Anwendungen geeignet sind.



Alle Varianten

PRODUKTNAME		PACKGRÖSSE	ART. NR.
	Abziehbarer Film (PCR) Farbe: Weiß Max. Temp.: 90 °C	100 Stück (1 Box × 100 Stück)	E2796-3060
	 PDF-Datenblatt erzeugen		
	Thermo Seal Film (PCR) Farbe: Silber Max. Temp.: 120 °C	100 Stück (1 Box × 100 Stück)	E2796-3070
	 PDF-Datenblatt erzeugen		
	Leicht durchstechbarer Film (PCR) Farbe: Silber Max. Temp.: 80 °C	100 Stück (1 Box × 100 Stück)	E2796-3090
	 PDF-Datenblatt erzeugen		
	Optisch klarer Film (qPCR) Farbe: Durchsichtig Max. Temp.: 120 °C	100 Stück (1 Box × 100 Stück)	E2796-3020
	 PDF-Datenblatt erzeugen		

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Hölftigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de