



## 100 µl Konische TipOne® Filter Pipettenspitze, Natur (steril)



### Produkt Highlights

- Hocheffektiver HDPE-Filter, der keine Zusätze enthält, die die Proben beeinflussen könnten
- Universelle Passform.
- Hochwertige Spitzen aus reinem Polypropylen mit extrem glatten Oberflächen zur Vermeidung von Probenrückständen
- Steril und zertifiziert frei von RNase, DNase, DNA und Pyrogenen
- Alle Komponenten, mit Ausnahme der Folienverpackung und der Spitzen, sind recycelbar

## Produktanwendungen

DNA-Anwendungen (z. B. PCR)

RNA-Anwendungen (z. B. Genexpressionsanalyse)

Protein-Anwendungen (z. B. Antikörperforschung)

Zellkulturanwendungen (z. B. Medien)

Anwendungen mit radioaktiven Stoffen

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

**Starlab GmbH**  
Neuer Hölftigbaum 38  
22143 Hamburg  
E-Mail: [info@starlab.de](mailto:info@starlab.de)



## Allgemeine Daten

Art. Nr.	Siehe Varianten
Steril	Ja
Autoklavierbar	Nein
Filterspitze	Filter
Volumenbereich	1,0 - 100 µl
Volumen	100 µl
Spitzentyp	konisch
Material	Polypropylen
Graduierungen	Nein
Farbe	Natur

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

**Starlab GmbH**  
Neuer Höltigbaum 38  
22143 Hamburg  
E-Mail: [info@starlab.de](mailto:info@starlab.de)



## Mehr Details zu 100 µl Konische TipOne® Filter Pipettenspitze, Natur (steril)

### Erleben Sie mühelose Präzision mit [TipOne](#)®-Filterspitzen

Optimieren Sie Ihre tägliche Laborarbeit mit [TipOne](#)®-Filterspitzen! Freuen Sie sich jedes Mal auf präzises, zuverlässiges Pipettieren – keine verschwendeten Proben und keine frustrierenden Probleme mit der Passform mehr. [TipOne](#)®-Filterspitzen sind mit allen gängigen [Pipetten](#) kompatibel und liefern jeden Tag präzise Ergebnisse, auf die Sie sich verlassen können.

### Warum [TipOne](#)® das Labor verbessert:

**Universelle Passform:** Optimieren Sie Ihren Labortisch und Ihr Inventar. Der Spitzenkonus der [TipOne](#)®-Spitzen ist so konzipiert, dass er auf alle gängigen [Pipetten](#) passt, ohne dass dabei Genauigkeit oder Präzision beeinträchtigt werden.

**Auf Präzision ausgelegt:** Dank des professionellen Designs und der Verwendung hochwertiger Neumaterialien bieten unsere Spitzen eine gleichbleibende Präzision, die Ihnen hilft, zuverlässige Ergebnisse zu erzielen und kostspielige Nachbesserungen zu vermeiden.

**Hervorragender Filter:** Der [TipOne](#)®-Filter schützt vor Kreuzkontamination durch Aerosole, ohne Ihre wertvollen Proben einzuschließen. Darüber hinaus enthalten die Filter keine Zusatzstoffe, die Ihre Proben beeinträchtigen könnten!

**Reine Qualität:** Sterile [TipOne](#)®-Spitzen sind gemäß EN ISO 11137-2:2007 validiert. Alle [TipOne](#)®-Spitzen sind zertifiziert frei von RNase, DNase, DNA und Pyrogenen.

### Flexible Verpackung:

**In Racks:** Robuste, wiederverwendbare Racks stehen stabil auf Ihrem Labortisch. Schnelles Nachfüllen mit unseren sterilen oder unsterilen [TipOne](#)®-Nachfüllpackungen für weniger Plastikmüll und geringere Kosten.

**Nachfüllen:** Setzen Sie die sterilen Filterspitzen im Handumdrehen in Racks ein und reduzieren Sie Plastikmüll und Kosten. Die sterilen [TipOne](#)®-Nachfüllpackungen sind vollständig geschlossen, sodass die Sterilität der Spitzen stets gewährleistet ist.

### Begleiten Sie uns auf unserem Weg zu nachhaltigem Pipettieren!

Reduzieren Sie den Plastikmüll in Ihrem Labor! [TipOne](#)®-Racks und Komponenten des Nachfüllsystems bestehen aus recycelten Materialien und sind über den [TipOne](#)®-Recyclingservice vollständig wiederverwertbar (mit Ausnahme von Schrumpffolie und den Spitzen selbst).









Wir holen Ihren gebrauchten [TipOne](#)®-Kunststoff ab, recyceln ihn und verwenden den recycelten Kunststoff zur Herstellung weiterer [TipOne](#)®-Produkte. Keine Unsicherheit mehr, ob oder wie Ihr Recyclingmaterial wiederverwertet wird – [TipOne](#)® schließt den Kreislauf für Sie!

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

**Starlab GmbH**  
Neuer Höltigbaum 38  
22143 Hamburg  
E-Mail: [info@starlab.de](mailto:info@starlab.de)



## Alle Varianten

PRODUKTNAME	PACKGRÖSSE	ART. NR.
 <a href="#">100 µl Konische TipOne® Filter Pipettenspitze, Natur, Nachfülleinsatz (steril)</a> <b>Packgröße:</b> 960 Tips (10 Nachfüllpackungen × 96 Tips)  <a href="#">PDF-Datenblatt erzeugen</a>	960 Tips (10 Nachfüllpackungen × 96 Tips)	S1120-1740
 <a href="#">100 µl Konische TipOne® Filter Pipettenspitze, Natur, Nachfülleinsatz (steril), Karton</a> <b>Packgröße:</b> 7.680 Tips (80 Nachfüllpackungen × 96 Tips)  <a href="#">PDF-Datenblatt erzeugen</a>	7.680 Tips (80 Nachfüllpackungen × 96 Tips)	S1120-1740-C
 <a href="#">100 µl Konische TipOne® Filter Pipettenspitze, Natur, Rack (steril)</a> <b>Packgröße:</b> 960 Tips (10 Racks × 96 Tips)  <a href="#">PDF-Datenblatt erzeugen</a>	960 Tips (10 Racks × 96 Tips)	S1120-1840
 <a href="#">100 µl Konische TipOne® Filter Pipettenspitze, Natur, im Rack (steril), Karton</a> <b>Packgröße:</b> 7.680 Tips (80 Racks × 96 Tips)  <a href="#">PDF-Datenblatt erzeugen</a>	7.680 Tips (80 Racks × 96 Tips)	S1120-1840-C

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

**Starlab GmbH**  
Neuer Hölftigbaum 38  
22143 Hamburg  
E-Mail: [info@starlab.de](mailto:info@starlab.de)