



## StarTag-Laboretiketten



### Produkt Highlights

- Haften auch beim Autoklavieren, bei Temperaturen um den Siedepunkt und bis -85 °C
- Haften dauerhaft an allen Gefäßen, Platten, Röhrchen und Flaschen
- Keine Klebereste nach dem Entfernen

## Produktanwendungen

Laborkennzeichnung

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

**Starlab GmbH**  
Neuer Hölftigbaum 38  
22143 Hamburg  
E-Mail: [info@starlab.de](mailto:info@starlab.de)



## Allgemeine Daten

Art. Nr.	Siehe Varianten
Autoklavierbar	Ja
Farbe	Weiß
Betriebstemperatur	Haften auch bei Temperaturen um den Siedepunkt und bis -85 °C
Für die Verwendung mit	Tubes

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

**Starlab GmbH**  
Neuer Höltigbaum 38  
22143 Hamburg  
E-Mail: [info@starlab.de](mailto:info@starlab.de)



## Mehr Details zu StarTag-Laboretiketten

### **StarTags: Etiketten, von denen Sie sich nie wieder lösen werden!**











Vorgestanzte Etiketten, die sich mit Stiften jeder Art beschriften lassen und auch unter widrigen Bedingungen dauerhaft kleben. StarTags eignen sich zur Verwendung auf vielen im Labor üblichen Oberflächen, wie Kunststoff oder Glas. Einsätze in z. B. Tiefkühlgeräten, Wasserbädern oder [Zentrifugen](#) überstehen sie mühelos. Für einige Varianten sind Laserbögen erhältlich, so dass Sie große Etikettenmengen in Serie drucken können.

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

**Starlab GmbH**  
Neuer Höltigbaum 38  
22143 Hamburg  
E-Mail: [info@starlab.de](mailto:info@starlab.de)



## Alle Varianten

PRODUKTNAME	PACKGRÖSSE	ART. NR.
 <a href="#">StarTag-Laboretiketten, klein (20 mm x 6 mm)</a> <b>Abmessungen (B x H):</b> 20 mm x 6 mm <b>Verpackungseinheit:</b> Rolle   <a href="#">PDF-Datenblatt erzeugen</a>	1.000 Etiketten (1 Rolle x 1000 Etiketten)	E9188-8699
 <a href="#">StarTag-Laboretiketten, mittel (24 mm x 12 mm), 126 Etikettenaufkleber pro Bogen</a> <b>Abmessungen (B x H):</b> 24 mm x 12.5 mm <b>Verpackungseinheit:</b> A4-Laserbögen   <a href="#">PDF-Datenblatt erzeugen</a>	2.016 Etiketten (16 A4-Laserbögen x 126 Etiketten)	E9185-2240
 <a href="#">StarTag-Laboretiketten, mittel (24 mm x 12,5 mm)</a> <b>Abmessungen (B x H):</b> 24 mm x 12.5 mm <b>Verpackungseinheit:</b> Rolle   <a href="#">PDF-Datenblatt erzeugen</a>	1.000 Etiketten (1 Rolle x 1000 Etiketten)	E9188-1009
 <a href="#">StarTag-Laboretiketten, groß (32,5 mm x 12,5 mm)</a> <b>Abmessungen (B x H):</b> 32.5 mm x 12.5 mm <b>Verpackungseinheit:</b> Rolle   <a href="#">PDF-Datenblatt erzeugen</a>	1.000 Etiketten (1 Rolle x 1000 Etiketten)	E9187-1009
 <a href="#">StarTag-Laboretiketten, groß (32,5 mm x 12,5 mm), 90 Etikettenaufkleber pro Bogen</a> <b>Abmessungen (B x H):</b> 32.5 mm x 12.5 mm <b>Verpackungseinheit:</b> A4-Laserbögen   <a href="#">PDF-Datenblatt erzeugen</a>	1.980 Etiketten (22 A4-Laserbögen x 90 Etiketten)	E9187-2016

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

**Starlab GmbH**  
Neuer Höltigbaum 38  
22143 Hamburg  
E-Mail: [info@starlab.de](mailto:info@starlab.de)