



## Ultrklare Mikrozentrifugenröhrchen für die Hochgeschwindigkeitszentrifugation



### Produkt Highlights

- Ultrklare Röhrchen aus Polypropylen
- Fester und sicherer Deckelsitz
- Geeignet zum Erhitzen/Sieden
- Zentrifugation bei mehr als 20.000 x g
- Zertifiziert als frei von RNase, DNase, DNA und PCR-Inhibitoren

## Produktanwendungen

Probenvorbereitung

Zentrifugation

Probenlagerung

Erhitzen und Tiefkühlen von Proben

Zertifiziert als frei von RNase, DNase, DNA und PCR-Inhibitoren

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

**Starlab GmbH**  
Neuer Höltigbaum 38  
22143 Hamburg  
E-Mail: [info@starlab.de](mailto:info@starlab.de)



## Allgemeine Daten

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Art. Nr.                 | Siehe Varianten                    |
| Autoklavierbar           | Ja                                 |
| Volumen                  | 1.5 ml                             |
| Packgröße                | 500 Gefäße (1 Beutel × 500 Gefäße) |
| Material                 | Polypropylen                       |
| Frei von DNA             | Ja                                 |
| DNase-frei               | Ja                                 |
| Frei von PCR-Inhibitoren | Ja                                 |
| RNase-frei               | Ja                                 |
| Farbe                    | Diverse                            |

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

**Starlab GmbH**  
Neuer Höltigbaum 38  
22143 Hamburg  
E-Mail: [info@starlab.de](mailto:info@starlab.de)



## Mehr Details zu Ultraklare Mikrozentrifugenröhrchen für die Hochgeschwindigkeitszentrifugation









Röhrchen aus Polypropylen mit kleineren Deckelmaßen für mehr Platz in den Lagerboxen. Bernsteinfarbene Röhrchen für lichtempfindliche Proben. Zentrifugation bei mehr als 20.000 x g Temperaturbereich: -80 °C bis 121 °C. Autoklavierbar. Zertifiziert als frei von RNase, DNase, DNA und PCR-Inhibitoren

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

**Starlab GmbH**  
Neuer Höltigbaum 38  
22143 Hamburg  
E-Mail: [info@starlab.de](mailto:info@starlab.de)



## Alle Varianten

| PRODUKTNAME  | PACKGRÖSSE                         | ART. NR.   |
|--|------------------------------------|------------|
| <br><a href="#">Mikrozentrifugenröhrchen, 1,5 ml, aus Homopolymer, bernsteinfarben</a><br><b>Farbe:</b> Bernstein farben<br> <a href="#">PDF-Datenblatt erzeugen</a> | 500 Gefäße (1 Beutel × 500 Gefäße) | I1415-1007 |
| <br><a href="#">Mikrozentrifugenröhrchen, 1,5 ml, aus Homopolymer, Natur</a><br><b>Farbe:</b> Natur<br> <a href="#">PDF-Datenblatt erzeugen</a>                      | 500 Gefäße (1 Beutel × 500 Gefäße) | I1415-1000 |
| <br><a href="#">Mikrozentrifugenröhrchen aus Homopolymer, 1,5 ml, gemischt</a><br><b>Farbe:</b> Gemischt<br> <a href="#">PDF-Datenblatt erzeugen</a>                | 500 Gefäße (1 Beutel × 500 Gefäße) | I1415-1008 |
| <br><a href="#">Mikrozentrifugenröhrchen aus Homopolymer, 1,5 ml, violett</a><br><b>Farbe:</b> Lila<br> <a href="#">PDF-Datenblatt erzeugen</a>                  | 500 Gefäße (1 Beutel × 500 Gefäße) | I1415-1005 |

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

**Starlab GmbH**  
Neuer Hölftigbaum 38  
22143 Hamburg  
E-Mail: [info@starlab.de](mailto:info@starlab.de)