



Zubehör für den Aspirator



Produkt Highlights

- Ersatzteil zur Verwendung mit dem Aspirator-Handstück
- Geeignet für Pasteur-, Aspirations- und graduierte Pipetten
- Für Pipetten mit 5,5 bis 8,0 mm Außendurchmesser
- Autoklavierbar

Produktanwendungen

Aufnahme von Flüssigkeiten

Zellkultur

Sterilfiltration

Entgasen von Puffern

Festphasenextraktion

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Hölftigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de



Allgemeine Daten

Art. Nr.	N2400-9016
Packgröße	1 Stück (1 Box × 1 Stück)

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Hölftigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de



Mehr Details zu Zubehör für den Aspirator

Dies ist ein Ersatzteil für das [Aspirator](#)-Handstück (N2400-9001). Adapter passt auf Pasteur-, Aspirations- und graduierte [Pipetten](#) mit 5,5 bis 8,0 mm Außendurchmesser. Eine bebilderte Beschreibung zum Wechseln des Adapters befindet sich in der Bedienungsanleitung für das Handstück (siehe Downloadbereich).