



## 50- $\mu$ l-Spitzen für Beckman Coulter®



### Produkt Highlights

- Spitzen geeignet für Biomek® i-Serie • Biomek® FX • Biomek® NX • Biomek® 3000 • Biomek® 4000 • Multimek®
- Die Fertigung nach denselben Spezifikationen wie die Produkte des Originalherstellers sorgt für Kompatibilität und perfekten Sitz.
- Zertifiziert frei von RNase, DNase, DNA und PCR-Inhibitoren
- Kompatibel mit AP96, SPAN-8, MP20, MP200
- Keine spezielle Konfiguration erforderlich!
- Sie können die leeren Racks zusammen mit Ihren anderen wiederverwertbaren STARLAB-Produkten recyceln.

## Produktanwendungen

PCR-Vorbereitung

Assay-Vorbereitung

Verdünnungsreihen

Verteilen von Reagenzien

Proben- oder Reagenztransfer

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

**Starlab GmbH**  
Neuer Höltigbaum 38  
22143 Hamburg  
E-Mail: [info@starlab.de](mailto:info@starlab.de)



## Allgemeine Daten

Art. Nr.	Siehe Varianten
Filterspitze	Ohne Filter
Volumen	50 µl
Racktyp	Rack, SBS-konform, orange
Kopf	AP96, SPAN-8, MP20, MP200
Für die Verwendung mit	Beckman Coulter®

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

**Starlab GmbH**  
Neuer Höltigbaum 38  
22143 Hamburg  
E-Mail: [info@starlab.de](mailto:info@starlab.de)



## Mehr Details zu 50- $\mu$ l-Spitzen für Beckman Coulter®

Roboterspitzen im Rack für Biomek® i-Serie • Biomek® FX • Biomek® NX • Biomek® 3000 • Biomek® 4000 • Multimek®

Die Fertigung nach denselben Spezifikationen wie die Produkte des Originalherstellers sorgt für Kompatibilität und perfekten Sitz. Verschwenden Sie keine Zeit mit falschen Ergebnissen aufgrund minderwertiger Materialien und schlechter Leistung!

Zertifiziert frei von RNase, DNase, DNA und PCR-Inhibitoren. Geprüft pyrogenfrei.

Unsere Qualitätskontrolle ermöglicht es Ihnen, Ihren automatisierten Arbeitsplatz zu verlassen, um andere Aufgaben zu erledigen. Sie können sich sicher sein, dass die Spitze Sie nicht im Stich lässt. Roboterspitzen von STARLAB unterliegen strengen und umfangreichen Prüfungen. Jedes Los Spitzen wird einer Reihe anspruchsvoller Prüfungen unterzogen – von der Geometrie der Spitzen selbst bis hin zu spezifischen Automatisierungsanforderungen wie einem sauberen Abwurf vom Liquid-Handling-Kopf. Jedes Los muss die Anforderungen erfüllen oder übertreffen, die notwendig sind, damit Sie sich von Ihrem Arbeitsplatz entfernen und sich anderen Aufgaben widmen können.

Die Spitzen werden mit der Original-Roboter-ausrüstung getestet, um sicherzustellen, dass sie dieselben Anforderungen erfüllen wie die Verbrauchsartikel der Roboterhersteller selbst.





Keine spezielle Konfiguration erforderlich! Für die Roboterspitzen von STARLAB muss weder die Hardware noch die Software speziell angepasst werden, was sie zu einem einfachen, sicheren und sofort hochleistungsfähigen Ersatzprodukt macht.

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

**Starlab GmbH**  
Neuer Hölftigbaum 38  
22143 Hamburg  
E-Mail: [info@starlab.de](mailto:info@starlab.de)



## Alle Varianten

PRODUKTNAME	PACKGRÖSSE	ART. NR.
 <a href="#">50-µl-Spitze für Beckman Coulter®, im Rack (nicht steril)</a> <b>Steril:</b> Nein <b>Packgröße:</b> 960 Tips (10 Racks × 96 Tips)  <a href="#">PDF-Datenblatt erzeugen</a>	960 Tips (10 Racks × 96 Tips)	E1076-2400
 <a href="#">50-µl-Spitze für Beckman Coulter®, im Rack (steril)</a> <b>Steril:</b> Ja <b>Packgröße:</b> 960 Tips (10 Racks × 96 Tips)  <a href="#">PDF-Datenblatt erzeugen</a>	960 Tips (10 Racks × 96 Tips)	E1076-2410

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

**Starlab GmbH**  
Neuer Hölftigbaum 38  
22143 Hamburg  
E-Mail: [info@starlab.de](mailto:info@starlab.de)