



# TubeOne®-Reaktionsgefäße, 2,0 ml



#### **Produkt Highlights**

- Konservativ auf 20.000 x g ausgelegt, erfüllt aber unter optimalen Bedingungen auch höhere Anforderungen
- Die Gefäße bleiben beim Kochen, Einfrieren oder Zentrifugieren dicht
- Zertifiziert frei von RNase, DNase, DNA und Pyrogen
- Die Kappen verfügen über eine erweiterte Dichtungszone für eine sichere Abdichtung
- Leicht ablesbare Graduierungen
- Mattiertes Beschriftungsfeld an der Seite
- Autoklavierbar
- Hergestellt aus 100 % reinem Polypropylen
- Lieferung in wiederverschließbaren Beuteln

## Produktanwendungen

Probenvorbereitung
Zentrifugation
Kochen und Einfrieren von Proben
Probenaufbewahrung

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

**Starlab GmbH**Neuer Höltigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de







# **Allgemeine Daten**

Art. Nr.	Siehe Varianten
Steril	Nein
Autoklavierbar	Ja
Volumen	2.0 ml
Material	Polypropylen
Frei von DNA	Ja
DNase-frei	Ja
Endotoxinfrei	Ja
Frei von Schwermetallen	Ja
Pyrogen-frei	Ja
RNase-frei	Ja
Farbe	Diverse
Betriebstemperatur	-80 °C bis 121 °C
max. g-Zahl	20,000 x g

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

**Starlab GmbH**Neuer Höltigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de







## Mehr Details zu TubeOne®-Reaktionsgefäße, 2,0 ml

Die 2,0-ml-Reaktionsgefäße TubeOne® von Starlab schützen Ihre Proben vor Verdunstung, Auslaufen, versehentlichem Öffnen oder Zerbrechen während des Kochens, Einfrierens, Zentrifugierens und anderer kritischer Protokollschritte.

TubeOne<sup>\*</sup>-Gefäße bestehen zu 100 % aus reinem Polypropylen und enthalten keine Verarbeitungshilfsmittel wie Gleitmittel, Biozide oder Antistatika – So bleiben Ihre Proben geschützt vor potenziellen bioaktiven Verunreinigungen.

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.



Starlab GmbH







## **Alle Varianten**

PRODUKTNAME		PACKGRÖSSE	ART. NR.
	2,0 ml TubeOne® Mikrozentrifugenröhrchen, Natur (unsteril) Farbe: Natur Packgröße: 500 Gefäße (1 Beutel × 500 Gefäße)  PDF-Datenblatt erzeugen	500 Gefäße (1 Beutel × 500 Gefäße)	S1620-2700
	2,0 ml TubeOne®  Mikrozentrifugenröhrchen, Natur  Farbe: Natur  Packgröße: 15.000 Gefäße (30 Beutel × 500 Gefäße)  PDF-Datenblatt erzeugen	15.000 Gefäße (30 Beutel × 500 Gefäße)	S1620-2700-C
>12	2,0 ml TubeOne® Mikrozentrifugenröhrchen, gemischt (unsteril) Farbe: Gemischt Packgröße: 500 Gefäße (5 Beutel × 100 Gefäße)  PDF-Datenblatt erzeugen	500 Gefäße (5 Beutel × 100 Gefäße)	S1620-2799
<u> </u>	2,0 ml TubeOne® Mikrozentrifugenröhrchen, gemischt, Karton (nicht steril) Farbe: Gemischt Packgröße: 12.000 Gefäße (24 Beutel × 500 Gefäße)  PDF-Datenblatt erzeugen	12.000 Gefäße (24 Beutel × 500 Gefäße)	S1620-2799-C

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.



22143 Hamburg E-Mail: info@starlab.de







## Zubehör

PRODUKTNAM	E	PACKGRÖSSE	ART. NR.
222	Deckelverschlüsse für 1,5 / 2,0 ml Mikrozentrifugenröhrchen	100 Stück (1 Beutel × 100 Stück)	I1415-1508

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

**Starlab GmbH** Neuer Höltigbaum 38

22143 Hamburg E-Mail: info@starlab.de

