




## Lagerungsbox für 5,0-ml-Gefäße, blau



### Produkt Highlights

- Lagerungsbox für 25 Gefäße, für 5,0-ml-Zentrifugenröhrchen
- Transparenter Deckel mit aufgedrucktem Raster für eine leichtere Probenidentifizierung
- Nur in eine Richtung aufsetzbarer Deckel verhindert eine Verwechslung der Proben
- Belüftungsöffnungen minimieren Kondensatbildung
- Boden mit Ablauflöchern
- Stapelbar
- Einsatztemperatur: -90°C bis 80°C
- Abmessungen (BxTxH): 133 x 133 x 67 mm (mit Deckel)
- Abdeckung aus Polystyrol/Boden aus stoßfestem Polystyrol

## Produktanwendungen

Probenlagerung

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

**Starlab GmbH**  
Neuer Hölftigbaum 38  
22143 Hamburg  
E-Mail: [info@starlab.de](mailto:info@starlab.de)



## Allgemeine Daten

Art. Nr.	E2325-5021
Abmessungen (B × T × H)	133 mm × 133 mm × 67 mm
Abmessungen (B × T)	133 mm × 133 mm
Autoklavierbar	Nein
Packgröße	3 Stück (1 Packung × 3 Stück)
Material	Polystyrol
Farbe	Blau

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

**Starlab GmbH**  
Neuer Hölftigbaum 38  
22143 Hamburg  
E-Mail: [info@starlab.de](mailto:info@starlab.de)



## Mehr Details zu Lagerungsbox für 5,0-ml-Gefäße, blau

Stapelbare Lagerungsbox für 25 Gefäße, für Ihre 5,0-ml-[Zentrifugenröhrchen](#). Der transparente Deckel ist mit einem aufgedruckten Raster versehen, das der leichteren Probenidentifizierung dient. Belüftungsöffnungen minimieren die Kondensatbildung und Ablauflöcher im Boden erleichtern das Entfernen des Deckels nach dem Einfrieren. Geeignet zur Verwendung bei bis zu  $-90^{\circ}\text{C}$ .

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

**Starlab GmbH**  
Neuer Höltigbaum 38  
22143 Hamburg  
E-Mail: [info@starlab.de](mailto:info@starlab.de)