



Zentrifugenröhrchen, 5 ml, Flip Cap, konisch, natur



Produkt Highlights

- Frei von RNase, DNase, DNA und Pyrogenen
- Einsatztemperatur: -196 °C bis 121 °C
- Autoklavierbar
- Zentrifugationsrate: 25.000 × g
- Geprägte Graduierung in 0,5-ml-Abständen
- Mattes Beschriftungsfeld auf flachem Deckel und Seitenwand
- "Membran"-Bereich in der Deckelmitte für einfaches Durchstechen mit einer Nadel
- Abmessungen (H × Ø): 60,2 × 15,8 mm
- Hergestellt aus ultraklarem Polypropylen

Produktanwendungen

Biologische Probenvorbereitung, z. B. Zell- und Gewebelyse

Chemische Probenvorbereitung

Mikrobielle Inkubation und Pellet-Vorbereitung

Herstellung von Mastermixen und Pufferlösungen

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Höltigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de



Allgemeine Daten

Art. Nr.	E1450-5000
Packgröße	200 Gefäße (2 Beutel × 100 Gefäße)
Steril	Nein
Volumen	5.0 ml
Kappentyp	Klappdeckel
Material	Polypropylen
Frei von DNA	Ja
DNase-frei	Ja
Pyrogen-frei	Ja
RNase-frei	Ja
Farbe	Natur
max. g-Zahl	25.000 x g

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Hölftigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de



Mehr Details zu Zentrifugenröhrchen, 5 ml, Flip Cap, konisch, natur

Sie haben eine Probenaufarbeitung in der Größenordnung bis zu 5,0 ml und möchten kein 15-ml-Gefäß verwenden? Vermeiden Sie Plastikmüll mit unseren 5,0-ml-Zentrifugenröhrchen!











- Ideal für die Vorbereitung von biologischen oder chemischen Lösungen
- Leichter Zugang zur Probe reduziert das Kontaminationsrisiko
- Spart im Vergleich zu 15-ml-Gefäßen Platz und reduziert Plastikmüll
- Geeignet für mikrobielle Inkubation und Pellet-Vorbereitung
- Verschiedene Deckeloptionen erhältlich: Flip Cap oder Schraubdeckel
- Sterile Optionen erhältlich
- Bernsteinfarbenes Gefäß für lichtempfindliche Proben
- Verschiedenes Zubehör erhältlich

Bei der Produktion kommen keine Verarbeitungshilfsmittel wie Gleitmittel, Biozide, Weichmacher oder Entformungshilfen zum Einsatz.

Kochfestes Design: Wenn der Innendruck auf ein unsicheres Niveau ansteigt, öffnet sich der Deckel teilweise, sanft und kontrolliert, um Überdruck abzulassen und gleichzeitig ein Verspritzen des Inhalts zu vermeiden. Für Anwendungen bei über 80 °C empfehlen wir Deckelverschluss-Clips.



Alle Varianten






PRODUKTNAME	PACKGRÖSSE	ART. NR.
 Zentrifugenröhrchen, 5 ml, Flip Cap, konisch, natur Kappentyp: Klappdeckel Steril: Nein Farbe: Natur  PDF-Datenblatt erzeugen	200 Gefäße (2 Beutel × 100 Gefäße)	E1450-5000
 Zentrifugenröhrchen, 5 ml, Flip Cap, konisch, bernsteinfarben Kappentyp: Klappdeckel Steril: Nein Farbe: Bernstein farben  PDF-Datenblatt erzeugen	200 Gefäße (2 Beutel × 100 Gefäße)	E1450-5007
 Zentrifugenröhrchen, 5 ml, Flip Cap, konisch, natur, steril Kappentyp: Klappdeckel Steril: Ja Farbe: Natur  PDF-Datenblatt erzeugen	200 Gefäße (10 Beutel × 20 Gefäße)	E1450-5010
 Zentrifugenröhrchen, 5 ml, nur Schraubröhrchen, konisch, natur Kappentyp: Schraubdeckel Steril: Nein Farbe: Natur  PDF-Datenblatt erzeugen	200 Gefäße (2 Beutel × 100 Gefäße)	E1450-5040
 Zentrifugenröhrchen, 5,0 ml, mit Standardschraubdeckel, konisch, naturweiß, steril Kappentyp: Schraubdeckel Steril: Ja Farbe: Natur  PDF-Datenblatt erzeugen	200 Gefäße (10 Beutel × 20 Gefäße)	E1450-5050

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Hölftigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de



Zubehör

PRODUKTNAME	PACKGRÖSSE	ART. NR.
 Rack für 5,0 -ml-Gefäße, blau	5 Stück (1 Packung × 5 Stück)	E2325-5011
 Universeller Zentrifugenadapter, für 5,0-ml-Gefäße, für 15-ml-Rotorbohrungen	1 Packung × 8 Stück	E1450-9011
 Universeller Zentrifugenadapter, für 5,0-ml-Gefäße, für 50-ml-Rotorbohrungen	1 Packung × 8 Stück	E1450-9015
 Deckelverschluss für 5,0-ml-Zentrifugenröhrchen	100 Stück (10 Beutel × 10 Stück)	E1450-9000
 Lagerungsbox für 5,0-ml-Gefäße, blau	3 Stück (1 Packung × 3 Stück)	E2325-5021

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Hölftigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de