



Deckel für Zentrifugenröhrchen 5,0 ml



Produkt Highlights

- Leckdichter Schraubdeckel (3/4-Drehung)
- Zur Verwendung mit 5,0-ml-Zentrifugenröhrchen mit Schraubdeckeln
- Frei von RNase, DNase, DNA und Pyrogenen
- Einsatztemperatur: -196 °C bis 100 °C
- Zentrifugationsrate: 25.000 × g
- "Membran"-Bereich in der Deckelmitte für einfaches Durchstechen mit einer Nadel
- Hergestellt aus hochdichtem Polyethylen
- Deckel sind nicht autoklavierbar

Produktanwendungen

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Höltingbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de



Allgemeine Daten

Art. Nr.	Siehe Varianten
Packgröße	200 Stück (2 Beutel × 100 Stück)
Steril	Nein
Autoklavierbar	Nein
Material	Polyethylen
Frei von DNA	Ja
DNase-frei	Ja
Pyrogen-frei	Ja
RNase-frei	Ja
Farbe	Weiß
max. g-Zahl	25.000 x g

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Hölftigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de



Alle Varianten

PRODUKTNAME	PACKGRÖSSE	ART. NR.
 Standardschraubdeckel für 5,0-ml-Gefäße, weiß Kappentyp: Standardschraubdeckel  PDF-Datenblatt erzeugen	200 Stück (2 Beutel × 100 Stück)	E1450-5060
 Anhängender Schraubdeckel für 5-ml-Gefäße, weiß Kappentyp: Anhängender Schraubdeckel  PDF-Datenblatt erzeugen	200 Stück (2 Beutel × 100 Stück)	E1450-5080

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Hölftigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de