



Gestell mit 10 Plätzen für Tiefkühltruhen



Produkt Highlights

- 10 Plätze (hoch)
- Gestelle mit Frontzugriff zur Verwendung in Tiefkühltruhen haben auf der Oberseite einen Griff und eine Verriegelungsstange
- Zur Verwendung mit allen Standard-Lagerboxen bis 136 x 136 x 53 mm
- Hergestellt aus 85 % Edelstahl
- Fertigung in einem Werk, das zu 100 % mit nachhaltiger Energie arbeitet
- Artikelnummer auf jedem Gestell für einfaches Nachbestellen

Produktanwendungen

Probenlagerung

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Höltingbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de



Allgemeine Daten

Art. Nr.	E6010-0010
Packgröße	1 Stück (1 Rack × 1 Stück)
Abmessungen (B × T × H)	141 mm × 148 mm × 556 mm
Abmessungen (B × T)	141 mm × 148 mm
Breite außen	141 mm
Racktyp	Rack für Ultratiefkühltruhen
Material	Edelstahl
Plätze	10 (10 high)

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Hölftigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de



Mehr Details zu Gestell mit 10 Plätzen für Tiefkühltruhen

Gestelle für Tiefkühltruhen zur Verwendung mit allen Standard-Lagerboxen bis 136 x 136 x 53 mm. Ordnung im Tiefkühlgerät und optimal genutzter Stauraum sorgen für eine effiziente Nutzung der Energie. Gestelle für Tiefkühltruhen verfügen über eine Verriegelungsstange, um die Lagerboxen zu sichern, und einen Griff an der Oberseite, um sie leicht aus dem Tiefkühlgerät zu entnehmen.

Folgende Lagerboxen sind für die Verwendung mit diesen Gestellen geeignet:

- StarStore 81, StarStore 49, StarStore
- die 50 mm hohen Karton-Lagerboxen
- Kyro-Lagerboxen mit 81 Stellplätzen, Kyro-Lagerboxen mit 100 Stellplätzen
- StarRack 64



Alle Varianten

PRODUKTNAME	PACKGRÖSSE	ART. NR.
 Gestell mit 9 Plätzen für Tiefkühltruhen Plätze: 9 (9 high)  PDF-Datenblatt erzeugen	1 Stück (1 Rack × 1 Stück)	E6010-0009
 Gestell mit 10 Plätzen für Tiefkühltruhen Plätze: 10 (10 high)  PDF-Datenblatt erzeugen	1 Stück (1 Rack × 1 Stück)	E6010-0010
 Gestell mit 11 Plätzen für Tiefkühltruhen Plätze: 11 (11 high)  PDF-Datenblatt erzeugen	1 Stück (1 Rack × 1 Stück)	E6010-0011
 Gestell mit 12 Plätzen für Tiefkühltruhen Plätze: 12 (12 high)  PDF-Datenblatt erzeugen	1 Stück (1 Rack × 1 Stück)	E6010-0012
 Gestell mit 13 Plätzen für Tiefkühltruhen Plätze: 13 (13 high)  PDF-Datenblatt erzeugen	1 Stück (1 Rack × 1 Stück)	E6010-0013

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Hölftigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de