



RepeatOne® S Dispenser



Produkt Highlights

- Bis zu 49 Dispensierschritte mit einer Füllung
- Einfaches Einsetzen der Spitze von unten
- Erhöhte Chemikalienbeständigkeit durch innovative Kunststoffmaterialien
- Entspricht EN ISO 8655 Volumenmessgeräte mit Hubkolben
- Entspricht ASTM E1154-89 (2003) Standardspezifikation für Volumenmessgeräte mit Hubkolben
- Schmal, ergonomisch und leicht
- Praktische Tabelle zur Volumeneinstellung auf der Rückseite
- Inklusive Regalhalter
- PFAS-frei
- Hergestellt in Deutschland, 1 Jahr Garantie

Produktanwendungen

Hochpräzises wiederholtes Dispensieren, unabhängig von der Viskosität, dem Dampfdruck und der Dichte der Flüssigkeit

Sicheres Dispensieren durch Vermeidung von Aerosolkontamination

Ideal geeignet zum Dispensieren von radioaktiven, infektiösen und giftigen Stoffen

Schnelles Dispensieren von langen Serien

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Höltigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de



Allgemeine Daten

Art. Nr.	G4026-1500
Steril	Nein
Autoklavierbar	Nein
Volumenbereich	2,0 µl - 5,0 ml
Volumen	5.0 ml
Packgröße	1 Stück (1 Box × 1 Stück)
Kanaltyp	1-Kanal
Betriebsart	Manuell
Pipettiertyp	Direktverdränger

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Höltigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de



Mehr Details zu RepeatOne® S Dispenser

Schnelles Dispensieren!

RepeatOne® S ist ein Handdispenser für Serierendosierungen von Flüssigkeiten von 2 ml bis 5 ml.

Kompatibilität


RepeatOne® kann mit folgenden Dispenserspitzen verwendet werden: Starlab TipOne® Repeat Dispenserspitzen, Eppendorf, Brand, Gilson, HTL, Ritter.

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Höltigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de



Zubehör

PRODUKTNAME	PACKGRÖSSE	ART. NR.
 Regalhalter für RepeatOne® S-Dispenser	1 Stück (1 Packung × 1 Stück)	G4026-1009

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Hölftigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de