




Karton-Lagerbox für 50-ml-Zentrifugenröhrchen, 16 Plätze



Produkt Highlights

- Feuchtigkeitsbeständige Beschichtung
- Box mit 16 Plätzen für 50-ml-Gefäße
- 146 x 146 x 76 mm
- Abnehmbare Unterteilungen

Produktanwendungen

Probenlagerung

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Höltingbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de



Allgemeine Daten

Art. Nr.	E2023-1650
Packgröße	1 Stück (1 Box × 1 Stück)
Abmessungen (B × T × H)	146 mm × 146 mm × 76 mm
Abmessungen (B × T)	146 mm × 146 mm
Max. Gefäßlänge	140 mm
Autoklavierbar	Nein
Material	Beschichteter Karton
Farbe	Weiß
Plätze	16
Sustainability attributes	Recyclbar
Für die Verwendung mit	50-ml-Zentrifugenröhrchen

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Hölftigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de



Mehr Details zu Karton-Lagerbox für 50-ml-Zentrifugenröhrchen, 16 Plätze

Weißer Karton-Lagerboxen mit abnehmbarem Deckel für die Aufbewahrung von 15-ml- oder 50-ml-Zentrifugenröhrchen. Feuchtigkeitsbeständige Beschichtung. Abnehmbare Unterteilungen. Abmessungen der Box (B x T x H): 146 x 146 x 76 mm.

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Hölftigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de



Alle Varianten

PRODUKTNAME	PACKGRÖSSE	ART. NR.
 Karton-Lagerbox für 15-ml-Zentrifugenröhrchen, 36 Plätze Plätze: 36  PDF-Datenblatt erzeugen	1 Stück (1 Box × 1 Stück)	E2023-1615
 Karton-Lagerbox für 50-ml-Zentrifugenröhrchen, 16 Plätze Plätze: 16  PDF-Datenblatt erzeugen	1 Stück (1 Box × 1 Stück)	E2023-1650

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Hölftigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de