




5 ml Makro Pipettenspitze, Typ Eppendorf, graduert (unsteril)



Produkt Highlights


- Spitzen für den Volumenbereich von 1200 µl bis 10 ml
- Hergestellt aus Polypropylen
- Kompatibel mit einer großen Auswahl an Pipetten
- Verschiedene Verpackungsarten erhältlich
- Zertifiziert
- Frei von DNase, frei von RNase, frei von DNA, frei von Pyrogenen

Produktanwendungen

Pipettieren von großen Flüssigkeitsvolumina

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Hölftigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de



Allgemeine Daten

Art. Nr.	I1053-0000
Packgröße	250 Tips (1 Beutel × 250 Tips)
Steril	Nein
Autoklavierbar	Ja
Filterspitze	Ohne Filter
Volumen	5 ml
Material	Polypropylen
Frei von DNA	Ja
DNase-frei	Ja
Pyrogen-frei	Ja
RNase-frei	Ja
Graduierungen	Ja
Design-Spitzen	Typ Eppendorf
Für die Verwendung mit	Abimed : Discovery Comfort, LABMATE Optima Biohit [®] : eLine, ePet, mLine, Picus, Proline Eppendorf [®] : Reference 2, Research plus, Research pro, Xplorer Gilson [®] : Pipetman Concept, Pipetman P, Pipetman Ultra Hamilton [®] : SofTouch HTL : Discovery Comfort, Labmate Pro, Optipette Nichiryo [®] : 31N, NPLO, NPX Rainin [®] : Classic, EDP1, EDP-3 Plus, Pipet-Lite, Pipet-Plus Sartorius [®] : eLine, ePet, mLine, Picus, Picus NxT, Proline, Proline Plus, Tacta Socorex [®] : Acura 835F

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Hölftigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de



Mehr Details zu 5 ml Makro Pipettenspitze, Typ Eppendorf, graduert (unsteril)

Spitzen für große Volumina

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Hölftigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de



Alle Varianten

PRODUKTNAME	PACKGRÖSSE	ART. NR.
 5 ml Pipettenspitze, Typ Biohit (unsteril) Design-Spitzen: Typ Biohit Steril: Nein Packgröße: 250 Tips (1 Beutel × 250 Tips)  PDF-Datenblatt erzeugen	250 Tips (1 Beutel × 250 Tips)	E1009-7000
 5 ml Pipettenspitze, Typ Biohit XL (unsteril) Design-Spitzen: Typ Biohit XL Steril: Nein Packgröße: 250 Tips (1 Beutel × 250 Tips)  PDF-Datenblatt erzeugen	250 Tips (1 Beutel × 250 Tips)	E1009-7001
 5 ml Pipettenspitze Typ Finn (unsteril) Design-Spitzen: Typ Finn Steril: Nein Packgröße: 250 Tips (1 Beutel × 250 Tips)  PDF-Datenblatt erzeugen	250 Tips (1 Beutel × 250 Tips)	I1009-5000
 5 ml Makro Pipettenspitze, Typ Gilson, graduert (unsteril) Design-Spitzen: Typ Gilson Steril: Nein Packgröße: 250 Tips (1 Beutel × 250 Tips)  PDF-Datenblatt erzeugen	250 Tips (1 Beutel × 250 Tips)	I1050-0000
 5 ml Makro Pipettenspitze, Typ Gilson, graduert (steril) Design-Spitzen: Typ Gilson Steril: Nein Packgröße: 500 Tips (10 Racks × 50 Tips)  PDF-Datenblatt erzeugen	500 Tips (10 Racks × 50 Tips)	I1050-0700
 5 ml Makro Pipettenspitze, Typ Gilson, graduert (steril) Design-Spitzen: Typ Gilson Steril: Ja Packgröße: 500 Tips (10 Racks × 50 Tips)  PDF-Datenblatt erzeugen	500 Tips (10 Racks × 50 Tips)	I1050-0710

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Höltingbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de



PRODUKTNAME	PACKGRÖSSE	ART. NR.
 5 ml Makro Pipettenspitze, Typ Eppendorf, graduert (unsteril) Design-Spitzen: Typ Eppendorf Steril: Nein Packgröße: 250 Tips (1 Beutel × 250 Tips)  PDF-Datenblatt erzeugen	250 Tips (1 Beutel × 250 Tips)	I1053-0000
 5 ml Makro Pipettenspitze, Typ Eppendorf, graduert (unsteril) Design-Spitzen: Typ Eppendorf Steril: Nein Packgröße: 500 Tips (10 Racks × 50 Tips)  PDF-Datenblatt erzeugen	500 Tips (10 Racks × 50 Tips)	I1053-0700
 5 ml Makro Pipettenspitze, Typ Eppendorf, graduert (steril) Design-Spitzen: Typ Eppendorf Steril: Ja Packgröße: 500 Tips (10 Racks × 50 Tips)  PDF-Datenblatt erzeugen	500 Tips (10 Racks × 50 Tips)	I1053-0710
 5,0-ml-Pipettenspitzen, Typ ErgoOne E/Finn (nicht steril), Beutel Design-Spitzen: Typ Finn Steril: Nein Packgröße: 200 Tips (1 Beutel × 200 Tips)  PDF-Datenblatt erzeugen	200 Tips (1 Beutel × 200 Tips)	E1070-2596
 5,0-ml-Pipettenspitzen, Typ ErgoOne E/Finn (nicht steril), Beutel Design-Spitzen: Typ Finn Steril: Nein Packgröße: 1.000 Tips (5 Beutel × 200 Tips)  PDF-Datenblatt erzeugen	1.000 Tips (5 Beutel × 200 Tips)	E1070-2601
 5,0-ml-Pipettenspitzen, Typ ErgoOne E/Finn (nicht steril), Rack Design-Spitzen: Typ Finn Steril: Nein Packgröße: 28 Tips (1 Rack × 28 Tips)  PDF-Datenblatt erzeugen	28 Tips (1 Rack × 28 Tips)	E1070-2607

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Hölftigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de