




10 ml Makro Pipettenspitze, Typ Gilson, graduert (unsteril)



Produkt Highlights

- Spitzen für den Volumenbereich von 1200 µl bis 10 ml
- Hergestellt aus Polypropylen
- Kompatibel mit einer großen Auswahl an Pipetten
- Verschiedene Verpackungsarten erhältlich
- Zertifiziert

Produktanwendungen

Pipettieren von großen Flüssigkeitsvolumina

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Höltingbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de



Allgemeine Daten

Art. Nr.	I1054-0001
Packgröße	250 Tips (10 Racks × 25 Tips)
Steril	Nein
Autoklavierbar	Ja
Filterspitze	Ohne Filter
Volumen	10 ml
Material	Polypropylen
Frei von DNA	Ja
DNase-frei	Ja
Pyrogen-frei	Ja
RNase-frei	Ja
Graduierungen	Ja
Design-Spitzen	Typ Gilson
Für die Verwendung mit	Eppendorf [®] : Reference 2, Research, Research plus, Xplorer Gilson [®] : Pipetman Concept, Pipetman P, Pipetman Ultra HTL : Discovery Comfort, Labmate Pro, Optipette Rainin [®] : Classic, Pipet-Lite, Pipet-Plus, Pipet-Plus with LTS Socorex [®] : Acura electro 955 STARLAB [®] : StarPet

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Hölftigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de



Mehr Details zu 10 ml Makro Pipettenspitze, Typ Gilson, graduert (unsteril)











Spitzen für große Volumina

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Hölftigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de






Alle Varianten

PRODUKTNAME	PACKGRÖSSE	ART. NR.
 10 ml Pipettenspitze, Typ Finn/Socorex, blau (unsteril) Design-Spitzen: Typ Finn/Socorex Steril: Nein Packgröße: 100 Tips (1 Beutel × 100 Tips)  PDF-Datenblatt erzeugen	100 Tips (1 Beutel × 100 Tips)	I1052-0000
 10 ml Pipettenspitze, Typ Finn/Socorex, blau (unsteril) Design-Spitzen: Typ Finn/Socorex Steril: Nein Packgröße: 250 Tips (10 Racks × 25 Tips)  PDF-Datenblatt erzeugen	250 Tips (10 Racks × 25 Tips)	I1052-0001
 10 ml Pipettenspitze, Typ Finn/Socorex, blau (steril) Design-Spitzen: Typ Finn/Socorex Steril: Ja Packgröße: 250 Tips (10 Racks × 25 Tips)  PDF-Datenblatt erzeugen	250 Tips (10 Racks × 25 Tips)	I1052-0010
 10 ml Makro Pipettenspitze, Typ Gilson, graduert (unsteril) Design-Spitzen: Typ Gilson Steril: Nein Packgröße: 100 Tips (1 Beutel × 100 Tips)  PDF-Datenblatt erzeugen	100 Tips (1 Beutel × 100 Tips)	I1054-0000
 10 ml Makro Pipettenspitze, Typ Gilson, graduert (unsteril) Design-Spitzen: Typ Gilson Steril: Nein Packgröße: 250 Tips (10 Racks × 25 Tips)  PDF-Datenblatt erzeugen	250 Tips (10 Racks × 25 Tips)	I1054-0001

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Höltingbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de



PRODUKTNAME	PACKGRÖSSE	ART. NR.
 10 ml Makro Pipettenspitze, Typ Gilson, graduert (steril) Design-Spitzen: Typ Gilson Steril: Ja Packgröße: 250 Tips (10 Racks × 25 Tips)  PDF-Datenblatt erzeugen	250 Tips (10 Racks × 25 Tips)	I1054-0011

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Hölftigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de