



## ErgoOne® Wandhalter, selbstklebend, für eine Pipette



### Produkt Highlights

- Geeignet zur Verwendung mit ErgoOne® Einkanal- oder Mehrkanal-Pipetten
- Lässt sich dank selbstklebendem Klettband einfach anbringen und entfernen
- UV-resistent
- Auch kompatibel mit verschiedenen Eppendorf®, Finn®, Gilson®, Rainin®, Sartorius® Pipetten mit Fingerhaken

## Produktanwendungen

Lagerung von ErgoOne® Pipetten

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

**Starlab GmbH**  
Neuer Hölftigbaum 38  
22143 Hamburg  
E-Mail: [info@starlab.de](mailto:info@starlab.de)



## Allgemeine Daten

Art. Nr.	S7200-0001
Packgröße	1 Stück (1 Packung × 1 Stück)
Farbcode	Hellgrau
Farbe	Hellgrau
Für die Verwendung mit	ErgoOne Einkanal- oder Mehrkanalpipetten. Auch kompatibel mit verschiedenen Eppendorf®, Finn®, Gilson®, Rainin®, Sartorius® Pipetten mit Fingerhaken

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

**Starlab GmbH**  
Neuer Hölftigbaum 38  
22143 Hamburg  
E-Mail: [info@starlab.de](mailto:info@starlab.de)



## Mehr Details zu ErgoOne® Wandhalter, selbstklebend, für eine Pipette

Der ErgoOne® Wandhalter lässt sich dank selbstklebendem Klettband an allen glatten Wandoberflächen anbringen.

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

**Starlab GmbH**  
Neuer Hölftigbaum 38  
22143 Hamburg  
E-Mail: [info@starlab.de](mailto:info@starlab.de)