



ErgoOne® FAST Ablagegeständer



Produkt Highlights

Produktanwendungen

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Höltigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de



Allgemeine Daten

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Art. Nr. | P7166-6306 |
| Packgröße | 1 Stück (1 Beutel × 1 Stück) |
| Für die Verwendung mit | ErgoOne® FAST Pipette Controller |

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Hölftigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de



Mehr Details zu ErgoOne® FAST Ablageständer

Bei der Entwicklung unserer neuen ErgoOne® FAST Pipettierhilfe stand die Realisierung einer sehr hohen Pipettiergeschwindigkeit im Vordergrund. Das Ergebnis ist überzeugend! Mit ErgoOne® FAST füllen Sie handelsübliche 25 ml Pipetten in weniger als 4 Sekunden, ein echter Turbo!

Alle Komponenten von ErgoOne® FAST wurden unter ergonomischen Gesichtspunkten konzipiert. ErgoOne® FAST gehört zu den leichtesten Pipettierhilfen auf dem Markt. Sie ist besonders komfortabel und liegt perfekt in der Hand, so dass Sie auch über lange Pipettierserien nicht müde werden.

Dieser Ablageständer passt perfekt zu unserer ErgoOne® FAST Pipettierhilfe.