



# Thermoblock für 8 x konische 15-ml-Zentrifugenröhrchen



## Produkt Highlights

- Thermoblock für Starlab Mixer HC
- Die automatische Thermoblockerkennung vereinfacht den Blockwechsel

## Produktanwendungen

Probenvorbereitung

Aufreinigung von Plasmiden, DNA, RNA

cDNA-Synthese

Enzymreaktionen (Restriktionsverdau, Ligationen, Proteinase K-Verdau)

Denaturierung von DNA, RNA und Proteinen

Markierung von DNA, RNA und Proteinen

Kultivierung von Bakterien in Reaktionsgefäßen, Zentrifugenröhrchen und Deepwell-Platten

Transformation von Bakterien

Resuspendieren von Pellets

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

**Starlab GmbH**  
Neuer Hölftigbaum 38  
22143 Hamburg  
E-Mail: [info@starlab.de](mailto:info@starlab.de)



## Allgemeine Daten

Art. Nr.	S8012-0015
Packgröße	1 Stück (1 Box × 1 Stück)
Betriebstemperatur	4 °C bis 35 °C
Probenkapazität	8 × konische 15-mL-Gefäße
Drehzahlbereich	300 – 750 rpm

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

**Starlab GmbH**  
Neuer Hölftigbaum 38  
22143 Hamburg  
E-Mail: [info@starlab.de](mailto:info@starlab.de)



## Mehr Details zu Thermoblock für 8 x konische 15-ml-Zentrifugenröhrchen

Exchangeable thermoblock for use on the Starlab Mixer HC.

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

**Starlab GmbH**  
Neuer Hölftigbaum 38  
22143 Hamburg  
E-Mail: [info@starlab.de](mailto:info@starlab.de)