



## Thermoblock für Mikrotiterplatten/Deepwell-Platten, mit Deckel



### Produkt Highlights

- Thermoblock für Starlab Mixer HC
- Die automatische Thermoblockerkennung vereinfacht den Blockwechsel
- Für Mikrotiterplatten/Deepwell-Platten im SBS-Format

## Produktanwendungen

Probenvorbereitung

Aufreinigung von Plasmiden, DNA, RNA

cDNA-Synthese

Enzymreaktionen (Restriktionsverdau, Ligationen, Proteinase K-Verdau)

Denaturierung von DNA, RNA und Proteinen

Markierung von DNA, RNA und Proteinen

Kultivierung von Bakterien in Reaktionsgefäßen, Zentrifugenröhrchen und Deepwell-Platten

Transformation von Bakterien

Resuspendieren von Pellets

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

**Starlab GmbH**  
Neuer Hölftigbaum 38  
22143 Hamburg  
E-Mail: [info@starlab.de](mailto:info@starlab.de)



## Allgemeine Daten

Art. Nr.	S8012-0018
Packgröße	1 Stück (1 Box × 1 Stück)
Betriebstemperatur	4 °C bis 35 °C
Probenkapazität	1 × Mikrottestplatte / 1 × Deepwell-Platte
Drehzahlbereich	300 – 1.400 rpm; 800 rpm bei Beladungen > 200 g

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

**Starlab GmbH**  
Neuer Hölftigbaum 38  
22143 Hamburg  
E-Mail: [info@starlab.de](mailto:info@starlab.de)



## Mehr Details zu Thermoblock für Mikrotiterplatten/Deepwell-Platten, mit Deckel

Exchangeable thermoblock for use on the Starlab Mixer HC. Suitable for all SBS micro and [deepwell plates](#).

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

**Starlab GmbH**  
Neuer Hölftigbaum 38  
22143 Hamburg  
E-Mail: [info@starlab.de](mailto:info@starlab.de)