



Adapterplatte 96 x 0,2 ml (zur Verwendung mit Thermoblock S8012-0018)



Produkt Highlights

- Adapterplatte zur Verwendung mit Thermoblock S8012-0018
- Zur Umrüstung von S8012-0018 zur Verwendung mit 0,2-ml-Gefäßen oder einer PCR-Platte

Produktanwendungen

Probenvorbereitung

Aufreinigung von Plasmiden, DNA, RNA

cDNA-Synthese

Enzymreaktionen (Restriktionsverdau, Ligationen, Proteinase K-Verdau)

Denaturierung von DNA, RNA und Proteinen

Markierung von DNA, RNA und Proteinen

Kultivierung von Bakterien in Reaktionsgefäßen, Zentrifugenröhrchen und Deepwell-Platten

Transformation von Bakterien

Resuspendieren von Pellets

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Höltigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de



Allgemeine Daten

Art. Nr.	S8012-0019
Packgröße	1 Stück (1 Box × 1 Stück)
Betriebstemperatur	4 °C bis 35 °C
Probenkapazität	96 × 0,2-mL-PCR-Gefäße / 12 × 8er-Streifen 0,2-mL-PCR-Gefäße / 8 × 12er-Streifen 0,2-mL-PCR-Gefäße / 1 × 96 × 0,2-mL-PCR-Platte
Drehzahlbereich	300 – 1.400 rpm; 800 rpm bei Beladungen > 200 g

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Hölftigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de



Mehr Details zu Adapterplatte 96 x 0,2 ml (zur Verwendung mit Thermoblock S8012-0018)

Adapter plate to convert Thermoblock S8012-0018 for use with 0.2 ml Tubes (single or strips) or one PCR Plate.

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Hölftigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de